



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Cervical/Lamina Cloward

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Cervical/Lamina Cloward

SKU RM-CCLR-1

\$99 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Serrilha Cruzada	RM-CCLR-1-1	\$99
Com Garras Dentadas	RM-CCLR-1-2	\$99

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Cervical/Lamina Cloward é um instrumento cirúrgico espinal fundamental, projetado especificamente para fornecer uma exposição segura e autoestática da lâmina cervical, articulações facetárias e musculatura paravertebral durante procedimentos de coluna posterior. Projetado com um equilíbrio ideal entre alcance e alavancagem mecânica, este instrumento elimina a fadiga do assistente enquanto mantém um corredor operatório estável.

Construído para navegação espinal precisa, esta configuração do Afastador Cervical/Lamina Cloward apresenta um comprimento total de 16 cm (\$99) que fornece profundidade adequada, preservando alto controle manual em corredores cervicais. Os cirurgiões podem configurar o instrumento com mandíbulas de Serrilhado Cruzado, projetadas para oferecer uma fixação segura e distribuída em estruturas de tecidos moles, ou mandíbulas Com Dentes, otimizadas para fornecer tração mecânica máxima e fixação antiderrapante em camadas musculares ou fasciais densas. A cremalheira integrada mantém a tensão de afastamento constante sob forte resistência muscular.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico premium com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Cervical/Lamina Cloward para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, equipando centros cirúrgicos de coluna e neurocirurgia em todo o mundo com durabilidade excepcional e estabilidade clínica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest