



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteurs de foie serpent

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteurs de foie serpent

SKU RM-SLR-SERIES-1

\$299 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Modèle à pointe triangulaire	RM-SLR-TRI-1	\$299
Modèle à pointe bande gastrique	RM-SLR-GB-1	\$299
Modèle à pointe circulaire	RM-SLR-CIR-1	\$299
Modèle à pointe crochetée	RM-SLR-HOOK-1	\$299
Modèle à pointe polygonale	RM-SLR-POLY-1	\$299
Ensemble complet de 5 modèles	RM-SLR-SERIES-1	\$1,399

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les écarteurs de foie serpent représentent une série essentielle d'instruments laparoscopiques d'élévation du foie, conçus spécifiquement pour fournir un déplacement viscéral à large surface et une rétraction du lobe hépatique sûrs lors de la chirurgie mini-invasive gastro-intestinale supérieure, bariatrique et biliaire. Conçus avec une géométrie distale ultra-lisse qui s'insère à travers des trocars standard de 5 mm, ces écarteurs répartissent uniformément les forces de maintien sous le parenchyme hépatique, prévenant les déchirures capsulaires, les hématomes sous-capsulaires ou les lésions ischémiques focales, tout en établissant un corridor optique dégagé vers l'estomac et le hiatus.

Construite selon les spécifications des cadres cliniques, cette gamme d'écarteurs de foie serpent présente un diamètre de tige de 5 mm et une longueur de travail de 330 mm, équipée d'un port de rinçage intégré dédié qui permet une décontamination enzymatique complète à travers la lumière de la canule. Fabriqués à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), les chirurgiens peuvent choisir entre des

profils de tige/extrémité droits ou angulés parmi cinq géométries de pointe spécialisées : triangulaire pour une large élévation du lobe latéral, bande gastrique pour le tunnellation bariatrique, circulaire pour un maintien péritonéal diffus, crochétée pour un engagement ligamentaire ciblé, et polygonale pour un support tissulaire multi-planaire (299 \$ chacun, ou 1 399 \$ pour l'ensemble complet de 5). Son cadran arrière ergonomique contrôle sans effort le positionnement distal.

Forgés avec une finition mate satinée anti-reflet, Retractor Maker fabrique les écarteurs de foie serpent pour résister aux cycles d'autoclave hospitaliers répétitifs, offrant aux suites de chirurgie générale mini-invasive, aux centres bariatriques et aux blocs opératoires des maladies digestives du monde entier une durabilité mécanique exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une fiabilité complète en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest