



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Назальный ретрактор Swivel Ring Nasal Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Назальный ретрактор Swivel Ring Nasal Retractor

SKU RM-SRNR-11-1

\$59 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Swivel Ring Nasal Retractor	общая длина 11 см, ширина лопатки 8 мм, вращающееся кольцо 360°	\$59
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$59

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Назальный ретрактор Swivel Ring Nasal Retractor — это инновационный ручной хирургический инструмент для ринопластики и челюстно-лицевой пластики, специально разработанный для обеспечения динамического многонаправленного подъема кожного чехла носа и нижних латеральных хрящей. Благодаря вращающемуся на 360 градусов пальцевому кольцу, этот инструмент позволяет ассистентам непрерывно регулировать угол тяги вручную, не теряя контакта с тканями и не перекрывая обзор хирургу.

Эта конфигурация ретрактора Swivel Ring Nasal Retractor обеспечивает чистое и ограниченное операционное поле, имеет общую длину 11 см и лопатку шириной 8 мм (\$59). Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса для обеспечения длительной коррозионной стойкости. Его рабочая часть представляет собой плавно контурированную изогнутую лопатку, которая бережно удерживает нежный крыльчатый хрящ, не вызывая локальных раздавливаний или разрывов слизистой оболочки. Механизм поворотного кольца плавно вращается под натяжением, обеспечивая эргономичный ручной контроль во время сложных этапов моделирования спинки носа.

Retractor Maker производит назальный ретрактор Swivel Ring Nasal Retractor с антибликовым сатиновым матовым покрытием, способным выдерживать повторяющиеся циклы автоклавирования. Это

обеспечивает отделениям косметической, ЛОР- и реконструктивной хирургии по всему миру исключительную механическую стабильность, коррозионную стойкость и полную долговечность при стерилизации.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest