



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

スタッカブル Hohmann 骨レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



スタッカブル Hohmann 骨レトラクター

SKU RM-SHR-1

\$89 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
8 ¼" (20.96 cm) — 標準、ワイド、または曲弁	RM-SHR-1-1	\$89
9 ¼" (23.50 cm) — 標準、ワイド、または曲ブレード	RM-SHR-1-2	\$99

製品詳細

スタッカブル Hohmann 骨レトラクターは、人工関節置換術や骨折修復術において、優れた機械的利点と多方向への軟部組織変位を提供するために特別に設計された革新的な整形外科用骨レバレッジ器具です。インターロッキング・ネスティング・ハンドル設計により、助手が複数の器具を確実にスタック（積み重ね）して保持することが可能になり、術野を妨げることなく片手で強力な牽引力を生み出すことができます。

頻繁なオートクレーブ滅菌サイクルに耐え、高い耐食性を維持するように構築されたこのスタッカブル Hohmann シリーズは、全長 8 ¼ inches (20.96 cm, \$89) と 9 ¼ inches (23.50 cm, \$99) の2種類を用意しています。最高級の術場グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されており、先端部は皮質骨の縁に確実に固定されるよう、角度と湾曲を持たせたボーンハギング設計を採用しています。執刀医は、一般的な長管骨の露出用の Standard Blade、広範囲の筋肉変位用の Wide Blade、深い関節腔の確保用の Bent Blade の3つの幾何学的ブレードプロファイルから選択できます。

反射防止サテンマット仕上げを施した Retractor Maker 製スタッカブル Hohmann 骨レトラクターは、整形外科特有の強いトルクや繰り返される病院内オートクレーブに対応し、世界中のトラウマセンターや関節再建チームに揺るぎない臨床的耐久性と手術精度を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest