



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Vaginal Sims

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Afastador Vaginal Sims

SKU RM-SVR-19-1

\$91 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
63.5 mm × 25 mm — Polido ou Ebonizado	RM-SVR-19-1-1	\$91
76.0 mm × 32 mm — Polido ou Ebonizado	RM-SVR-19-1-2	\$93
82.5 mm × 32 mm — Polido ou Ebonizado	RM-SVR-19-1-3	\$95
82.5 mm × 38 mm — Polido ou Ebonizado	RM-SVR-19-1-4	\$97
89.0 mm × 41 mm — Polido ou Ebonizado	RM-SVR-19-1-5	\$99

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Vaginal Sims é um instrumento fundamental para cirurgias ginecológicas e reconstrutivas pélvicas, projetado especificamente para proporcionar o deslocamento seguro e não traumático das paredes vaginais e do assoalho pélvico. Projetado com um layout assimétrico de extremidade dupla, consistindo em duas lâminas tipo bico de pato em ângulo reto de comprimentos diferentes voltadas para a mesma direção, este instrumento permite que uma extremidade seja inserida profundamente na cúpula vaginal enquanto a extremidade oposta serve como um cabo ergonômico para tração manual.

Construído para oferecer uma garantia vitalícia contra ferrugem e defeitos, este Afastador Vaginal Sims mantém um comprimento total de 19 cm. Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o instrumento oferece dois estilos de revestimento: um acabamento em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) Padrão altamente polido para procedimentos de rotina, ou um Acabamento Ebonizado não reflexivo otimizado para configurações cirúrgicas a laser antirreflexo. O menu de compra oferece cinco dimensões de lâmina selecionáveis: 63.5 mm × 25 mm (\$91), 76 mm × 32 mm (\$93), 82.5 mm × 32 mm (\$95), 82.5 mm × 38 mm (\$97) e 89 mm × 41 mm (\$99). As

margens lisas e arredondadas das lâminas protegem as dobras mucosas de lacerações.

Forjado com precisão excepcional, a Retractor Maker fabrica o Afastador Vaginal Sims para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo a centros obstétricos, salas ginecológicas e clínicas de saúde da mulher em todo o mundo durabilidade incomparável, resistência à corrosão e total confiabilidade clínica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest