



# RETRACTOR MAKER

## 製品パンフレット

Love 神経根レトラクター

### CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Love 神経根レトラクター

SKU RM-LNRR-MAT-1

**\$24 USD**

### コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント    | 寸法 / 詳細                                                                                   |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ストレート      | 対応全長: 17.5 cm または 21.5 cm ・ 主な臨床的役割: 直接的な直線的椎間アクセスおよび神経根の授動 ・ 価格 (USD): \$24.00 / \$29.00 |
| 1  | 45度        | 対応全長: 17.5 cm または 21.5 cm ・ 主な臨床的役割: 外側陥凹の減圧および関節下神経根の保護 ・ 価格 (USD): \$24.00 / \$29.00    |
| 1  | 90度        | 対応全長: 17.5 cm または 21.5 cm ・ 主な臨床的役割: 深部椎間孔の探索および内側硬膜嚢の保持 ・ 価格 (USD): \$24.00 / \$29.00    |
| 1  | 保護スリーブ / 箱 | 対応サイズ: 標準輸送用パッケージ ・ 主な臨床的役割: N/A ・ 価格 (USD): 込み                                           |

### 製品詳細

Love 神経根レトラクターは、腰椎椎間板手術において走行する脊髄神経根および硬膜嚢を安全かつ非侵襲的に牽引・遮蔽するために設計された、国際的に高く評価されている脊椎マイクロサージェリー用レトラクターです。非外傷性のカップ状ブレードを備えた細長い剛性シャフトにより、脊椎外科医は神経の伸展損傷や硬膜裂傷のリスクを負うことなく、狭い椎間板の術野で円滑に作業を行うことができます。

本シリーズは、複数の器具全長とワーキングアングルを組み合わせた適応性の高い選択マトリックスを備えており、標準的な後方腰椎アプローチ用の 17.5 cm (\$24) と、深部へのアクセスに適した 21.5 cm (\$29) の2種類の全長を提供しています。最高品質のドイツ製サージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で鍛造された剛性シャフトは、直線的な展開に適した「ストレート」、外側陥凹の授動に最適な「45度」、および深部の椎間孔での神経保護に用いる「90度」の3つの機能的構成から選択可能です。人間工学に基づいたフラットなハンドルは、指先の高い感度と安定した対抗牽引を保

証します。

反射防止サテンマット仕上げを施した Retractor Maker 製 Love 神経根レトラクターは、病院での繰り返しの滅菌サイクルに耐えるよう製造されており、世界中の脊椎センター、脳神経外科手術室、整形外科外傷ユニットに、揺るぎない構造的剛性、高い耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

#### RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

[retractormaker.com](https://retractormaker.com)  
[retractormanufacturer.com](https://retractormanufacturer.com)

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

#### フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest