



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Traqueal Bose Tipo Resorte

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Traqueal Bose Tipo Resorte

SKU RM-BTR-ST-1

\$59 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador Traqueal Bose Tipo Resorte	Longitud total de 7 cm, valvas curvas de acción por resorte	\$59
Funda / Caja protectora	Embalaje individual para transporte	\$59

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Traqueal Bose Tipo Resorte es un retractor quirúrgico especializado de expansión automática, diseñado para estabilizar la pared traqueal y despejar la incisión sin necesidad de usar las manos durante intervenciones delicadas en las vías respiratorias. Operando a través de un mecanismo de tensión elástica, este instrumento separa suavemente los bordes de la herida bajo una contracción continua y controlada, liberando al equipo quirúrgico durante la canulación crítica.

Construido para la agilidad en espacios anatómicos restringidos, este modelo de Separador Traqueal Bose Tipo Resorte presenta un perfil compacto de 7 cm (\$59) que proporciona una alta microflexibilidad sin congestionar el sitio operatorio. Sus extremos de trabajo están diseñados con valvas curvas especializadas y bien definidas que ejercen un soporte suave pero firme contra el cartílago traqueal y los márgenes de la mucosa, evitando el colapso del tejido localizado o traumatismos.

Mecanizado con precisión a partir de Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado mate satinado libre de reflejos, Retractor Maker fabrica el Separador Traqueal Bose Tipo Resorte para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, brindando a los equipos de urgencias, otorrinolaringología y cirugía pediátrica una durabilidad confiable y capacidad de despliegue instantáneo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest