



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Chassi para Afastador Cervical

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Chassi para Afastador Cervical

SKU RM-CRF-1

\$109 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
16.5 cm Braços Rígidos	RM-CRF-1-1	\$109
25.5 cm Braços Articulados	RM-CRF-1-2	\$119

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Chassi para Afastador Cervical é uma estrutura essencial de afastamento espinhal autoestático, projetada especificamente para fornecer exposição estável e longitudinal de tecidos moles durante a discectomia e fusão cervical anterior (ACDF). Projetado para fixar lâminas rombas e dentadas intercambiáveis de forma segura, este chassi afasta os músculos longos do pescoço e retrai as estruturas viscerais para fora do espaço discal sem a necessidade de auxílio manual.

Construído para acomodar variadas abordagens clínicas e anatomias cervicais, este Chassi para Afastador Cervical é fabricado em duas configurações estruturais distintas. O chassi de 16.5 cm de comprimento (\$109) é formatado explicitamente com braços rígidos para fornecer uma força de afastamento altamente consistente e firme, minimizando micro-movimentos involuntários durante intervenções de nível único. O chassi estendido de 25.5 cm de comprimento (\$119) é projetado com braços articulados que se adaptam dinamicamente aos contornos assimétricos dos pacientes durante procedimentos de múltiplos níveis.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico premium com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Chassi para Afastador Cervical para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, proporcionando aos cirurgiões de coluna e equipes de neurocirurgia rigidez absoluta, deslizamento suave da cremalheira e durabilidade total em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest