



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastadores Minimamente Invasivos para Joelho

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastadores Minimamente Invasivos para Joelho

SKU RM-MIKR-1

\$79 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
19 cm Comprimento Total	RM-MIKR-1-1	\$79
20 cm Comprimento total	RM-MIKR-1-2	\$84
22 cm Comprimento total	RM-MIKR-1-3	\$89

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os Afastadores Minimamente Invasivos para Joelho são instrumentos cirúrgicos ortopédicos indispensáveis, projetados especificamente para fornecer alavancagem óssea confiável e deslocamento de tecidos moles periarticulares através de incisões cutâneas reduzidas durante a artroplastia total do joelho minimamente invasiva (MIS-TKA). Projetados com hastes contornadas de baixo perfil, esses afastadores permitem que as equipes cirúrgicas afastem a patela, os ligamentos colaterais e a cápsula de forma limpa, sem exercer tensão excessiva nas margens da incisão.

Construída para se adaptar a anatomias variáveis dos pacientes e profundidades de tecido, esta série de Afastadores Minimamente Invasivos para Joelho está disponível em três alcances longitudinais distintos selecionáveis via menu de opções: 19 cm (\$79) para articulações de joelho delgadas, 20 cm (\$84) para procedimentos adultos padrão e um alcance estendido de 22 cm (\$89) para corredores articulares profundos. Fabricado artesanalmente a partir de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), cada afastador apresenta um cabo ergonômico e uma ponta em bico contornada que se assenta com segurança contra as corticais ósseas femoral e tibial, evitando o deslizamento durante os cortes ósseos de alta velocidade.

Forjados com um acabamento fosco acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz Afastadores Minimamente Invasivos para Joelho para suportar alto torque mecânico e ciclos repetidos de autoclave hospitalar, proporcionando durabilidade clínica excepcional, resistência à corrosão e total confiabilidade de esterilização

para salas de reconstrução articular em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest