



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Canal Mandibular de Obwegeser

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Canal Mandibular de Obwegeser

SKU RM-OMCR-1

\$44 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
8 mm Channel Size	RM-OMCR-1-1	\$44
Canal de 10 mm	RM-OMCR-1-2	\$49

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Canal Mandibular de Obwegeser es un retractor quirúrgico maxilofacial indispensable, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento de tejidos blandos seguro y no traumático, así como protección del borde óseo durante las osteotomías sagitales de rama (SSRO). Diseñado con una ranura de canal anatómica que se engancha firmemente alrededor de la corteza inferior de la mandíbula, este instrumento permite a los cirujanos realizar cortes óseos en el borde inferior mientras protege completamente la arteria facial, la vena facial anterior y el nervio mandibular marginal.

Construido para una precisión en el espacio intraoral, este Separador de Canal Mandibular de Obwegeser está disponible en dos parámetros de ancho de hoja estandarizados: un tamaño de 8 mm (\$44) para bordes mandibulares estrechos y un tamaño de 10 mm (\$49) para una anatomía ósea más amplia. Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), su perfil de canal liso se asienta firmemente contra el hueso cortical sin deslizarse hacia los planos fasciales cervicales. El mango ergonómico ofrece un apalancamiento manual sin fatiga para los asistentes quirúrgicos.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker produce el Separador de Canal Mandibular de Obwegeser para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a los cirujanos orales, maxilofaciales y reconstructivos faciales de todo el mundo una estabilidad mecánica excepcional, resistencia a la corrosión y una durabilidad clínica completa.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest