



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Stackable Hohmann-Hebel

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Stackable Hohmann-Hebel

SKU RM-SHR-1

\$89 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
8 ¼" (20.96 cm) — Standard, Breites oder Gebogenes Blatt	RM-SHR-1-1	\$89
9 ¼" (23.50 cm) — Standard, Breites oder Gebogenes Blatt	RM-SHR-1-2	\$99

PRODUKTBESCHREIBUNG

Stackable Hohmann-Hebel sind innovative orthopädische Knochenhebel, die speziell für außergewöhnliche mechanische Vorteile und Multi-Vektor-Weichteilverschiebung bei Gelenkarthroplastiken und Frakturversorgungen entwickelt wurden. Dank der ineinandergreifenden Nesting-Griffe können OP-Assistenten mehrere Instrumente sicher koppeln, um die Retraktionskraft in einer Hand zu multiplizieren, ohne den operativen Korridor zu blockieren.

Diese Serie der Stackable Hohmann-Hebel ist für häufige Autoklavierzyklen ausgelegt, hochgradig korrosionsbeständig und in zwei Gesamtlängen erhältlich: 8 ¼ inches (20.96 cm, \$89) und 9 ¼ inches (23.50 cm, \$99). Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), bietet das Arbeitsteil ein abgewinkeltes und gebogenes, knochenahes Design, das sicher auf den Kortikalisträndern aufsitzt. Chirurgen können zwischen drei geometrischen Blattprofilen wählen: Standard für die allgemeine Freilegung von Röhrenknochen, Wide für breite Muskelverlagerung und Bent für tiefe Gelenkfreilegungen.

Mit einem blendfreien Satin-Finish geschmiedet, fertigt Retractor Maker diese Stackable Hohmann-Hebel für höchste Drehmomentbelastungen in der Orthopädie und wiederholte Krankenhaus-Sterilisationszyklen, um Traumazentren und Endoprothetik-Teams weltweit unnachgiebige klinische Haltbarkeit und chirurgische Präzision zu bieten.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest