



製品パンフレット

Smithwick Nerve Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Smithwick Nerve Retractor

SKU RM-SNR-29-1

\$29 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
小 — 17 cm, 鈍性曲フック	RM-SNR-29-1-1	\$29
中サイズ — 21 cm, 鈍性曲フック	RM-SNR-29-1-2	\$29
標準型 — 29 cm, 鈍曲フック	RM-SNR-29-1-3	\$29

製品詳細

Smithwick Nerve Retractorは、深部解剖領域における神経根の安全かつ繊細な操作と交感神経幹の授動のために特別に設計された、脳神経外科および脊椎外科用の特殊レトラクターです。細長い本体シャフトを備えたこのレトラクターは、脊椎および血管外科医が、穿刺、裂傷、または剪断外傷のリスクを負うことなく、繊細な神経線維や血管束をきれいに探索、移動、および保護することを可能にします。

錆や材料の欠陥に対する永久保証に裏打ちされた最大限の耐久性と耐食性を実現するために構築されたこのSmithwick Nerve Retractorの構成は、29 cm (\$29) の延長された全長を特徴としており、後腹膜深部や胸腔への卓越した到達範囲を提供します。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作りされた作業端のデザインは、神経幹を安全に保持するために特別に輪郭形成された外傷の少ない鈍的湾曲フックを片端に組み込んだ非対称の両端レイアウトを特徴としています。バランスの取れた中央ハンドルは、指先での回転制御と洗練された触覚フィードバックを提供します。

反射防止サテンマット仕上げを施した非滅菌・再滅菌可能な手術室用デバイスとして供給されるRetractor MakerのSmithwick Nerve Retractorは、頻繁な高温オートクレーブ処理に耐えるように製造されており、世界中の脳神経外科、脊椎外科、および血管外科において、屈強な構造剛性、耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest