



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de tissus mous Kreidler

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de tissus mous Kreidler

SKU RM-KSTR-21-1

\$44 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur de tissus mous Kreidler	Dimensions / Détails : longueur totale de 21 cm, lame de 5 × 20 mm de large · Quantité incluse : 1	\$44
Housse / Boîte de protection	Dimensions / Détails : emballage de transport individuel · Quantité incluse : 1	\$44

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de tissus mous Kreidler est un instrument spécialisé de chirurgie maxillo-faciale conçu spécifiquement pour assurer un déplacement sûr et atraumatique des lambeaux mucopériostés et des tissus mous lors des chirurgies orthognathiques et mandibulaires. Grâce au contour anatomique de sa lame, cet écarteur permet aux chirurgiens oraux de protéger proprement la musculature faciale et les marges vasculaires contre les scies oscillantes et les fraises rotatives.

Conçue pour optimiser la portée tactile et la maniabilité, cette configuration de l'écarteur de tissus mous Kreidler présente une longueur totale de 21 cm (\$44). Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), sa partie travaillante intègre une lame de 5 mm × 20 mm de large, spécifiquement profilée pour épouser les tissus muqueux délicats sans provoquer de nécrose de pression localisée. Sa tige fine maintient les mains de l'assistant hors du champ de vision intra-oral, tandis que le manche ergonomique offre un effet de levier manuel sans fatigue.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur de tissus mous Kreidler pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux chirurgiens oraux, maxillo-faciaux et plasticiens du monde entier une haute résistance à la corrosion, une rigidité structurelle et une durabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest