



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Bennett Tibia Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Bennett Tibia Ekartörü

SKU RM-BTR-1

\$79 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Küçük — 45 mm bıçak	RM-BTR-1-1	\$79
Büyük — 63 mm bıçak	RM-BTR-1-2	\$89

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Bennett Tibia Ekartörü, diz ve alt bacak cerrahisi sırasında tibial shaft ve plato çevresinde güvenilir kaldırma etkisi ve yumuşak doku görünürlüğü sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış uzman bir ortopedik cerrahi ekartördür. Uzun kemik kortekslerine uyum sağlayan geniş, kavisli distal bıçağı ile bu alet, cerrahi asistanların hacimli anterior ve posterior kas kompartmanlarını minimum fiziksel eforla ekarte etmelerini sağlar.

Alt ekstremitedeki ağır karşı çekiş (counter-traction) işlemleri için üretilen bu Bennett Tibia Ekartörü serisi iki ana konfigürasyonda sunulmaktadır: 45 mm bıçak genişliğine sahip Küçük model (\$79) ve 63 mm bıçak genişliğine sahip Büyük model (\$89). Her iki profil de 9 ½ inç ile 9 ¾ inç (standart 9 ¼ inç üretim dahil) arasında seçilebilir toplam uzunluklara sahiptir. Pürüzsüz, yuvarlatılmış bıçak ucu, kemiği güvenli sararak osteotomi ve fraktür fiksasyonu sırasında periostu ve nörovasküler demetleri korur.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı, birinci sınıf cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Bennett Tibia Ekartörü'nü yoğun mekanik torka ve tekrarlanan otoklav döngülerine dayanacak şekilde üreterek dünya çapındaki ortopedik travma ünitelerine olağanüstü güç ve güvenilirlik sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest