



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Volkman Retractor-USA Pattern

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Volkman Retractor-USA Pattern

SKU RM-VRUP-223-1

\$64 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
2 Dişli (Künt / Keskin) — 8 mm - 11 mm	RM-VRUP-223-1-1	\$64
3 Dişli (Künt / Keskin) — 11 mm - 18 mm	RM-VRUP-223-1-2	\$69
4 Dişli (Künt / Keskin) — 18 mm - 26 mm	RM-VRUP-223-1-3	\$74
6 Dişli (Künt / Keskin) — 26 mm - 40 mm	RM-VRUP-223-1-4	\$79

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Volkman Retractor-USA Pattern, genel, ortopedik ve plastik prosedürlerde güvenilir, kaymaz cilt flebi elevasyonu ve yumuşak doku deplasmanı sağlamak için özel olarak tasarlanmış temel bir el tipi cerrahi tırmık ekartördür. Çoklu kavisli tırmık dişleri ile tasarlanan bu alet, cerrahi asistanların fokal doku yırtılmalarına veya marjinal iskemiye neden olmadan kütanöz ve subkütanöz düzlemlerde homojen karşı-traksiyon uygulamasına olanak tanır.

Performans kaybı yaşamadan yüksek frekanslı otoklav sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretilen Volkman Retractor-USA Pattern gövdesi, operasyon asistanlarına mükemmel erişim mesafesi sağlayan 22.3 cm toplam uzunluğunu korur. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen alet, 2 (\$64), 3 (\$69), 4 (\$74) veya 6 (\$79) dişli seçenekleri sunar. Cerrahlar, güvenli ve atravmatik yumuşak doku manipülasyonu için tasarlanmış Künt uçlar veya daha sert doku sınırlarında sıkı ve kaymasız bir tutuş sağlamak için tasarlanmış Keskin uçlar arasında seçim yapabilirler. Seçilebilir bıçak genişliği boyutları 8 mm ile 26 mm arasında değişmekte olup, 11 mm, 18 mm, 26 mm ve 40 mm gibi spesifik seçenekleri içerir.

Parlamayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Volkman Retractor-USA Pattern ürününü sıkı klinik standartlara uygun olarak üretmekte; dünya çapındaki travma merkezlerine, plastik cerrahi birimlerine ve

genel ameliyathanelere olağanüstü korozyon direnci, yapısal rijitlik ve tam otoklav dayanıklılığı sunmaktadır.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest