



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Coronoides de Hargis con Cadena

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Coronoides de Hargis con Cadena

SKU RM-HCRWC-1

\$49 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Separador Coronoides de Hargis	19 cm de longitud total, hoja coronoides ranurada — 1
1	Cadena de retracción integrada	Cadena de eslabones de Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético)
1	Funda / Caja protectora	Embalaje de tránsito individual — 1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Coronoides de Hargis con Cadena es un separador quirúrgico maxilofacial especializado, diseñado específicamente para ofrecer una exposición confiable y manos libres de la apófisis coronoides mandibular y la rama ascendente durante intervenciones ortognáticas. Diseñado con una punta ranurada anatómica que se engancha firmemente sobre el borde anterior de la coronoides, este instrumento desplaza el tendón del músculo temporal de forma segura lejos de los cortes sagitales y las sierras óseas recíprocas.

Construido para soportar fuerzas operativas rigurosas, esta configuración del Separador Coronoides de Hargis con Cadena presenta una longitud total de la herramienta de 19 cm (\$49) junto con una cadena de retracción de alta resistencia de 20 cm. El conjunto de la cadena permite a los equipos quirúrgicos acoplar pesas quirúrgicas estándar o colgar el separador para establecer una contratracción gravitacional continua, eliminando la fatiga manual del asistente y manteniendo el campo visual despejado. El contorno de la hoja curva se envuelve limpiamente alrededor del borde anterior de la rama sin lacerar la mucosa oral profunda.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico de primera calidad con un acabado mate satinado antirreflejos, Retractor Maker fabrica el Separador Coronoides de Hargis con Cadena para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a los cirujanos orales, maxilofaciales y craneofaciales de todo el mundo una resistencia excepcional a la corrosión,

estabilidad mecánica y durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest