



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Cronin Lip & Nostril Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Cronin Lip & Nostril Retractor

SKU RM-CLNR-1

\$49 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Cronin Lip & Nostril Retractor	全長6" (15.2 cm)、幅14 mm、両端式	\$49
保護スリーブ / 箱	個別輸送用パッケージ	\$49

製品詳細

Cronin Lip & Nostril Retractorは、唇裂修復術や外鼻形成術において、二役の組織露出を提供するよう設計された、形成・再建外科に不可欠な開創器です。単一の本体に2つの特殊な解剖学的作用端を備えており、術者は器具を持ち替えることなく、繊細な鼻腔内の拡張と上唇の挙上の間をスムーズに移行できます。

2つの異なる顔面構造にわたって術中の視覚化を最大化するように構築されたこのCronin Lip & Nostril Retractorは、全長6インチ (15.2 cm)、幅14 mm (\$49) です。鼻翼端は、鼻前庭内に安全に配置されるよう設計された2つの鈍的爪で構成されており、鼻翼縁を牽引して内部の視野を拡大します。反対側の唇用端は、粘膜組織を挟むことなく、唇裂修復中の上唇と人中柱を快適に挙上できるように設計された滑らかな内側湾曲を特徴としています。

光の反射を抑えたサテンマット仕上げのプレミアム医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造されたRetractor Maker製のCronin Lip & Nostril Retractorは、厳格な臨床基準に従って製造されており、高い耐食性、優れた人間工学的バランス、および世界中の小児外科、形成外科、頭蓋顎顔面外科で求められる完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest