



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador EMORY Endo-Plastic Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador EMORY Endo-Plastic Retractor

SKU RM-EEPR-1

\$309 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
EMORY Endo-Plastic Retractor	10" (254 mm) de longitud, punta de 1" (25.4 mm), canal para endoscopio de 10 mm	\$309
Funda / Caja protectora	Empaque de tránsito individual	\$309

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El EMORY Endo-Plastic Retractor es un instrumento de cirugía estética endoscópica de primer nivel, diseñado específicamente para proporcionar una elevación amplia de la cavidad óptica mientras asegura un corredor rígido para la visualización endoscópica. Diseñado para disecciones estéticas mínimamente invasivas, este instrumento permite a los cirujanos realizar la separación roma de los planos subpectoral y subgaleal, manteniendo la óptica de la cámara endoscópica limpia y posicionada directamente sobre el plano de disección.

Fabricado bajo rigurosas tolerancias quirúrgicas, esta configuración del EMORY Endo-Plastic Retractor presenta una longitud de hoja extendida de 10 pulgadas (254 mm) combinada con una punta de 1 pulgada (25.4 mm) de ancho. El instrumento está diseñado explícitamente con un canal guía integrado optimizado para endoscopios de 10 mm, eliminando el balanceo de la cámara y manteniendo un túnel óptico iluminado y estable. Su mango ergonómico ofrece una retroalimentación táctil refinada, permitiendo diseccionar los planos tisulares sin esfuerzo y sin causar desgarros musculares.

Manufacturado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker suministra el EMORY Endo-Plastic Retractor en estado no estéril y totalmente autoclavable dentro de un empaque protector, brindando a los centros de cirugía cosmética, plástica y reconstructiva alta durabilidad, compatibilidad con óptica de precisión y longevidad clínica.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest