



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Murphy

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Murphy

SKU RM-MR-195-1

\$44 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
2 Dents (8.0 mm de large)	RM-MR-195-1-1	\$44
3 Griffes (13.0 mm wide)	RM-MR-195-1-2	\$49
4 Griffes (18.0 mm de large)	RM-MR-195-1-3	\$54
6 Griffes (28.0 mm large)	RM-MR-195-1-4	\$59

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Murphy est un écarteur à griffes fondamental, conçu spécifiquement pour assurer une rétraction fiable et antidérapante des tissus mous et des berges opératoires lors d'interventions générales, plastiques et orthopédiques. Doté de plusieurs dents courbées, cet instrument permet aux assistants chirurgicaux d'appliquer une contre-traction manuelle uniforme sur les plans cutanés et sous-cutanés sans risque de déchirure tissulaire focale ou de glissement.

Conçu pour une adaptabilité procédurale totale, cet écarteur Murphy conserve une longueur totale uniforme de 19.5 cm, offrant un dégagement confortable. Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'instrument propose plusieurs configurations de dents et largeurs de lame : 2 dents avec une extrémité de 8.0 mm (\$44), 3 dents avec une extrémité de 13.0 mm (\$49), 4 dents avec une extrémité de 18.0 mm (\$54) et 6 dents avec une extrémité large de 28.0 mm (\$59). Les chirurgiens peuvent choisir entre des pointes Blunt pour une manipulation tissulaire douce minimisant le traumatisme par compression, ou des pointes Sharp pour une prise tissulaire extrêmement fiable et sans glissement. Sa poignée ergonomique en anneau assure un levier de traction sans fatigue.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur Murphy pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant une haute résistance à la corrosion, une rigidité structurelle et une durabilité clinique complète pour les blocs opératoires du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest