



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Fomon

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Fomon

SKU RM-FMR-17-1

\$44 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Configuración estándar — 17 cm de longitud, punta de bola de 5 × 10 mm, Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético)	RM-FMR-17-1-1	\$44
Configuración aislada — 17 cm de longitud, punta de bola de 5 × 10 mm, recubrimiento dieléctrico	RM-FMR-17-1-2	\$54

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Fomon es un instrumento de cirugía plástica facial y rinoplastia aclamado internacionalmente, diseñado específicamente para proporcionar una retracción de tejidos blandos atraumática y un acceso visual claro en corredores anatómicos estrechos. Diseñado con una punta esférica ultra suave, este separador se engancha suavemente debajo del cartílago alar y los revestimientos mucosos, protegiendo los tejidos delicados de punciones accidentales o traumas por presión focal.

Construido para un control táctil óptimo durante el remodelado nasal, este modelo de Separador Fomon presenta una longitud total de 17 cm (6.7 pulgadas). Su extremo de trabajo incorpora una punta esférica dedicada de 5 mm × 10 mm contorneada para distribuir la contracción de manera uniforme a través del cartílago lateral inferior y el reborde alar. Los cirujanos pueden elegir entre una configuración de Acero Inoxidable Estándar (\$44) y una configuración Aislada (\$54) recubierta con un polímero no conductor duradero para proteger la piel adyacente y los márgenes mucosos durante la electrocirugía activa.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker fabrica el Separador Fomon bajo estrictos estándares clínicos, ofreciendo alta resistencia a la corrosión, rigidez estructural inquebrantable y durabilidad total en autoclave para clínicas cosméticas, otorrinolaringológicas y

reconstructivas en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest