



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Ferreira breast augmentation Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ferreira breast augmentation Retractor

SKU RM-FBAR-1

\$99 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Ferreira breast augmentation Retractor	5 1/8" (130 mm) sap, 25 x 171 mm kavisli konik bıçak	\$99
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$99

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Ferreira breast augmentation Retractor, kozmetik ve rekonstrüktif meme prosedürleri sırasında geniş, atravmatik doku elevasyonu ve cep görünürlüğü sağlamak için özel olarak tasarlanmış, uluslararası alanda kabul görmüş bir estetik cerrahi aletidir. Uzatılmış kavisli bıçak profili ile tasarlanan bu ekartör, cerrahların pektoralis major kasını pürüzsüz bir şekilde diseke etmesine ve silikon veya salin implant yerleşimi için geniş bir çalışma cebi oluşturmasına olanak tanır.

Optimal doku açıklığı ve güvenlik için üretilen bu Ferreira breast augmentation Retractor konfigürasyonu, 5 1/8 inç (130 mm) sap (\$99) ve 25 mm genişliğinde, 171 mm uzunluğunda bıçak ile eşleştirilmiştir. Bıçak geometrisi, lokalize basınç nekrozuna veya kutanöz çökmeye neden olmadan hassas yumuşak doku konturlarını güvenli bir şekilde desteklemek için tasarlanmış kavisli ve konik bir yerleşim düzenine sahiptir. Ergonomik sap, derin cep hazırlığı boyunca cerrahi asistanlara sabit ve yorulmadan manuel kaldırma gücü sağlar.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı, birinci sınıf tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Ferreira breast augmentation Retractor aletini hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir. Bu sayede dünya çapındaki plastik, estetik ve onkolojik meme cerrahisi ekiplerine üstün korozyon direnci, yapısal rijitlik ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest