



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Anderson Bear Claw

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Anderson Bear Claw

SKU RM-ABCR-1

\$49 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
3 garras agudas, 4 ¾" (12.1 cm)	RM-ABCR-1-1	\$49
5 garras agudas, 4 ¾" (12.1 cm)	RM-ABCR-1-2	\$59

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador Anderson Bear Claw es un instrumento especializado de cirugía plástica diseñado para proporcionar un agarre excepcional y una tracción constante en colgajos de tejido cutáneo y subcutáneo. Diseñado con dientes afilados y curvados de forma distintiva, este instrumento permite a los cirujanos sujetar planos de tejido fibroso de forma segura sin aplastar los bordes frágiles de la piel.

Optimizado para procedimientos delicados de rejuvenecimiento facial y reconstrucción, este modelo de Anderson Bear Claw presenta una longitud total compacta de 4 ¾ pulgadas (12.1 cm). Está disponible en dos variaciones: una disposición estrecha de 3 dientes afilados (\$49) para acceso digital o periorbital específico, y una disposición más amplia de 5 dientes afilados (\$59) diseñada para distribuir la fuerza de retracción uniformemente en colgajos cutáneos más grandes. Su mango de contorno ergonómico incluye un amplio apoyo para el pulgar que asegura un control manual antideslizante.

Fabricado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker suministra el separador Anderson Bear Claw no estéril y totalmente autoclavable en un embalaje protector, ofreciendo una alta sensibilidad táctil y una resistencia total a la corrosión para quirófanos de cirugía plástica y estética en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest