



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Biggs Mammoplasty Retractor, Fiber Optics

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Biggs Mammaplasty Retractor, Fiber Optics

SKU RM-BMRFO-1

\$239 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Biggs Mammaplasty Retractor, Fiber Optics	50 mm fenstriertes Blatt, Lichtleiter, Absaugrohr
1	Universal-Lichtkabelanschluss	Anschluss an Standard-OP-Glasfaserkabel
1	Schutzhülle / Box	Standard-Transportverpackung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Biggs Mammaplasty Retractor, Fiber Optics ist ein erstklassiges, beleuchtetes Instrument für die Mammachirurgie, das für eine überlegene Taschenvisualisierung und aktive Feldreinigung während der ästhetischen und rekonstruktiven Mammaplastik entwickelt wurde. Durch die Integration einer hochintensiven Glasfaserbeleuchtung mit einem kontinuierlichen Rauch- und Flüssigkeitsabsaugkanal eliminiert dieser Retraktor dunkle Vertiefungen und saugt gleichzeitig elektrochirurgische Dämpfe ab.

Diese Konfiguration des Biggs Mammaplasty Retractor, Fiber Optics wurde für anspruchsvolle chirurgische Eingriffe entwickelt und verfügt über ein Blatt mit einer Standardbreite von 50 mm (\$239). Das Arbeitsende weist eine spezialisierte fenstrierte Architektur auf, die eine hervorragende mechanische Traktion und Stabilität auf dem Drüsengewebe bietet und gleichzeitig den lokalen Anpressdruck minimiert. Das integrierte Glasfaserbündel verfügt über einen Universalanschluss, der mit Standard-Lichtleitkabeln (Storz, Olympus, Wolf, ACMI) kompatibel ist und eine nahtlose Integration in den OP gewährleistet.

Gefertigt aus medizinischem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) und hochtransmissiven optischen Glasfasern mit einem blendfreien Satin-Finish, liefert Retractor Maker den Biggs Mammaplasty Retractor, Fiber Optics unsteril und voll autoklavierbar aus. Dies garantiert außergewöhnliche Langlebigkeit, optische Klarheit und klinischen Nutzen für Brustzentren weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest