



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Fischl Shoe Horn

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Fischl Shoe Horn

SKU RM-FSHR-16-1

\$24 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador Fischl Shoe Horn	Longitud total de 16 cm, hoja de espátula curva tipo calzador	\$24
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$24

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador Fischl Shoe Horn es un instrumento quirúrgico manual especializado, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento de tejido blando atraumático y una separación de planos tisulares en procedimientos plásticos, generales y reconstructivos. Diseñado con una hoja de espátula tipo calzador contorneada y ultrasuave, este instrumento permite a los cirujanos guiar implantes, elevar colgajos cutáneos delicados y retraer márgenes de heridas sin causar traumatismos por fricción o contusiones en los bordes.

Construido para una utilidad clínica versátil, esta configuración del separador Fischl Shoe Horn presenta una longitud total de 16 cm (24). Su hoja de trabajo incorpora un perfil curvo y suavemente cóncavo que se desliza sin esfuerzo en túneles quirúrgicos estrechos, proporcionando una contratracción de superficie amplia que evita la necrosis por presión focal. El mango plano ergonómico ofrece una respuesta táctil manual excepcional, lo que permite a los asistentes quirúrgicos mantener una deflexión tisular estable durante disecciones prolongadas.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico de primera calidad con un acabado mate satinado antirreflectante, Retractor Maker fabrica el separador Fischl Shoe Horn bajo estrictos estándares clínicos, ofreciendo una alta resistencia a la corrosión, una rigidez estructural inquebrantable y una durabilidad completa en autoclave para quirófanos de hospitales y clínicas de cirugía estética en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest