



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Hohmann Acodado

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Hohmann Acodado

SKU RM-BHR-ORTHO-1

\$69 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
8"	RM-BHR-ORTHO-1-1	\$69
9 ¾"	RM-BHR-ORTHO-1-2	\$74
11"	RM-BHR-ORTHO-1-3	\$79
11 ½"	RM-BHR-ORTHO-1-4	\$84
12 ⅛"	RM-BHR-ORTHO-1-5	\$89

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Hohmann Acodado es un instrumento de palanca ósea indispensable en ortopedia, diseñado para ofrecer un desplazamiento excepcional del tejido y exposición ósea durante la reconstrucción articular y la estabilización de fracturas. Diseñado con un codo descendente distintivo a lo largo de su vástago, este instrumento desplaza las manos del asistente y el mango fuera de la incisión, preservando una línea de visión sin obstrucciones hacia los espacios articulares profundos.

Construida para la elevación de huesos y músculos de alto apalancamiento, la serie de Separadores Hohmann Acodados ofrece una amplia selección de longitudes anatómicas y perfiles de mango. Los cirujanos pueden seleccionar entre longitudes totales de 8" (\$69), 9 ¾" (\$74), 11" (\$79), 11 ½" (\$84) y 12 ⅛" (\$89), combinadas con perfiles de mango de 7", 9 ¾" o 10". La punta estrecha y contorneada se asienta de forma segura detrás de la corteza ósea para proporcionar una tracción potente sin deslizarse hacia zonas neurovasculares.

Mecanizado a partir de Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker fabrica el Separador Hohmann Acodado para resistir torques pesados sin doblarse, proporcionando a los

equipos de reemplazo articular y traumatología de todo el mundo un rendimiento clínico confiable.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest