



FOLHETO DE PRODUTOS DE

Kit Retrator Costal Stieber Rib Grip

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Kit Retrator Costal Stieber Rib Grip

SKU RM-SRGRK-4999-1

\$4,999 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Plataforma Central Lees	Conecta a barra transversal principal ao acessório de braço duplo especializado Hydra Yoke
1	Braço Duplo Hydra Yoke	Converte uma configuração de poste único em uma estrutura rígida de braço duplo para acesso bilateral
1	Poste Vertical com Porca Borboleta	Poste de suporte vertical padrão; deve ser montado no lado esquerdo da mesa
1	Poste Vertical com Entalhe em V	Poste vertical de ancoragem dupla que proporciona equilíbrio da estrutura e estabilidade anti-rotação
1	Barra Horizontal Bipartida	Barra transversal horizontal de alta resistência que trava na área superior do tórax/abdome
2	Grampos de Trilho Swinger 3/D Ranhurados	Trava firmemente os postes de suporte verticais diretamente nos trilhos da cama cirúrgica
1	Pequena Plataforma Stieber (Esquerda)	Alojamento da catraca que guia a lâmina retratora do lado esquerdo para frente ou para trás
1	Pequena Plataforma Stieber (Direita)	Alojamento da catraca que guia a lâmina retratora do lado direito para frente ou para trás
1	Grande Plataforma Stieber (Esquerda)	Asa anatômica externa que fornece alavancagem estrutural no campo operatório esquerdo

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Grande Plataforma Stieber (Direita)	Asa anatômica externa que fornece alavancagem estrutural no campo operatório direito
2	Alças de Giro Stieber	Alças de acionamento inseríveis usadas para avançar ou retrain manualmente as lâminas de catraca
1	Agulha Stieber	Ferramenta especializada de pino de ajuste usada para travar ou afrouxar com segurança os conjuntos de plataforma
2	Lâmina de Catraca Stieber (Tamanho 4A)	Lâmina estrutural de profundidade média de alta resistência (fornecida com cabos Tipo A ou Tipo B)
2	Lâmina de Catraca Stieber (Tamanho 5A)	Lâmina estrutural de perfil profundo de alta resistência (fornecida com cabos Tipo A ou Tipo B)
1	Armazenamento Protetor / Caixa	Estojo de trânsito e armazenamento de alta resistência padrão
Tipo de Conexão Mecânica	Variante do Cabo da Lâmina	Detalhe da Amplitude de Movimento
Configuração de Pino Fixo / Permanente	Cabos Tipo A	Restringe a rotação da lâmina estritamente ao longo de um único plano
Extremidade Ranhurada / Intercambiável	Cabos Tipo B	Oferece rotação multiplanar total; ideal para elevar margens costais persistentes

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Kit Retrator Costal Stieber Rib Grip é um sistema subcostal de elevação montado em mesa aclamado internacionalmente, projetado especificamente para fornecer elevação segura e potente da margem costal e exposição abdominal superior expansiva durante ressecções hepáticas, transplantes e cirurgias gastrointestinais superiores complexas. Projetado com uma estrutura bilateral ultrarrígida que se monta diretamente em ambos os trilhos laterais da mesa cirúrgica, este kit aplica tração mecânica contínua para cima e para fora ao longo do arco costal inferior, expondo a cúpula hepática, a veia cava inferior e os espaços subdiafragmáticos sem exigir puxões manuais de assistentes cirúrgicos.

Construído de acordo com as especificações do quadro clínico, este conjunto completo do Kit Retrator Costal Stieber Rib Grip (US\$ 4.999) integra uma extensa montagem mecânica de múltiplos componentes. Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o sistema inclui uma Plataforma Central Lees, Braço Duplo Hydra Yoke, um Poste Vertical com Porca Borboleta para montagem no lado esquerdo da cama, um Poste Vertical anti-rotação com Entalhe em V, uma Barra Horizontal Bipartida de alta resistência travando sobre o tórax/abdome superior e dois Grampos de Trilho Swinger 3/D Ranhurados. A

distração operatória é controlada através de pequenas plataformas de catraca emparelhadas (Esquerda e Direita), grandes plataformas de alavancagem anatômicas emparelhadas (Esquerda e Direita), duas alças de giro Stieber inseríveis e uma ferramenta dedicada de pino de agulha de ajuste. O sistema inclui duas lâminas de catraca de perfil médio de tamanho 4A e duas lâminas de catraca de perfil profundo de tamanho 5A, selecionáveis com cabos Tipo A (pino fixo/permanente) ou Tipo B (entalhado/intercambiável com rotação multiplanar total).

Forjado com um acabamento fosco acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Kit Retrator Costal Stieber Rib Grip para suportar cargas de elevação maciças e ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo a suítes de transplante hepático, teatros cirúrgicos hepatobiliares e salas de cirurgia oncológicas em todo o mundo excepcional rigidez estrutural, resistência à corrosão e durabilidade completa em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest