



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur à griffes (Hook Retractor)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur à griffes (Hook Retractor)

SKU RM-HKR-165-1

\$14 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
1 dent (crochet simple) — pointes pointues ou émoussées	RM-HKR-165-1-1	\$14
2 Griffes — pointes pointues ou mousses	RM-HKR-165-1-2	\$16
3 Griffes — Pointes pointues ou mousses	RM-HKR-165-1-3	\$18
4 Griffes — Pointes pointues ou mousses	RM-HKR-165-1-4	\$20

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur à griffes Hook Retractor est un instrument à main fondamental, conçu spécifiquement pour assurer une élévation précise et antidérapante des lambeaux cutanés ainsi que l'exposition des berges de plaies superficielles en chirurgie générale, plastique et reconstructrice. Doté de griffes courbes, cet instrument permet aux chirurgiens de saisir les couches cutanées et sous-cutanées en toute sécurité, sans écraser les berges tissulaires fragiles.

Conçu pour une adaptabilité procédurale totale, ce Hook Retractor maintient une longueur totale uniforme de 16.5 cm, offrant un contrôle manuel équilibré et un retour tactile affiné. L'instrument est hautement personnalisable à travers quatre combinaisons de griffes : 1 griffe (griffe simple, \$14), 2 griffes (\$16), 3 griffes (\$18) et 4 griffes (\$20). Les chirurgiens peuvent choisir des pointes pointues pour une prise dermique ferme et sans glissement, ou des pointes mousses (émoussées) pour minimiser le traumatisme structurel sur les couches de tissus mous sensibles et les plans vasculaires. Le manche plat ergonomique garantit un levier manuel sans fatigue pour les assistants opératoires.

Usiné à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker produit le Hook Retractor pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant une haute résistance à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité totale à l'autoclave pour les blocs opératoires et les cliniques externes du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)