



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Bookwalter 一般外科リトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023




SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Bookwalter 一般外科リトラクター

SKU RM-BGSR-1

\$1,999 USD


コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	フィールドポスト	12" (30.5 cm)
1	水平バー	標準
1	ポストカブラー	標準
1	水平フレックスバー	直径 1" (2.5 cm)
2	標準ラチェット	固定式
6	チルトラチェット機構	マルチアングル
1	オーバルリング (中)	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	セグメントリング (中)	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
1	Balfour ブレード	2⅝" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
2	Kelly ブレード	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
1	Kelly ブレード	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
1	Kelly ブレード	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
1	Kelly ブレード	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	マリアブルブレード	3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
2	マリアブルブレード	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	マリアブルブレード	1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)
1	Harrington ブレード	1" × 5⅝" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
1	Gelpi ブレード	標準
1	滅菌ケース	保護用

製品詳細

Bookwalter 一般外科リトラクターは、開腹手術や一般外科手術において、安定したハンズフリーの術野展開を実現するために設計されたテーブル固定式の自動開創器です。モジュール式のフレームワークには、フィールドポスト、水平バー、水平フレックスバー、ポストカプラー、リトラクターリング、および調整可能なラチェット機構が含まれており、手術野周囲で選択したブレードを確実に保持します。

一般外科用構成には、中型オーバルリング、中型セグメントリング、2つの標準固定式ラチェット、および6つのマルチアングル・チルトラチェット機構が含まれています。また、Balfour、Kelly、マリアブル、Harrington、Gelpiの各ブレードが様々な仕様でセットされています。

システム一式は、整理された保管と処理を可能にする専用の滅菌ケースに収められています。Bookwalter 一般外科リトラクターは未滅菌で提供され、再利用およびオートクレーブ滅菌が可能な設計となっています。使用前に医療施設の検証済み手順に従って洗浄および滅菌を行ってください。

Retractor Makerは、病院、代理店、およびその他のB2B顧客にBookwalter 一般外科リトラクターを直接提供しています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest