



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель с Т-образной рукояткой и
ИЗОГНУТЫМ ЛЕЗВИЕМ

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ранорасширите ль с Т-образной рукояткой и изогнутым лезвием

SKU RM-THRAB-1

\$99 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
8.0" (20.32 cm) — 110×32 mm или 120×32 mm зубчатый	RM-THRAB-1-1	\$99
11.0" (27.94 cm) — 110×32 mm или 120×32 mm зубчатое	RM-THRAB-1-2	\$109
14.0" (35.56 cm) — 110×32 mm или 120×32 mm зубчатый	RM-THRAB-1-3	\$139

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель с Т-образной рукояткой и изогнутым лезвием представляет собой сверхмощный ортопедический хирургический инструмент, специально разработанный для эффективного и надежного разведения мягких тканей и мышц при реконструкции тазобедренного сустава, спондилодезе и глубоких операциях на органах таза. Эргономичная поперечная Т-образная рукоятка позволяет ассистенту прилагать значительное усилие при ручной контртракции, используя хват двумя руками или упор ладонью, что предотвращает усталость рук и соскальзывание инструмента во время длительных вмешательств.

Данная серия инструментов отличается исключительной долговечностью и сопровождается пожизненной гарантией от коррозии. Линейка включает три варианта общей длины: 8 дюймов (20.32 см, \$99), 11 дюймов (27.94 см, \$109) и удлиненную версию 14 дюймов (35.56 см, \$139) для глубоких тазовых доступов и бариатрической хирургии. Инструмент изготовлен вручную из немецкой нержавеющей стали операционного класса; на выбор предлагаются два размера зубчатого лезвия: 110 mm × 32 mm или 120 mm × 32 mm. Зубчатый край лезвия надежно фиксируется в плотной волокнистой фасции и на краях кортикальной кости, исключая случайное смещение.

Retractor Maker выпускает данный ранорасширитель с антибликовым сатиновым покрытием, что позволяет ему выдерживать высокие механические нагрузки и многократные циклы автоклавирования. Это обеспечивает травматологические и нейрохирургические центры по всему миру надежным, коррозионностойким и долговечным инструментом.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest