



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de cou à col malléable

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur de cou à col malléable

SKU RM-FNR-1

\$29 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Configuration à 2 griffes — extrémités pointues ou mousses	RM-FNR-1-1	\$29
Configuration à 3 griffes — Extrémités pointues ou mousses	RM-FNR-1-2	\$34
Configuration à 4 griffes — Extrémités pointues ou mousses	RM-FNR-1-3	\$39

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de cou à col malléable est un instrument chirurgical manuel adaptable, conçu spécifiquement pour fournir une exposition sur mesure des tissus mous et une rétraction des berges de la plaie sur les contours cervicaux et faciaux complexes. Conçu avec un segment de col semi-malléable, cet instrument permet aux chirurgiens et aux assistants de plier et de profiler la tige en peropératoire pour contourner les obstructions visuelles et éviter l'encombrement des instruments dans les couloirs chirurgicaux étroits.

Adapté à diverses zones anatomiques, l'écarteur de cou à col malléable présente une longueur totale standard de 16 cm qui offre un contrôle manuel équilibré et un retour tactile raffiné. L'instrument est fabriqué selon trois configurations de branches sélectionnables : une configuration à 2 branches (\$29), une configuration à 3 branches (\$34) et une configuration à 4 branches (\$39). Chaque densité de griffes est disponible avec des pointes pointues pour une prise ferme sur les couches fasciales denses, ou des pointes mousses pour protéger en toute sécurité les structures neurovasculaires et les marges cutanées délicates.

Fabriqué en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker produit cet écarteur pour résister aux pliages répétitifs et aux cycles d'autoclave standard des hôpitaux, offrant aux équipes d'ORL, de chirurgie plastique et de chirurgie générale du

monde entier une polyvalence exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité clinique complète.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest