



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Collin Hartmann em S

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Collin Hartmann em S

SKU RM-CHSR-1

\$29 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Collin Hartmann em S	16 cm de comprimento total, extremidades duplas de 52×33 mm e 30×21 mm	\$29
Luva Protetora / Caixa	Embalagem individual de transporte	\$29

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Collin Hartmann em S é um afastador cirúrgico adaptável de extremidade dupla, desenvolvido para proporcionar o deslocamento atraumático de tecidos moles em uma ampla gama de procedimentos gerais, ginecológicos e reconstrutivos. Projetado com uma curvatura ergonômica em forma de S, este instrumento permite que os auxiliares cirúrgicos afastem camadas de tecido de múltiplos ângulos sem obstruir o campo de trabalho do cirurgião principal.

Construído para utilidade processual dupla, este modelo de Afastador Collin Hartmann em S apresenta um comprimento total de 16 cm (\$29) integrando duas extremidades de trabalho distintas em um único chassis. A Extremidade de Superfície de Trabalho Grande mede 52 mm x 33 mm, otimizada para afastar paredes abdominais largas, tecido adiposo e retalhos musculares. A Extremidade de Superfície de Trabalho Pequena oposta mede 30 mm x 21 mm, projetada para incisões menores, campos pediátricos e contornos anatômicos finos.

Fabricado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fornece o Afastador Collin Hartmann em S não estéril e totalmente autoclavável em embalagem protetora, oferecendo alta resistência à corrosão, rigidez estrutural inabalável e total confiabilidade clínica para centros cirúrgicos em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest