



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретракторы Coryllos Retractors

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретракторы Coryllos Retractors

SKU RM-COR-THOR-1

\$99 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
22 mm × 82 mm — 9 ½" - 10"	RM-COR-THOR-1-1	\$99
43 mm × 108 mm — 9 ½" - 10"	RM-COR-THOR-1-2	\$109
65 mm × 115 mm — 9 ½" - 10"	RM-COR-THOR-1-3	\$119

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретракторы Coryllos Retractors представляют собой специализированные кардиоторакальные хирургические инструменты, разработанные специально для обеспечения глубокой и надежной экспозиции грудной полости и грудной стенки во время торакотомии и резекции легких. Благодаря широкому анатомически изогнутому лезвию, эти инструменты позволяют ассистентам плавно смещать паренхиму легкого и раздвигать межреберные мышцы, не вызывая локальных повреждений тканей.

Разработанная для значительных торакальных нагрузок, серия Coryllos Retractors имеет рабочую длину от 9 ½ до 10 дюймов (ок. 24–25,4 см), обеспечивая отличный физический рычаг. Линейка выпускается в трех стандартных размерах лезвий: 22 мм × 82 мм (\$99), 43 мм × 108 мм (\$109) и сверхширокий профиль 65 мм × 115 мм (\$119). Кольцевая рукоятка с каплевидным отверстием обеспечивает надежный нескользящий захват, что значительно снижает утомляемость рук во время многочасовых открытых торакальных операций.

Изготовленные из высококачественной хирургической нержавеющей стали с антибликовым матовым покрытием, ретракторы Coryllos Retractors производства Retractor Maker выдерживают высокие механические нагрузки и многократные циклы автоклавирования, обеспечивая кардиоторакальным и общим хирургическим бригадам длительную клиническую надежность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)