



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Meyerding Parmak Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Meyerding Parmak Ekartörü

SKU RM-MFR-178-1

\$39 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	3 Dişli, Keskin	Boyutlar (Boy x En): 9.5 mm x 3.9 mm genişlik · Temel Klinik Rol: Kaymayan dermal kavrama ve küçük deri flebi elevasyonu · Fiyat (USD): \$39.00
1	Dişli Profil	Boyutlar (Boy x En): 3.1 mm x 6.3 mm genişlik · Temel Klinik Rol: Odaklanmış tendon kılıfı maruziyeti ve fibröz kenar tutma · Fiyat (USD): \$39.00
1	Dişli Profil	Boyutlar (Boy x En): 4.7 mm x 15.8 mm genişlik · Temel Klinik Rol: Orta düzey fasyal retraksiyon ve tendon rekonstrüksiyonu · Fiyat (USD): \$39.00
1	Künt Profil	Boyutlar (Boy x En): 3.1 mm x 9.5 mm genişlik · Temel Klinik Rol: Atravmatik nörovasküler retraksiyon ve dijital maruziyet · Fiyat (USD): \$39.00
1	Künt Profil	Boyutlar (Boy x En): 6.3 mm x 17.4 mm genişlik · Temel Klinik Rol: Geniş yumuşak doku elevasyonu ve el ligamanı maruziyeti · Fiyat (USD): \$39.00
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Boyutlar (Boy x En): Standart Taşıma Ambalajı · Temel Klinik Rol: — · Fiyat (USD): Dahil

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Meyerding Parmak Ekartörü; el, plastik ve küçük genel cerrahi prosedürleri sırasında hassas, kaymayan deri flebi elevasyonu ve yumuşak doku retraksiyonu sağlamak için özel olarak tasarlanmış manuel bir cerrahi alettir. Çeşitli çalışma uçlarını birleştiren ergonomik shaftı ile bu alet, cerrahi ekiplerin cilt kenarlarını ve tendon kılıflarını

lokalize basınç kontüzyonlarına neden olmadan temiz bir şekilde mobilize etmesine olanak tanır.

Son derece uyarlanabilir bir seçim matrisiyle sunulan bu Meyerding Parmak Ekartörü, 17.8 cm (\$39) toplam alet uzunluğunu korur. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen alet; seçilebilir gövde profilleri (Kısa, Uzun veya Kavisli) ve Stil #1, #2, #3, #4, #5 ve #6 modelleri ile sunulur. Uç tipi seçenekleri şunlardır: 3 Dişli Keskin (9.5 × 3.9 mm genişlik), Dişli Profiller (3.1 × 6.3 mm ve 4.7 × 15.8 mm) ve Künt Profiller (3.1 × 9.5 mm ve 6.3 × 17.4 mm). Ergonomik sapı, asistanlar için yorulmadan manuel manivela gücü sağlar.

Parlamayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Meyerding Parmak Ekartörü'nü tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir; dünya çapındaki el cerrahisi klinikleri ve plastik cerrahi ameliyathaneleri için yüksek korozyon direnci, yapısal sağlamlık ve tam klinik dayanıklılık sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest