



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Finochietto Rippensperrer

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Finochietto Rippensperrer

SKU RM-FRS-SERIES-1

\$329 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Paralleler Führungsschienenrahmen	Lineares Fahrgestell zum Aufgleiten und Spreizen von Knochenstrukturen
2 (Festes Paar)	Fest abgewinkelte Valven	Knochenfassende laterale Blöcke mit kreisförmigen Fensterungen
1	Integrierte Feststellschraube	Manuelle strukturelle Arretierung zur sicheren Fixierung der Rahmenspreizung
2	Ergonomische Branchenverlängerungen	Leichtgewichtige Griffe, optimiert zur Vermeidung von Ermüdungserscheinungen
1	Schutzverpackung / Box	Standard-Transportverpackung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Finochietto Rippensperrer ist ein grundlegender kardiothorakaler chirurgischer Retraktor, der speziell für die sichere, graduelle Spreizung der Interkostalräume und die Exposition der Brustwand bei größeren Lungen-, Herz- und Mediastinaloperationen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einer robusten Zahnstangenführung ermöglicht dieses Instrument Chirurgen eine kalibrierte mechanische Distraction benachbarter Rippen, wodurch Frakturen vermieden werden, während ein ungehindertes Sichtfeld in die Pleurahöhle entsteht.

Um verschiedenen Tiefen der Brusthöhle und anatomischen Gegebenheiten gerecht zu werden, ist das Standardgestell des Finochietto Rippensperres in sechs Kernkombinationen erhältlich: Option 1 (40 × 45 mm / 135 mm Spreizung, \$329), Option 2 (40 × 45 mm / 150 mm Spreizung, \$339), Option 3 (46 × 62 mm / 190 mm Spreizung, \$349), Option 4 (52 × 62 mm / 175 mm Spreizung, \$339), Option 5 (80 × 65 mm / 190 mm Spreizung, \$349) und Option 6 (85 × 65 mm / 175 mm Spreizung, \$359). Die festen, abgewinkelten lateralen

Valven sind aus hochwertigem deutschen Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigt und verfügen über kreisförmige Fensterungen, die einen sicheren Griff am Knochen gewährleisten, während die integrierte Feststellschraube die Rahmenspreizung rutschfest fixiert.

Retractor Maker fertigt den Finochietto Rippensperrer mit einer blendfreien, satinierten Oberfläche, um wiederholten Autoklavierzyklen standzuhalten. Dies bietet kardiothorakalen Abteilungen, Traumazentren und Lungentransplantationszentren weltweit außergewöhnliche strukturelle Steifigkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige klinische Zuverlässigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest