



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Parsonnet Epikardiyal Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Parsonnet Epikardiyal Ekartör

SKU RM-PER-1

\$44 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Ekstra Küçük	RM-PER-1-1	\$44
Küçük	RM-PER-1-2	\$49
Orta	RM-PER-1-3	\$54
Büyük	RM-PER-1-4	\$59

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Parsonnet Epikardiyal Ekartör, koroner damarların üzerindeki epikardiyal yağ ve miyokardiyal dokunun nazikçe, eller serbest şekilde yer değiştirmesini sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış uzman bir kardiyovasküler cerrahi ekartördür. Esnek, yaylı bir tel çerçeve ile tasarlanan bu alet, hassas arteriyotomiler ve mikrovasküler anastomozlar sırasında stabil, kansız bir operatif koridor oluşturarak hedef koroner arterleri temiz bir şekilde izole eder.

Farklı hasta anatomik sınırlarına uyum sağlamak üzere üretilen bu Parsonnet Epikardiyal Ekartör serisi, üniform bir yay tasarımını korurken dört seçilebilir boyut sunar: ince distal damarlar için 2.5 cm'de Extra Small (\$44), 3.0 cm'de Small (\$49), standart koroner maruziyetler için 3.8 cm'de Medium (\$54) ve derin intramiyokardiyal damarlar için 4.8 cm'de Large (\$59). Birinci sınıf ameliyathane kalitesinde Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen konturlu, cilalı tel uçları, miyokardı delmeden veya koroner lümeni sıkıştırmadan epikarda güvenli bir şekilde yerleşir.

Parlamayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Parsonnet Epikardiyal Ekartör'ü tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretir; dünya çapındaki kardiyak cerrahi sütleri ve konjenital kalp enstitüleri için yüksek elastik hafıza, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest