



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Snitman Selbsthaltender Endeural-Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Snitman Selbsthaltender Endeural-Retrak tor

SKU RM-SSER-108-1

\$99 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Snitman Selbsthaltender Endeural-Retraktor	10.8 cm Gesamtlänge, 3×3 scharfe Zinken, Rastenanrettierung	\$99
Schutzhülle / Box	Einzelverpackung für den Transport	\$99

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Snitman Selbsthaltende Endeural-Retraktor ist ein spezialisierter otologischer und mikrochirurgischer Retraktor, der gezielt entwickelt wurde, um eine zuverlässige, freihändige Wundrandspeizung in flachen, hochpräzisen mikrochirurgischen Zugangswegen zu gewährleisten. Ausgestattet mit einem versetzten, flachen Fingerring-Chassis hält dieses Instrument endaurale und äußere Gehörgangsinzisionen unter kalibrierter mechanischer Spannung offen. Dies eliminiert die Ermüdung der Hände des Assistenten und bewahrt gleichzeitig eine ungehinderte Sichtlinie unter dem Operationsmikroskop.

Konzipiert für außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit und abgesichert durch eine lebenslange Garantie auf Herstellungsfehler, weist diese Snitman Selbsthaltender Endeural-Retraktor Konfiguration eine Gesamtlänge von 10.8 cm (\$99) auf. Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), verfügt das Zinken-Layout über eine asymmetrische 3×3 scharfe Zinkenordnung. Das Gewebeinteraktionsprofil ist akribisch kalibriert, sodass sich die scharfen Zinken sicher in den Rändern der Mikroinzision verankern, um maximale mechanische Traktion bei minimalem Risiko des Abrutschens von knorpeligen Grenzen zu liefern. Die mehrstufige mechanische Sperrklinke hält die Spreizspannung automatisch kontinuierlich aufrecht.

Geliefert als unsteriles, wiedersterilisierbares Produkt mit einem blendfreien seidenmatten Finish, fertigt Retractor Maker den Snitman Selbsthaltenden Endeural-Retraktor so, dass er häufiger Hochtemperaturaufbereitung standhält. Damit bietet er HNO-Abteilungen, Zentren für Mittelohrrekonstruktion

und mikrochirurgischen Sälen weltweit außergewöhnliche mechanische Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest