



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Bookwalter Personalizado

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Bookwalter Personalizado

SKU RM-CBR-1

\$2,999 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
Configurable	Hardware de montaje (opciones disponibles)	Postes de campo estándar (12", 18"), soportes StrongArm PLUS de montaje superior, abrazaderas de riel de alta resistencia, acopladores de postes, barras horizontales, barras horizontales flexibles, barras de extensión
Configurable	Marcos de anillo (opciones disponibles)	Anillos ovales sólidos, anillos redondos sólidos, anillos ovales segmentados, anillos redondos segmentados, segmentos de medio círculo, segmentos de anillo rectos (4", 6", 8"), anillos perineales con muescas
Configurable	Mecanismos de trinquete (opciones disponibles)	Trinquetes estándar sin inclinación, trinquetes de inclinación multiangulares, trinquetes de giro, extensores de trinquete, mecanismos de bloqueo de bajo perfil
Configurable	Valvas rígidas y maleables (opciones disponibles)	Kelly, Balfour, Harrington, Deaver, maleables, Richardson, Meyerdling, Gelpi, vaginales laterales/posteriores, valvas renales Wylie y rectales, garras de rastrillo profundo
Configurable	Almacenamiento y embalaje (opciones disponibles)	Cajas de esterilización perforadas, bandejas con insertos personalizados, contenedores de transporte protectores, embalaje de marca privada OEM

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Bookwalter Personalizado es un sistema separador autoestático montado en mesa, totalmente configurable, fabricado según la especialidad quirúrgica, los componentes preferidos y los requisitos procedimentales del cliente. En lugar de un equipo fijo, se especifica junto con usted: usted elige el hardware de montaje, el estilo del marco de anillo, los mecanismos de trinquete, las valvas rígidas y maleables, y el formato de almacenamiento o embalaje.

Importante: las categorías de componentes enumeradas en la Lista de Componentes son las opciones disponibles para selección. No todas están incluidas en el precio de referencia de \$2,999. El contenido exacto de su equipo — y el precio final — se confirman por escrito durante la cotización, una vez acordada la configuración.

El hardware de montaje disponible incluye postes de campo estándar de 12" y 18", soportes StrongArm PLUS de montaje superior, abrazaderas de riel para trabajo pesado, acopladores de postes, barras horizontales, barras horizontales flexibles y barras de extensión. Los marcos de anillo pueden ser sólidos o segmentados, ovales o redondos, e incluyen segmentos de medio círculo, segmentos rectos de 4", 6" y 8" y anillos perineales con muescas. Las opciones de trinquete cubren trinquetes estándar sin inclinación, trinquetes de inclinación multiangulares y de giro, extensores de trinquete y mecanismos de bloqueo de bajo perfil. Las opciones de valvas incluyen valvas Kelly, Balfour, Harrington, Deaver, maleables, Richardson, Meyerding, Gelpi, vaginales laterales y posteriores, renales Wylie y rectales, además de garras de rastrillo profundo.

Todos los componentes están fabricados en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético). Los equipos se suministran no estériles, son reutilizables y totalmente autoclavables, y deben limpiarse y esterilizarse de acuerdo con los procedimientos validados de su centro antes de su uso. Las opciones de almacenamiento incluyen cajas de esterilización perforadas, bandejas con insertos personalizados, contenedores de transporte protectores y embalaje de marca privada OEM.

Retractor Maker fabrica equipos estilo Bookwalter personalizados directamente en sus instalaciones cerca de Sardaar Saleem Medident Hospital, Roras Road, Sialkot 51310, Pakistán.

Retractor Maker fabrica y suministra el Separador Bookwalter Personalizado para hospitales, distribuidores y proveedores médicos. El Separador Bookwalter Personalizado es fabricado, inspeccionado y suministrado directamente por Retractor Maker.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest