



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

骨盤開創器 鈍形

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



骨盤開創器 鈍形

SKU RM-PRB-105-1

\$89 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
骨盤開創器 鈍形	全長10 ½" (26.67 cm)、1"幅ソリッド鈍性ブレード	\$89
保護スリーブ / 箱	個別輸送用パッケージ	\$89

製品詳細

この骨盤開創器 鈍形は、主要な骨盤および腹部手術において、骨盤内臓器、膀胱、および深部筋肉壁を安全かつ非外傷的に圧排するために特別に設計された最高級の深部用開創器です。軟部鈍性チップを備えた幅広のカーブブレードを採用しており、局所的な挫傷や組織の裂傷を引き起こすことなく、手術視野から深部の骨盤臓器をきれいに隔離します。

頻繁な滅菌プロトコルに耐え、耐食性に非常に優れた設計のこの骨盤開創器 鈍形は、全長10 ½インチ (26.67 cm)で、真骨盤内への優れたリーチを可能にします。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造され、先端部は連続的な徒手対抗牽引下で骨盤組織を安全に保持できるよう輪郭形成された1インチ (2.54 cm)幅のソリッド鈍性ブレード構造になっています。人間工学に基づいたハンドルにより、長時間の骨盤再建術においてもアシスタントが疲労することなく手動のレバレッジを維持できます。

反射防止サテンマット仕上げで鍛造されたRetractor Maker製の骨盤開創器 鈍形は、強い機械的負荷や繰り返されるオートクレーブ滅菌に耐えるよう製造されており、世界中の産婦人科、泌尿器科、整形外科の骨盤外傷ユニットに、揺るぎない構造的剛性、高い耐食性、そして完全な臨床的信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest