



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

House 手動開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



House 手動開創器

SKU RM-HHR-6IN-1

\$69 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
House 手動開創器	全長 6" (15.24 cm)、5×16 mm & 9×25 mm 双頭ブレード	\$69
保護スリーブ/箱	個別輸送用パッケージ	\$69

製品詳細

House 手動開創器は、耳科、顔面形成外科、および繊細な再建手術において二役をこなすよう設計された、国際的に高く評価されている双頭型の開創器です。両端で異なるブレード形状を採用しているため、手術チームは器具を持ち替えることなく、浅い軟部組織の牽引から深い創部の露出へと即座に移行できます。

限られた術野での最適な操作性を追求し、全長 6 インチ (15.24 cm) に設定されています。一端には狭い切開部や耳道の通路に適した 5.0 mm × 16.0 mm のブレードを、もう一端にはより広い筋膜や筋肉の変位に適した 9.0 mm × 25.0 mm のブレードを組み合わせています。滑らかで丸みを帯びたブレード縁は組織の損傷を防ぎ、バランスの取れた中央ハンドルは介助者の疲労を軽減するグリップを提供します。

Retractor Maker は、最高品質の医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、光の反射を抑えたサテンマット仕上げで本製品を製造しています。繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐え、高い耐食性と優れた構造剛性を備えており、世界中の耳鼻咽喉科や形成外科センターにおいて完全な臨床的耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest