



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Lothrop Uvula-Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Lothrop Uvula-Retraktor

SKU RM-LUR-1

\$44 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
17 cm	RM-LUR-1-1	\$44
25 cm	RM-LUR-1-2	\$49

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Lothrop Uvula-Retraktor ist ein unverzichtbarer chirurgischer Retraktor für die HNO-Chirurgie, der speziell für das sichere, atraumatische Anheben und die Vorwärtsverlagerung der Uvula und des weichen Gaumens bei posterioren Pharynx- und Adenoid-Eingriffen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einer anatomisch gekrümmten Blattfläche ermöglicht dieses Instrument dem HNO-Chirurgen einen sauberen Zugang zum Nasopharynx, ohne Schleimhautrisse oder postoperative Uvula-Ödeme zu verursachen.

Die Lothrop Uvula-Retraktor Serie ist auf vollständige anatomische Anpassungsfähigkeit ausgelegt und wird in Handarbeit aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in chirurgischer Qualität gefertigt. Sie bietet anpassbare Gesamtlängen: ein Standardmodell mit 17 cm (\$44) für routinemäßige intraorale Eingriffe und ein verlängertes Modell mit 25 cm (\$49) für tiefere transorale Zugänge. Chirurgen können zwischen zwei Blattprofilen wählen: 17 mm x 20 mm für fokussierte pädiatrische und erwachsene Anatomien oder 18 mm x 40 mm für eine breite Gaumenanhebung. Der ergonomische Griff gewährleistet eine stabile, ermüdungsfreie manuelle Hebelwirkung für die Operationsassistenten.

Geschmiedet mit einem blendfreien seidenmatten Finish, fertigt Retractor Maker den Lothrop Uvula-Retraktor so, dass er wiederholten Sterilisationszyklen im Krankenhaus standhält. Er bietet HNO-Abteilungen, Kliniken für plastische Chirurgie und Operationssälen weltweit außergewöhnliche Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest