



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Brunner Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль Brunner Retractor

SKU RM-BRUN-1

\$54 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
89 × 19 mm	RM-BRUN-1-1	\$54
101 × 25 mm	RM-BRUN-1-2	\$56
120 × 25 mm	RM-BRUN-1-3	\$58
130 × 29 mm	RM-BRUN-1-4	\$60
140 × 29 mm	RM-BRUN-1-5	\$62
159 × 29 mm	RM-BRUN-1-6	\$64
178 × 29 mm	RM-BRUN-1-7	\$69

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Brunner Retractor является незаменимым инструментом для работы в глубоких полостях, специально разработанным для обеспечения надежной ретракции мягких тканей и мышц во время крупных открытых абдоминальных, торакальных и тазовых операций. Благодаря удлиненному Г-образному лезвию, заканчивающемуся выраженной удерживающей губкой, этот инструмент позволяет хирургическим бригадам смещать толстые слои тканей и большие мышечные массы с минимальным ручным усилием.

Созданная для полной адаптации к процедурам, серия Brunner Retractor имеет единую общую длину 25.5 см в сочетании с семью прогрессивными размерами лезвий: 89 × 19 mm (\$54), 101 × 25 mm (\$56), 120 × 25 mm (\$58), 130 × 29 mm (\$60), 140 × 29 mm (\$62), 159 × 29 mm (\$64) и сверхглубокая

конфигурация 178 × 29 mm (\$69). Широкая поверхность лезвия обеспечивает равномерное распределение давления для предотвращения некроза тканей, а эргономичная рукоятка с каплевидным кольцом гарантирует надежный, нескользящий захват во время длительной контрретракции.

Изготовленный из высококачественной медицинской хирургической нержавеющей стали с антибликовым сатиновым матовым покрытием, Retractor Maker производит Brunner Retractor с расчетом на повторяющиеся циклы больничной стерилизации, обеспечивая общие, ортопедические и гинекологические хирургические бригады исключительной долговечностью и клинической эффективностью.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest