



# RETRACTOR MAKER

## ÜRÜN BROŞÜRÜ

Blount Diz Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



## Blount Diz Ekartörü

SKU RM-BKR-1

**\$64 USD**

### MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

| EBAT / SEÇENEK    | SKU / DETAYLAR | FİYAT (USD) |
|-------------------|----------------|-------------|
| 6 7/8" (17.5 cm)  | RM-BKR-1-1     | \$64        |
| 7" (17.8 cm)      | RM-BKR-1-2     | \$69        |
| 10 1/4" (26.0 cm) | RM-BKR-1-3     | \$74        |
| 10 3/8" (26.4 cm) | RM-BKR-1-4     | \$79        |

### ÜRÜN AÇIKLAMASI

Blount Diz Ekartörü, total diz artroplastisi sırasında femoral kondiller ve tibial plato çevresinde güvenilir kaldıraç ve yumuşak doku ekartasyonu sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış vazgeçilmez bir ortopedik cerrahi alettir. Kemik kenarlarına kancalanan anatomik bir uçla tasarlanan bu alet, cerrahi ekiplerin patellar tendonu, kollateral ligamentleri ve kapsülü doku ezilmesine yol açmadan ekarte etmesini sağlar.

Değişken anatomik derinlikler için üretilen Blount Diz Ekartörü serisi; 6 7/8" (\$64), 7" (\$69), 10 1/4" (\$74) ve 10 3/8" (\$79) dahil olmak üzere seçilebilir uzunluk konfigürasyonları sunar; standart üretim hatları 6 3/8" yapısal profili destekler. Cerrahlar, lokalize erişim için Dar Kısa Uç (Model varyantı 14093) veya geniş doku deplasmanı için Geniş Uç (Model varyantı 14094) ile çalışma ucunu yapılandırabilirler. Konturlu sapı, asistan ellerini kemik testerelerinden uzak tutarken üstün karşı-traksiyon kontrolü sağlar.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı, birinci sınıf cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Blount Diz Ekartörünü yüksek mekanik kaldıracı ve tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üreterek ortopedik eklem replasman ekiplerine sarsılmaz bir klinik dayanıklılık sunar.



# TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

## RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

**info@retractormaker.com**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Web Siteleri

**retractormaker.com**  
**retractormanufacturer.com**

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

## BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest