



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Harvey Jackson Self Retaining Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль Harvey Jackson Self Retaining Retractor

SKU RM-HJSRR-1

\$229 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Harvey Jackson Self Retaining Retractor	Общая длина 28 см, губки 45 × 32 mm, острые зубцы 3×3 — 1 шт.	\$229
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортировочная упаковка — 1 шт.	\$229

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Harvey Jackson Self Retaining Retractor — это мощный самоудерживающийся инструмент, разработанный специально для эффективной фиксации мягких тканей и мышц при проведении глубоких операций на позвоночнике, в ортопедии и хирургии малого таза. Благодаря прочной механической конструкции инструмент обеспечивает стабильный обзор в мощных мышечных слоях, избавляя ассистента от необходимости ручного удерживания при декомпрессии костных структур.

Данная конфигурация Harvey Jackson Self Retaining Retractor общей длиной 28 см (\$229) спроектирована для создания оптимального рабочего пространства в глубоких полостях. Рабочие губки имеют размер 45 mm в глубину и 32 mm в ширину, оснащены острыми изогнутыми зубцами 3×3, которые надежно фиксируются в плотных фасциях и мышцах. Интегрированный многопозиционный замок-кремальера автоматически поддерживает заданное натяжение, исключая случайное соскальзывание в ходе длительных вмешательств.

Изготовленный из высококачественной медицинской нержавеющей стали с безбликовым матовым покрытием, Harvey Jackson Self Retaining Retractor от Retractor Maker выдерживает высокие механические нагрузки и циклы автоклавирования, обеспечивая исключительную долговечность и стабильность в операционных залах отделений нейрохирургии и ортопедии.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest