



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Koenig Wundhaken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Koenig Wundhaken

SKU RM-KNR-17-1

\$49 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Mit fenestriertem Blatt	Verfügbare Maße: 13×13 mm oder 13×16 mm · Primäre klinische Funktion: Direkte Visualisierung darunterliegender Gefäße/Strukturen durch das Blatt · Preis (USD): \$49.00
1	Ohne fenestriertes Blatt	Verfügbare Maße: 13×13 mm oder 13×16 mm · Primäre klinische Funktion: Feste Barriere zur Gewebehaltung und Wundrandretraktion · Preis (USD): \$49.00
1	Schutzhülle / Box	Verfügbare Maße: Standard-Transportverpackung · Primäre klinische Funktion: — · Preis (USD): Inbegriffen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Koenig Retractor ist ein spezialisiertes, manuell zu haltendes chirurgisches Instrument, das speziell für die sichere, atraumatische Retraktion von Weichteilen und Wundrändern in der Allgemeinchirurgie, Orthopädie und plastischen Chirurgie entwickelt wurde. Durch das ergonomische, rechtwinklige Blatt ermöglicht dieses Instrument dem Operationsassistenten einen stabilen Gegenzug auf kutanen und subkutanen Ebenen, ohne das Operationsfeld zu verdecken.

Dieser für optimale operative Kontrolle konzipierte, wiederverwendbare Koenig Retractor weist eine feste Gesamtlänge von 17 cm (\$49) auf. Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in Chirurgiequalität, kann der Wundhaken in zwei verschiedenen Blattgeometrien konfiguriert werden: Mit fenestriertem Blatt (Fenestrated Blade) für optimierte Sichtbarkeit der Strukturen durch ein Sichtfenster oder ohne fenestriertes Blatt mit geschlossenem Profil für einen vollständigen Gewebeschutz.

Das Instrument wird in zwei standardisierten Blattgrößen angeboten: 13.0 mm × 13.0 mm und 13.0 mm × 16.0 mm.

Ausgestattet mit einem blendfreien Satin-Finish, fertigt Retractor Maker den Koenig Retractor so, dass er wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Dies bietet OP-Teams weltweit eine außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, unnachgiebige strukturelle Steifigkeit und vollständige klinische Langlebigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest