



製品パンフレット

Cope Retractor Double Ended (両頭鉤)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Cope Retractor Double Ended (両頭 鉤)

SKU RM-CRDE-1

\$29 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Cope Retractor Double Ended	全長 18 cm、6.0 mm および 11.0 mm のデュアルブレード	\$29
保護スリーブ/ボックス	個別輸送用パッケージ	\$29

製品詳細

Cope Retractor Double Endedは、幅広い臨床分野で軟部組織や創縁を非侵襲的に牽引するために設計された、機能性の高い手持ち式手術器具です。1つの筐体に異なる寸法のブレードを統合した設計により、器具を持ち替えることなく、浅層から中間層の組織深度へ瞬時に移行することができます。

優れた手動制御を実現するために構築されたこのCope Retractor Double Endedは、全長 7 ⅞ inches (18 cm, \$29) を特徴としています。作用端は、精密で局所的な創傷牽引のための 6.0 mm 幅ブレードと、より広い筋肉や筋膜の変位のための 11.0 mm 幅ブレードで構成されています。滑らかに成形されたブレード縁は、局所的な虚血や裂傷を防ぎながら、信頼性の高い組織牽引を保証します。バランスの取れた中央ハンドルは、助手スタッフに疲労の少ないグリップを提供します。

反射防止サテンマット仕上げを施したプレミアム医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造されており、Retractor Makerは繰り返しの病院滅菌サイクルに耐え、一般外科、形成外科、耳鼻咽喉科の手術室に高い耐食性と信頼できる耐久性を提供するCope Retractor Double Endedを製造しています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest