



RETRACTOR MAKER

CATALOGUE 2026

ÉCARTEURS CHIRURGICAUX · SYSTÈMES · VALVES · COMPOSANTS

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Fabricant d'écarteurs — par Retractor Maker

Donald Cameron

À PROPOS DE NOUS

Fabricant direct d'écarteurs chirurgicaux

Retractor Maker est un fabricant direct d'écarteurs chirurgicaux basé à Sialkot, au Pakistan. Nous fabriquons des systèmes d'écarteurs, des valves et des composants pour huit spécialités chirurgicales.

Les débuts de Retractor Maker

Retractor Maker a été fondée en 2023, mais notre expérience des instruments chirurgicaux est bien plus ancienne.

Je suis Saad Shahid et je travaille toujours avec mon père chez Hospitech Traders, notre entreprise familiale d'instruments chirurgicaux. Mon père a fondé Hospitech Traders en 1989, et nous fabriquons et fournissons des instruments chirurgicaux depuis de nombreuses années.

L'idée de Retractor Maker est venue de l'un de nos clients. Un jour, un client nous a demandé un écarteur pour la chirurgie abdominale. À l'époque, nous ne fabriquons pas d'écarteurs, alors j'ai commencé à examiner les produits proposés par d'autres sociétés.

Ce que j'ai découvert m'a surpris. Certains systèmes d'écarteurs complets se vendaient entre 60 000 et 65 000 \$. J'ai trouvé ces prix beaucoup trop élevés, d'autant plus que je savais que nous disposions déjà des machines, de la main-d'œuvre et de l'expérience de fabrication nécessaires pour produire nous-mêmes des instruments chirurgicaux.

Je me suis donc dit : pourquoi ne pas fabriquer nous-mêmes l'écarteur et le proposer à un prix beaucoup plus abordable ? C'est la raison pour laquelle j'ai créé Retractor Maker.

CE QUE NOUS FAISONS AUJOURD'HUI

Nous avons commencé à les fabriquer nous-mêmes

Au lieu d'acheter des écarteurs à une autre société pour les revendre, j'ai décidé de les fabriquer dans notre propre atelier. Nous disposions déjà des machines et de l'infrastructure de fabrication grâce à notre expérience dans le domaine des instruments chirurgicaux. Nous avons utilisé ces ressources pour développer et fabriquer nos propres systèmes d'écarteurs.

Aujourd'hui, nous proposons un grand nombre de nos systèmes d'écarteurs à des prix jusqu'à 90 % inférieurs à ceux des systèmes comparables des grandes marques. Notre objectif n'est pas simplement de fabriquer des écarteurs. Il est de les rendre plus abordables et accessibles aux hôpitaux, aux chirurgiens et aux organisations médicales du monde entier.

Toujours membre de notre entreprise familiale de fabrication

Retractor Maker est né de l'expérience que nous avons déjà dans la fabrication d'instruments chirurgicaux. Je suis toujours activement impliqué dans Hospitech Traders, travaillant aux côtés de mon père, tout en dirigeant Retractor Maker en tant qu'entreprise dédiée aux écarteurs chirurgicaux.

Spécialités chirurgicales

Chirurgie générale · Urologie · Chirurgie cardiovasculaire · ORL · Chirurgie plastique · Chirurgie orthopédique et du rachis · Neurochirurgie · Obstétrique et gynécologie.

Nous travaillons directement avec des hôpitaux, des distributeurs de matériel médical, des chirurgiens et des organismes de santé du monde entier. Nous travaillons également sur des configurations spécifiques et des exigences personnalisées lorsqu'un produit standard ne répond pas aux besoins d'un client.

Notre objectif

Fabriquer nous-mêmes des écarteurs et les proposer à des prix pouvant être jusqu'à 90 % inférieurs à ceux des systèmes comparables des grandes marques, afin que davantage d'hôpitaux puissent s'offrir l'équipement dont ils ont besoin.

CATÉGORIES DE PRODUITS

Classées par nombre de produits dans chaque catégorie

Écarteurs orthopédiques et rachidiens

124 produits


PAGES 5-52



Écarteurs de chirurgie générale

118 produits

PAGES 53-95



Écarteurs ORL

109 produits

PAGES 96-132



Écarteurs pour chirurgie plastique

61 produits

PAGES 133-154



Écarteurs Cardiovasculaires

45 produits


PAGES 155-171



Écarteurs d'obstétrique et de gynécologie

26 produits

PAGES 172-181



Écarteur de neurochirurgie

20 produits


PAGES 182-189



Écarteurs d'Urologie

4 produits

PAGES 190-191





Écarteur Acétabulaire à Double Pointe Étroite

SKU **RM-ARNDP-1**

PRIX **\$99 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Étroit — 32 mm blade	RM-ARNDP-1-1	\$99
Standard — 44 mm lame	RM-ARNDP-1-2	\$99



Écarteur condylien fémoral antérieur

SKU **RM-AFCR-1**

PRIX **\$99 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur condylien fémoral antérieur	Longueur 5" (12.7 cm), lame fenêtrée dentelée de 45 mm	\$99
Manchon / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$99



Écarteur de rebord antéromédial du col fémoral antérieur

SKU **RM-AFNAR-1**

PRIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Anterior Femoral Neck Anteromedial Rim Retractor	Longueur 15" (37.46 cm), lame courbe, manche hexagonal	\$49
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$49



Écarteur de bord acétabulaire antérolatéral

SKU **RM-AAARR-1**

PRIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Anterolateral Acetabular Rim Retractor	Longueur 10" (25.4 cm), lame de 18 mm de largeur x 3.25" de profondeur	\$49
Housse de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$49



Écarteur rotulien AORI

SKU **RM-APR-1**

PRIX **\$69 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
5" (12.7 cm), extrémité utile 10 mm	RM-APR-1-1	\$69
7" (17.8 cm), partie utile 10 mm	RM-APR-1-2	\$79



Écarteur de hanche APC

SKU **RM-APCHR-1**

PRIX **\$49 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Simple dent	10" (25.4 cm) — ancrage osseux ciblé sur le rebord acétabulaire
1	Double dents	10" (25.4 cm) — dégagement équilibré à deux points des tissus mous et de la capsule
1	Étui / Boîte de protection	Emballage de transport standard



Écarteur B-Z

SKU **RM-BZR-1**

PRIX **\$339 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
7.5 cm Deep (45° ou 90°)	RM-BZR-1-1	\$339
10 cm de profondeur (45° ou 90°)	RM-BZR-1-2	\$359



Écarteur B-Z Weitlaner

SKU **RM-BZWR-1**

PRIX **\$339 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur B-Z Weitlaner	Longueur totale 28 cm, griffes mousses 4x4 de 83 mm de profondeur, coudé à 90°	\$339
Manchon de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$339



Écarteur autostatique de Beard pour biceps distal

SKU **RM-BDBSRR-1**

PRIX **\$299 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
6.375" (16.19 cm)	RM-BDBSRR-1-1	\$299
7.5" (19.05 cm)	RM-BDBSRR-1-2	\$319



Écarteur de Hohmann Large Beard pour Radius Distal

SKU **RM-BDRWHR-1**

PRIX **\$79 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Beard Distal Radius Wide Hohmann Retractor	Longueur totale 5.37" (13.63 cm), lame large Hohmann	\$79
Gaine / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$79



Écarteur Auto-statique de Beckman-Weitlaner

SKU **RM-BWSRR-1**

PRIX **\$149 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
14 cm	RM-BWSRR-1-1	\$149
16.5 cm	RM-BWSRR-1-2	\$154
21.5 cm	RM-BWSRR-1-3	\$159
24 cm	RM-BWSRR-1-4	\$164
30.5 cm	RM-BWSRR-1-5	\$169
31 cm	RM-BWSRR-1-6	\$174



Écarteur Auto-statique Beckmann-Adson

SKU **RM-BASRR-1**

PRIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Profil de la tige 25 mm	RM-BASRR-1-1	\$49
Tige de 44 mm	RM-BASRR-1-2	\$59



Écarteur de Bennett pour le tibia

SKU **RM-BTR-1**

PRIX **\$79 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Petit — lame 45 mm	RM-BTR-1-1	\$79
Grand — 63 mm lame	RM-BTR-1-2	\$89



Écarteur de Hohmann Coudé

SKU **RM-BHR-ORTHO-1**

PRIX **\$69 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
8"	RM-BHR-ORTHO-1-1	\$69
9 ¾"	RM-BHR-ORTHO-1-2	\$74
11"	RM-BHR-ORTHO-1-3	\$79
11 ½"	RM-BHR-ORTHO-1-4	\$84
12 ⅝"	RM-BHR-ORTHO-1-5	\$89






Système d'écarteur cervical Black Belt

SKU **RM-BBCRS-1**

PRIX **\$2,499 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre d'écarteur (Droit)	Configuration de cadre pour le côté droit
1	Cadre d'écarteur (Gauche)	Configuration de cadre pour le côté gauche
1	Cadre d'écarteur (Offset)	Configuration de cadre décalé
2	Pincettes d'insertion de valves	Composants utilisés pour l'insertion et la fixation des valves
14	Valves dentelées	Options de valves dentelées de 34 mm à 70 mm en plusieurs tailles
14	Valves mousses	Options de valves mousses de 34 mm à 70 mm en plusieurs tailles
12	Valves dentelées à deux niveaux	Options de valves dentelées à deux niveaux de 40 mm à 55 mm
6	Valves mousses à deux niveaux	Options de valves mousses à deux niveaux de 40 mm à 55 mm
1	Conteneur de stérilisation	Conteneur pour l'organisation, le stockage et le retraitement



Écarteur à genou Blount

SKU **RM-BKR-1**

PRIX **\$64 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
6 7/8" (17.5 cm)	RM-BKR-1-1	\$64
7" (17.8 cm)	RM-BKR-1-2	\$69
10 1/4" (26.0 cm)	RM-BKR-1-3	\$74
10 3/8" (26.4 cm)	RM-BKR-1-4	\$79





Écarteurs de Deltoïde Browne

SKU **RM-BDR-1**

PRIX **\$109 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
10 ¾" (27.3 cm)	RM-BDR-1-1	\$109
11 ½" (29.2 cm)	RM-BDR-1-2	\$114
12 ¼" (31.1 cm)	RM-BDR-1-3	\$119



Écarteurs C Retractors

SKU **RM-CR-1**

PRIX **\$69 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
12 ½" (31.8 cm)	RM-CR-1-1	\$69
14" (35.6 cm)	RM-CR-1-2	\$74



Écarteur de racine nerveuse Campbell

SKU **RM-CNRR-1**

PRIX **\$69 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Campbell Nerve Root Retractor	Longueur 8 ¾" (22.2 cm), lame large de 10-10.5 mm	\$69
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$69



Écarteurs capsulaires

SKU **RM-CR-ORTHO-1**

PRIX **\$64 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Griffe unique (Pointue)	RM-CR-ORTHO-1-1	\$64
Griffes doubles (Pointues ou Mousse)	RM-CR-ORTHO-1-2	\$69
Trois griffes	RM-CR-ORTHO-1-3	\$74



Écarteur autostatique pour canal carpien

SKU **RM-CTSRR-1**

PRIX **\$144 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur autostatique pour canal carpien	Longueur 4 1/4" (10.79 cm), griffes mousse, verrouillage à crémaillère	\$144
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$144



Écarteur Cervical de Caspar avec Crémaillère

SKU **RM-CCRWR-1**

PRIX **\$289 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
16.5 cm	RM-CCRWR-1-1	\$289
22.3 cm	RM-CCRWR-1-2	\$299



Système d'écarteur de microdiscectomie lombaire Caspar

SKU **RM-CLMRS-1**

PRIX **\$799 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Valve latérale	40 mm
1	Valve latérale	45 mm
1	Valve latérale	50 mm
1	Valve latérale	55 mm
1	Valve latérale	60 mm
1	Valve latérale	65 mm
1	Valve latérale	75 mm
1	Spéculum	40 mm
1	Spéculum	45 mm
1	Spéculum	50 mm
1	Spéculum	55 mm
1	Spéculum	60 mm
1	Spéculum	65 mm
1	Spéculum	75 mm
1	Pince d'éjection des valves	Pince pour changement rapide des valves
1	Cadre d'écarteur de microdiscectomie Caspar	Cadre de contre-rétraction
1	Boîte de stérilisation	Conteneur en aluminium avec plateau organisateur




Écarteurs de racines nerveuses Caspar

SKU **RM-CNRR-SERIES-1**

PRIX **\$84 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
4 mm lame	RM-CNRR-SERIES-1-1	\$84
Lame 6 mm	RM-CNRR-SERIES-1-2	\$89
Lame 8 mm	RM-CNRR-SERIES-1-3	\$94
lame de 10 mm	RM-CNRR-SERIES-1-4	\$99





Écarteur de Caspar

SKU **RM-CR-21-1**

PRIX **\$64 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Caspar Retractor	Longueur 21 cm, lame 17,0 x 67,0 mm, poignée à anneau	\$64
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$64



Écarteur autostatique de Caspar

SKU **RM-CSRR-SET-1**

PRIX **\$649 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Châssis de cadre en ciseaux à double articulation	Cadre articulé à profil bas avec crémaillère et verrou à vis
1	Clé de réglage manuel	Clé de réglage calibrée pour le réglage de la micro-tension
1 Set	Valves à griffes latérales semi-pointues	Profondeur de 38 mm (modèles à 2, 3 ou 4 griffes au choix)
1 Set	Valves à crochet viscéral plat allongées	Modules de valves atraumatiques lisses de 38 mm de profondeur
1	Boîtier de stockage et de transport protecteur	Mallette de transport ajustée sur mesure



Écarteur cervical Casper

SKU **RM-CCR-115-1**

PRIX **\$199 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Châssis d'écarteur cervical Casper	Cadre de 11.5 cm, conception transversale articulée à 4 bras, ouverture de 85 mm	\$199
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$199



Cadre d'Écarteur Cervical

SKU **RM-CRF-1**

PRIX **\$109 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
16.5 cm bras rigides	RM-CRF-1-1	\$109
Bras articulés 25.5 cm	RM-CRF-1-2	\$119



Écarteur de tissus cervicaux

SKU **RM-CTR-13-1**

PRIX **\$79 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur de tissus cervicaux	Longueur totale 13 cm, pointe à 1×1 dent mousse	\$79
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$79



Écarteur de Chandler

SKU **RM-CHR-1**

PRIX **\$69 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Petit modèle (valve 16.0 mm)	RM-CHR-1-1	\$69
Moyen (20.0 mm valve)	RM-CHR-1-2	\$74
Large (valve de 25.0 mm)	RM-CHR-1-3	\$79



Écarteur d'incision initiale de Charnley

SKU **RM-CIIR-399-1**

PRIX **\$399 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Châssis de pince en boucle auto-statique	Boucle de cadre périmétrale lisse
1	Lame courte à 4 griffes mousses incurvée vers l'extérieur	Extrémité active de 25 mm × 32 mm
1	Lame longue à 4 griffes mousses incurvée vers l'extérieur	Extrémité active de 25 mm × 38 mm
1	Crochet de traction amovible	Ancre incurvée pour l'engagement des tissus
1	Chaîne de connexion de traction métallique	Brin de liaison mécanique
1	Ensemble de poids de suspension à gravité	Masse de traction continue
1	Boîte / Stockage protecteur	Emballage de transport standard



Écarteur Cloward Cervical/Lamina

SKU **RM-CCLR-1**

PRIX **\$99 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Mors à striation croisée	RM-CCLR-1-1	\$99
Avec mors à dents	RM-CCLR-1-2	\$99



Écarteur de Cloward à lame

SKU **RM-CSBR-1**

PRIX **\$84 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
13 × 75 mm	RM-CSBR-1-1	\$84
18 × 75 mm	RM-CSBR-1-2	\$89
20 × 75 mm	RM-CSBR-1-3	\$94
23 × 75 mm	RM-CSBR-1-4	\$99



Écarteur cervical type Cloward

SKU **RM-CSCR-17-1**

RIX **\$75 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Cadre d'écarteur cervical type Cloward	Longueur totale 17 cm, bras articulés, verrouillage à crémaillère	\$75
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$75



Écarteur Cobra

SKU **RM-COBR-1**

RIX **\$79 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Pointe standard — 12.0"	RM-COBR-1-1	\$79
Pointe pointue standard — 12.0"	RM-COBR-1-2	\$84
Modèle large — 11.75"	RM-COBR-1-3	\$89
Petit modifié — 12.5"	RM-COBR-1-4	\$94
Double extrémité — 14.0"	RM-COBR-1-5	\$99
Modèle profond — 14.5"	RM-COBR-1-6	\$104
Grand modifié — 14.75"	RM-COBR-1-7	\$109



Écarteur Cobra avec repose-main

SKU **RM-CRHR-1**

RIX **\$169 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Cobra Retractor with Hand Rest	Longueur 10.22", lame 32 mm, repose-main intégré	\$169
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$169



Écarteur de fémur type Cobra

SKU **RM-CSFR-1**

PRIX **\$84 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur de fémur type Cobra	Longueur 11.75" (29.84 cm), lame courbée cobra, large pointe recourbée	\$84
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$84



Écarteurs de Ligaments Collatéraux

SKU **RM-CLR-1**

PRIX **\$104 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur de Ligaments Collatéraux	Longueur totale de 8" (20.3 cm), profils de lame de 5 mm et 11 mm	\$104
Manchon de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$104



Écarteur de tissus mous collatéraux

SKU **RM-CSTR-1**

PRIX **\$69 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur de tissus mous collatéraux	Longueur 9 1/2", lame 45 mm, pointe courbe à 2 broches 11 mm	\$69
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$69



Écarteur de genou concave

SKU **RM-CKR-1**

PRIX **\$105 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Lame standard	RM-CKR-1-1	\$105
Lame étroite longue	RM-CKR-1-2	\$105



Écarteur de racine nerveuse D'Errico

SKU **RM-DNRR-1**

PRIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
22.8 cm (approx. 9.0") — 7.0 mm large x 11.0 mm long — Discectomie lombaire standard et mobilisation de la racine nerveuse	RM-DNRR-1-1	\$49
28.0 cm (approx. 11.0") — 7.0 mm wide x 11.0 mm long — Couloir opératoire profond et abord lombaire en chirurgie bariatrique	RM-DNRR-1-2	\$54



Écarteur Deep Gelpi

SKU **RM-DGR-SERIES-1**

PRIX **\$68 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
3 1/2" - 4 1/2" — Pointu, Mousse, Pointu angulé, 90°, Angle droit — Chirurgie mineure superficielle, main et exposition pédiatrique	RM-DGR-SERIES-1-1	\$68
5 1/2" - 6 3/4" — Pointu, mousse, pointu coudé, 90°, angle droit — Accès tissus mous intermédiaire, plastique et cervical	RM-DGR-SERIES-1-2	\$74
7 1/2" - 7 3/4" — Pointu, Mousse, Pointu coudé, 90°, Angle droit — Laminectomie lombaire standard et rétraction articulaire	RM-DGR-SERIES-1-3	\$84
9 1/4" - 12" — Pointu, Mousse, Pointu coudé, 90°, Angle droit — Cavité pelvienne profonde, chirurgie bariatrique et arthrodèse vertébrale multi-étagée	RM-DGR-SERIES-1-4	\$94



Écarteur autostatique Deep Gelpi

SKU **RM-DGSRR-1**

PRIX **\$129 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
7 ½" (approx. 19.0 cm) — Châssis coudé, griffes pointues tournées vers l'extérieur — Laminectomie lombaire standard et exposition articulaire	RM-DGSRR-1-1	\$129
10 ½" (approx. 26.7 cm) — châssis coudé allongé, dents pointues tournées vers l'extérieur — chirurgie pelvienne profonde, bariatrique et arthrodèse vertébrale multi-étagée	RM-DGSRR-1-2	\$139



Écarteurs de tête humérale modifiés Dingo

SKU **RM-DMHHR-1**

PRIX **\$134 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Dingo Modified Humeral Head Retractor	Longueur 10" (25.5 cm), pointe incurvée dentelée	\$134
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$134



Écarteur de brochage antérieur à accès direct

SKU **RM-DAABR-1**

PRIX **\$99 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Orientation Gauche — 9" (22.86 cm), 57 mm lame	RM-DAABR-1-1	\$99
Orientation droite — 9" (22.86 cm), lame 57 mm	RM-DAABR-1-2	\$99



Écarteur d'échancrure intercondylienne Engh

SKU **RM-EINR-1**

PRIX **\$79 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Engh Intercondylar Notch Retractor	Longueur 8 1/2" (206.4 mm), pointe 2.25"	\$79
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$79



Écarteur Feler-Ducker

SKU **RM-FDR-1**

PRIX **\$109 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Option A — 54x25 mm Gauche / 76x38 mm Droite	RM-FDR-1-1	\$109
Option B — 76x38 mm Gauche / 54x25 mm Droite	RM-FDR-1-2	\$109



Écarteur de Calcar Fémoral

SKU **RM-FCR-1**

PRIX **\$44 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Femoral Calcar Retractor	Largeur de pointe 25 mm, profondeur 5.08 cm (2"), manche à anneau	\$44
Manchon / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$44



Écarteur Femoral/Gluteus Medius Minimus Retractor

SKU **RM-FGR-1175-1**

PRIX **\$44 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Femoral/Gluteus Medius Minimus Retractor	Longueur de 11.75" (29.85 cm), lame de 20 mm de large	\$44
Manchon de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$44



Écarteurs Flared Cobra

SKU **RM-FCR-15-1**

PRIX **\$69 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Orienté à Gauche — Simple Griffe, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-1	\$69
Orienté à Gauche — Double Griffe, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-2	\$69
Orienté à droite — Griffe simple, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-3	\$69
Orienté à droite — Double griffe, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-4	\$69



Écarteur d'avant-bras à lames pivotantes

SKU **RM-FSBR-1**

PRIX **\$74 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Forearm Swivel Blade Retractor	Lame de 5.12" (13.00 cm), poignées à anneaux, crémaillère — 1	\$74
Manchon / Boîte de protection	Emballage de transport individuel — 1	\$74



Écarteur de type Fukuda Kujat

SKU **RM-FKSR-1**

RIX **\$94 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur de type Fukuda Kujat	Longueur totale 9" (22.86 cm), lame large dentelée, poignée en T — 1	\$94
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel — 1	\$94



Écarteurs de type Fukuda Style Retractors

SKU **RM-FSR-SHLD-1**

RIX **\$89 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
6 ½" (16.51 cm) — 30 mm ou 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-1	\$89
8 ¾" (22.23 cm) — 30 mm ou 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-2	\$94
9" (22.86 cm) — 30 mm ou 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-3	\$99



Écarteur Gelpi Crossover - Angles Profonds

SKU **RM-GCRDA-1**

RIX **\$124 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Lame 3 1/2 in (9 cm)	RM-GCRDA-1-1	\$94
Lame 5 1/2 in (14 cm)	RM-GCRDA-1-2	\$104
Lame 6 1/2 in (16.5 cm)	RM-GCRDA-1-3	\$114
7 1/2 in (19 cm) blade	RM-GCRDA-1-4	\$119
8 in (20.3 cm) lame — Standard	RM-GCRDA-1-5	\$124



Écarteur de Condyle Glénoïdien

SKU **RM-GCR-7-1**

PRIX **\$44 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur de Condyle Glénoïdien	7" (17.8 cm) de longueur totale, lame à crochet profilée — 1	\$44
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel — 1	\$44




Écarteurs de la glène

SKU **RM-GLR-SERIES-1**

PRIX **\$88 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
8 ¾" - 9" — Orientation gauche	RM-GLR-SERIES-1-1	\$88
8 ¾" - 9" — Orientation droite	RM-GLR-SERIES-1-2	\$91
9 ½" - 10 ½" — Orienté à gauche	RM-GLR-SERIES-1-3	\$94
9 ½" - 10 ½" — Orienté à droite	RM-GLR-SERIES-1-4	\$97
11" - 11 ¾" — Orientation gauche	RM-GLR-SERIES-1-5	\$100
11" - 11 ¾" — Orientation droite	RM-GLR-SERIES-1-6	\$103



Écarteur du Grand Trochanter

SKU **RM-GTR-1**

PRIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur du Grand Trochanter	Longueur 14.875" (37.8 cm), lame 25 mm de large x 1.5" de profondeur — 1	\$49
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel — 1	\$49




Écarteur autostatique Harvey Jackson Self Retaining Retractor

SKU **RM-HJSRR-1**

PRIX **\$229 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Harvey Jackson Self Retaining Retractor	Longueur totale 28 cm, mors 45 x 32 mm, 3x3 griffes pointues — 1	\$229
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel — 1	\$229



Écarteur de racine nerveuse Hess

SKU **RM-HNRR-1**

PRIX **\$69 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
10.0 cm — lame de 3.0 mm - 4.0 mm — standard	RM-HNRR-1-1	\$69
10.0 cm — lame de 5.0 mm - 7.0 mm — standard	RM-HNRR-1-2	\$69
12.0 cm	RM-HNRR-1-3	\$74
17.5 cm	RM-HNRR-1-4	\$79



Écarteur Hibbs

SKU **RM-HBR-24-1**

PRIX **\$39 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
51 mm long x 19 mm large — 24 cm	RM-HBR-24-1-1	\$39
76 mm long x 25 mm wide — 24 cm	RM-HBR-24-1-2	\$41
82 mm long x 25 mm large — 24 cm	RM-HBR-24-1-3	\$43
101 mm long x 25 mm large — 24 cm	RM-HBR-24-1-4	\$45



Écarteur Hohmann postérieur-inférieur

SKU **RM-HPIR-11-1**

PRIX **\$74 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Poignée Gauche à Courber #7 — 11" (27.94 cm)	RM-HPIR-11-1-1	\$74
Poignée droite moyenne à courber #7 — 11" (27.94 cm)	RM-HPIR-11-1-2	\$74



Écarteur de Hohmann

SKU **RM-HR-12IN-1**

PRIX **\$74 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
15 mm lame large — 12" (30.48 cm)	RM-HR-12IN-1-1	\$74
17 mm lame large — 12" (30.48 cm)	RM-HR-12IN-1-2	\$79



Écarteur de Hohmann à Manche Coudé Extra Long

SKU **RM-HRBELH-1**

PRIX **\$69 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
9 3/4" (24.76 cm) — Manche coudé extra-long	RM-HRBELH-1-1	\$69
10.0" (25.40 cm) — Manche coudé extra-long	RM-HRBELH-1-2	\$79



Écarteur de Hohmann à angle droit

SKU **RM-HRRA-1**

PRIX **\$79 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
9 ½" Overall Length — 24.13 cm length, 7" handle, coude à angle droit 40 mm	RM-HRRA-1-1	\$84
9 ¾" Overall Length — 24.76 cm length, 7" handle, coude à angle droit 18 mm	RM-HRRA-1-2	\$79



Écarteur Hohmann à extrémité arrondie

SKU **RM-HRRE-1**

PRIX **\$74 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
8 ⅝" (21.91 cm) — Lame ronde 19 mm	RM-HRRE-1-1	\$74
9 ¾" (24.76 cm) — Lame ronde 19 mm	RM-HRRE-1-2	\$79
11.0" (27.94 cm) — Lame ronde de 19 mm	RM-HRRE-1-3	\$84
11 ½" (29.21 cm) — Lame ronde de 19 mm	RM-HRRE-1-4	\$89
12.0" (30.48 cm) — Lame ronde 19 mm	RM-HRRE-1-5	\$94
12 ⅙" (30.80 cm) — Lame ronde 19 mm	RM-HRRE-1-6	\$99



Écarteur Hohmann à extrémité carrée

SKU **RM-HRSE-1**

PRIX **\$74 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
8 ½" (21.59 cm) — Lame courbe avec extrémité distale carrée	RM-HRSE-1-1	\$74
9 ½" (24.13 cm) — Lame courbe avec extrémité distale carrée	RM-HRSE-1-2	\$79



Écarteurs Hohmann Coudés

SKU **RM-HRA-1**

PRIX **\$69 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
6 ½" Longueur totale — Longueur 16.51 cm, pointe coudée 4 mm	RM-HRA-1-1	\$69
Longueur totale 11" — longueur 27.94 cm, poignée 7", courbure angulaire 17 mm	RM-HRA-1-2	\$79



Écarteurs Hohmann à lame carrée

SKU **RM-HRSB-1**

PRIX **\$74 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
8 ½" (21.59 cm) — Profil de lame carré, manche extra-long	RM-HRSB-1-1	\$74
9 ½" (24.13 cm) — Lame à profil carré, manche extra-long	RM-HRSB-1-2	\$79



Écarteurs Holscher

SKU **RM-HLSR-1**

PRIX **\$43 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
7 mm Wide — 9 ½" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-1	\$43
9 mm de large — 9 ½" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-2	\$46
13 mm Largeur — 9 ½" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-3	\$49



Écarteur de racine nerveuse Holsher

SKU **RM-HNRR-235-1**

PRIX **\$44 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Holsher Nerve Root Retractor	Longueur totale 23.5 cm, lame large émoussée descendante	\$44
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$44



Écarteur de tête humérale

SKU **RM-HHR-ORTHO-1**

PRIX **\$84 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
8 ¾" (22.23 cm) — Tige courbe, lame à anneau coudée	RM-HHR-ORTHO-1-1	\$84
9.0" (22.86 cm) — Tige courbe, lame anneau angulée	RM-HHR-ORTHO-1-2	\$89
10.0" (25.40 cm) — tige courbe, lame annulaire coudée	RM-HHR-ORTHO-1-3	\$94
11.0" (27.94 cm) — Tige courbe, lame à anneau coudée	RM-HHR-ORTHO-1-4	\$99





Image-Line ACF Retractor With Distraction Classic Set

SKU **RM-ILACF-1**

PRIX **\$4,499 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Jauge de profondeur	Code couleur
2	Poignée Twist Lock	Grip silicone
1	Cadre longitudinal	Standard
1	Cadre transversal	Standard
2	Lame émoussée	30 mm, argent
2	Lame émoussée	35 mm, bleu
2	Lame émoussée	40 mm, rouge
2	Lame émoussée	55 mm, noir
2	Lame émoussée	60 mm, or
2	Lame émoussée	65 mm, bleu marine
2	Lame émoussée	70 mm, vert clair
2	Lame émoussée	75 mm, orange
1	Lame à dents courtes	30 mm, argent
1	Lame à dents courtes	35 mm, bleu
1	Lame à dents courtes	40 mm, rouge
1	Lame à dents courtes	45 mm, vert
1	Lame à dents courtes	50 mm, violet
1	Lame à dents courtes	55 mm, noir
1	Lame à dents courtes	60 mm, or
1	Lame à dents courtes	65 mm, bleu marine
1	Lame à dents longues	30 mm, argent
1	Lame à dents longues	35 mm, bleu
1	Lame à dents longues	40 mm, rouge
1	Lame à dents longues	45 mm, vert
1	Lame à dents longues	50 mm, violet
1	Lame à dents longues	55 mm, noir
1	Lame à dents longues	60 mm, or
1	Lame à dents longues	65 mm, bleu marine
2	Micro-lame, émoussée	14 x 35 mm, bleu
2	Micro-lame, émoussée	14 x 40 mm, rouge
2	Micro-lame, émoussée	14 x 45 mm, vert
2	Micro-lame, émoussée	14 x 50 mm, violet
2	Micro-lame, émoussée	14 x 55 mm, noir
2	Micro-lame, émoussée	14 x 60 mm, or
2	Micro-lame, dents courtes	14 x 35 mm
2	Micro-lame, dents courtes	14 x 40 mm
2	Micro-lame, dents courtes	14 x 45 mm
2	Micro-lame, dents courtes	14 x 50 mm
2	Micro-lame, dents courtes	14 x 55 mm
2	Micro-lame, dents courtes	14 x 60 mm
2	Foret hélicoïdal CVB	profondeur 8 mm, longueur 5¼"
1	Guide de perçage pour écarteur CVB	Gauche
1	Guide de perçage pour écarteur CVB	Droit
1	Écarteur de corps vertébral	Gauche, crémaillère 100 mm
1	Écarteur de corps vertébral	Droit, crémaillère 100 mm
2	Tournevis CVB	Manche silicone
1	Écarteur multi-niveaux	Gauche, crémaillère 120 mm, extension 90 mm
1	Écarteur multi-niveaux	Droit, crémaillère 120 mm, extension 90 mm
1	Porte-greffon osseux	pointe 8 x 15 mm, longueur 210 mm
1	Impacteur de greffon osseux	3 mm
1	Impacteur de greffon osseux	5 mm
1	Impacteur de greffon osseux	8 mm
1	Coupe-greffon	profondeur réglable 8.75", largeur 7 mm
1	Pied à coulisse ACF	9"
1	Boîte de stérilisation	Boîtier adapté





Écarteur de Johnson pour névrome

SKU **RM-JNR-1**

PRIX **\$74 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
8.0 cm	RM-JNR-1-1	\$74
10.0 cm	RM-JNR-1-2	\$79
11.0 cm	RM-JNR-1-3	\$84
14.0 cm	RM-JNR-1-4	\$89



Cadre d'Écarteur d'Épaule Kolbel

SKU **RM-KSRF-23-1**

PRIX **\$159 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Petit — lame 36 mm x 36 mm	RM-KSRF-23-1-1	\$159
Moyen — 53 mm x 36 mm blade	RM-KSRF-23-1-2	\$169
Grand — 68 mm x 36 mm lame	RM-KSRF-23-1-3	\$179



Écarteur de tissus mous Kolbel

SKU **RM-KSTR-8IN-1**

PRIX **\$119 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur de tissus mous Kolbel	Dimensions / Détails : longueur totale de 8" (20.32 cm), lame courbe à dents mousses · Quantité incluse : 1	\$119
Étui / Boîte de protection	Dimensions / Détails : Emballage de transport individuel · Quantité incluse : 1	\$119



Écarteur de coussinet adipeux latéral

SKU **RM-LFPR-10IN-1**

PRIX **\$84 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Lateral Fat Pad Retractor	Dimensions / Détails : longueur totale de 10" (25.4 cm), lame courbe polie de 41 mm de large · Quantité incluse : 1	\$84
Gaine / Boîte de protection	Dimensions / Détails : emballage de transport individuel · Quantité incluse : 1	\$84



Écarteurs de tissus mous latéraux

SKU **RM-LSTR-ORTHO-1**

PRIX **\$84 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
9.75 in — Lame 20 mm	RM-LSTR-ORTHO-1-1	\$84
9.87 in — Lame 22 mm	RM-LSTR-ORTHO-1-2	\$89





Écarteur lombaire antérieur Lobster

SKU **RM-LALR-1**

PRIX **\$3,999 USD**

LISTE DES COMPOSANTS



QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
6	Fixation d'écarteur Lobster	—
1	Étau de table Lobster avec montant vertical et raccord de cadre	—
1	Cadre Lobster	—
2	Valve pivotante Lobster Mayo, Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique)	2¼" x 2"
1	Valve pivotante Lobster Mayo, Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique)	3½" x 2"
1	Valve pivotante Lobster Deaver, Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique)	2¼" x 4½"
1	Valve pivotante Lobster Harrington, Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique)	2" x 5"
1	Valve pivotante Lobster malléable, Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique)	2" x 6½"
1	Valve pivotante Lobster malléable, Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique)	3" x 6½"
1	Valve pivotante Lobster Fence, Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique)	4" x 6"
2	Valve pivotante Lobster Renal, Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique)	1" x 4"
2	Valve pivotante Lobster Renal, Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique)	1" x 6"
2	Valve pivotante Lobster Renal, Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique)	1" x 8"
1	Valve pivotante Lobster Splanchnic, Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique)	1½" x 6"
1	Valve pivotante Lobster Splanchnic, Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique)	2" x 4½"
1	Valve pivotante Lobster Splanchnic, Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique)	2" x 6"
1	Valve pivotante Lobster Splanchnic, Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique)	2" x 8"
1	Boîte de stérilisation	—



Écarteur de racine nerveuse Love

SKU **RM-LNRR-MAT-1**

PRIX **\$24 USD**

LISTE DES COMPOSANTS



QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Profil droit	Longueurs disponibles : 17.5 cm ou 21.5 cm · Rôle clinique principal : Accès interlaminaire linéaire direct et mobilisation de la racine sortante · Prix (USD) : \$24.00 / \$29.00
1	Profil incliné à 45 Degree	Longueurs disponibles : 17.5 cm ou 21.5 cm · Rôle clinique principal : Décompression du récessus latéral et protection de la racine nerveuse sous-articulaire · Prix (USD) : \$24.00 / \$29.00
1	Profil incliné à 90 Degree	Longueurs disponibles : 17.5 cm ou 21.5 cm · Rôle clinique principal : Exploration foraminale profonde et maintien du sac dural médial · Prix (USD) : \$24.00 / \$29.00
1	Manchon / Boîte de protection	Longueurs disponibles : Emballage de transport standard · Rôle clinique principal : — · Prix (USD) : Inclus



Écarteur de racine nerveuse Love, baïonnette

SKU **RM-LNRR-BAY-21-1**

RIX **\$29 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur de racine nerveuse Love (Baïonnette)	Dimensions / Détails : longueur totale de 21 cm, tige en baïonnette, lame nerveuse concave · Quantité incluse : 1	\$29
Housse / Boîte de protection	Dimensions / Détails : Emballage de transport individuel · Quantité incluse : 1	\$29



Écarteur de pied et cheville à profil bas

SKU **RM-LPFAR-1**

RIX **\$84 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
7.5 inches	RM-LPFAR-1-1	\$84
8.75 inches	RM-LPFAR-1-2	\$89




Écarteur d'hémi laminectomie Markham-Meyerding

SKU **RM-MMHR-17-1**

RIX **\$124 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Petit — lame 40 mm x 25 mm	RM-MMHR-17-1-1	\$104
Moyen — 50 mm x 25 mm blade	RM-MMHR-17-1-2	\$114
Grand — 60 mm x 25 mm lame	RM-MMHR-17-1-3	\$124



Cadre d'écarteur rigide pour microdiscectomie de type McCulloch

SKU **RM-MMRRF-14-1**

RIX **\$384 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Cadre d'écarteur rigide pour microdiscectomie de type McCulloch	Dimensions / Détails : longueur totale 14 cm, châssis rigide non articulé, entraînement par engrenage · Quantité incluse : 1	\$384
Housse de protection / Boîte	Dimensions / Détails : emballage de transport individuel · Quantité incluse : 1	\$384



Écarteur de racine nerveuse type McCulloch

SKU **RM-MNRR-1**

RIX **\$64 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
12.8 cm	RM-MNRR-1-1	\$64
14.5 cm	RM-MNRR-1-2	\$74



Écarteur de réparation méniscale

SKU **RM-MRR-5IN-1**

RIX **\$59 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur de réparation méniscale	Dimensions / Détails : longueur totale 5" (12.7 cm), lame déflectrice courbe polie · Quantité incluse : 1	\$59
Étui de protection / Boîte	Dimensions / Détails : emballage de transport individuel · Quantité incluse : 1	\$59



Écarteur de Meyerding

SKU **RM-MDR-18-1**

PRIX **\$99 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Extrémité de travail mousse	Longueur totale : 18 cm · Rôle clinique principal : Déplacement atraumatique du muscle paraspinal et maintien des tissus mous · Prix (USD) : \$99.00
1	Extrémité de travail pointue	Longueur totale : 18 cm · Rôle clinique principal : Engagement ferme dans les fascias fibreux denses et les insertions tendineuses · Prix (USD) : \$99.00
1	Extrémité de travail dentée	Longueur totale : 18 cm · Rôle clinique principal : Ancrage osseux antidérapant sur la lame et le bord facettaire · Prix (USD) : \$99.00
1	Extrémité de travail en forme de selle	Longueur totale : 18 cm · Rôle clinique principal : Maintien profilé des faisceaux musculaires et accès à la décompression rachidienne · Prix (USD) : \$99.00
1	Étui de protection / Boîte	Longueur totale : Emballage de transport standard · Rôle clinique principal : — · Prix (USD) : Inclus



Écarteur Meyerding avec Crémaillère

SKU **RM-MRWR-18-1**

PRIX **\$84 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
32 mm × 25 mm de large	RM-MRWR-18-1-1	\$84
41 mm × 25 mm Large	RM-MRWR-18-1-2	\$89
50 mm × 25 mm Large	RM-MRWR-18-1-3	\$94
57 mm × 25 mm Large	RM-MRWR-18-1-4	\$99



Écarteurs de Genou pour Chirurgie Mini-Invasive

SKU **RM-MIKR-1**

PRIX **\$79 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
19 cm Longueur totale	RM-MIKR-1-1	\$79
Longueur totale 20 cm	RM-MIKR-1-2	\$84
22 cm Longueur totale	RM-MIKR-1-3	\$89



Écarteur de racine nerveuse MIS

SKU **RM-MIS-NRR-17-1**

RIX **\$84 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
4.7 mm lame large	RM-MIS-NRR-17-1-1	\$84
7.3 mm Wide Blade	RM-MIS-NRR-17-1-2	\$89



Écarteurs de type Fukuda modifiés

SKU **RM-MFTR-SHLD-1**

RIX **\$89 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Modified Fukuda Type Retractor	Écarteur à levier huméral orthopédique portable, lame annulaire fenêtrée	\$89
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$89



Écarteur rotulien (Patella Retractor)

SKU **RM-PTR-9IN-1**

RIX **\$84 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Patella Retractor	Longueur 9" (22.86 cm), patin 22 mm, lame 16 mm, pointe en crochet	\$84
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$84



Écarteur de LCP (PCL)

SKU **RM-PCLR-25-1**

PRIX **\$99 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
PCL Retractor	Longueur totale de 25 cm (10"), pointe de 21 mm, rangée de griffes de 4 mm	\$99
Manchon / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$99



ÉCARTEUR D'AMPUTATION PERCY

SKU **RM-PAR-1**

PRIX **\$399 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
24.3 cm	RM-PAR-1-1	\$399
35.0 cm	RM-PAR-1-2	\$449
42.0 cm	RM-PAR-1-3	\$499



Écarteur auto-statique Perkins

SKU **RM-PSRR-99-1**

PRIX **\$99 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Modèle à griffes pleines standard — 13 cm, Gauche ou Droite	RM-PSRR-99-1-1	\$99
2 Dents & Lame pointue — 11 cm	RM-PSRR-99-1-2	\$99
2 Dents & Lame pointue — 13 cm	RM-PSRR-99-1-3	\$99
3 Griffes & lame pointue — 11 cm	RM-PSRR-99-1-4	\$99
3 Griffes & lame pointue — 13 cm	RM-PSRR-99-1-5	\$99
Lame courbe fenêtrée — 13 cm, Gauche ou Droite	RM-PSRR-99-1-6	\$99
Lame à pointe pleine — 12.7 cm, gauche ou droite	RM-PSRR-99-1-7	\$99



Système d'accès chirurgical lombaire antérieur Phantom AL

SKU **RM-PAL-1**

PRIX **\$3,999 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
4	Valve 25 × 60 mm	Valve d'écartement de faible profondeur
4	Valve 25 × 80 mm	Valve d'écartement de profondeur moyenne-faible
4	Valve 25 × 100 mm	Valve d'écartement de profondeur intermédiaire
4	Valve 25 × 120 mm	Valve d'écartement de profondeur standard
4	Valve 25 × 140 mm	Valve d'écartement de profondeur étendue
4	Valve 25 × 160 mm	Valve d'écartement pour corridor chirurgical profond
4	Valve 25 × 180 mm	Valve d'écartement pour corridor chirurgical très profond
4	Valve 25 × 200 mm	Valve d'écartement à portée maximale
1	Anneau d'écarteur	Cadre circulaire central de 300 mm de diamètre pour l'écarteur
2	Barre d'extension	Étend ou positionne l'assemblage du cadre de l'écarteur
6	Pince d'anneau	Fixe les supports et les composants à l'anneau de l'écarteur
6	Porte-valve pivotant	Permet le montage réglable des valves sur l'anneau
1	Clé hexagonale	Clé manuelle de 225 mm pour le réglage et l'assemblage du cadre
2	Bras avec porte-anneau	Soutient et connecte l'anneau de l'écarteur aux fixations de table
2	Fixation de table rotative	Ancre la structure de support aux rails latéraux de la table d'opération
1	Tournevis hexagonal	Outil de vissage spécialisé pour le réglage du système
1	Boîte de stérilisation	Conteneur de stockage en aluminium perforé pour le retraitement





Système d'accès chirurgical lombaire Phantom ML MIS

SKU **RM-PML-1**

PRIX **\$3,999 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Crochet droit 40 mm	Crochet de rétraction étroit spécialisé
1	Crochet droit 50 mm	Crochet de rétraction étroit spécialisé
1	Crochet droit 60 mm	Crochet de rétraction étroit spécialisé
1	Crochet droit 70 mm	Crochet de rétraction étroit spécialisé
1	Crochet droit 80 mm	Crochet de rétraction étroit spécialisé
1	Crochet droit 90 mm	Crochet de rétraction étroit spécialisé
1	Crochet droit 100 mm	Crochet de rétraction étroit spécialisé
1	Contrôle de pivot à poignée en T	Poignée de commande manuelle pour le réglage du pivot
1	Étau de table rotatif	Ancre l'ensemble au rail latéral de la table d'opération
1	Câble optique	Courbe standard, 10 ft, non stérile ; transmet la lumière de la source vers l'écarteur
1	Source lumineuse LED	Unité d'éclairage portable/de table
1	Bras articulé incliné	Bras multi-articulé avec pince à crémaillère reliant l'étau au cadre
1	Écarteur pivotant de base lombaire MIS	Cadre de base structurel principal à crémaillère de 250 mm, chargement supérieur, pour l'accès lombaire
1	Connecteur de crémaillère	Relie les crémaillères auxiliaires au cadre principal
1	Porte-valve central pivotant	Crémaillère de 130 mm, chargement supérieur ; maintient la valve centrale avec contrôle pivotant
1	Écarteur à enjambement pivotant opposé	Bras de contre-rétraction à crémaillère de 225 mm, chargement latéral Sure-Lock, pour la stabilité latérale
1 Paire	Valves biseautées (paire) 22 x 50 mm	Paire de valves d'écarteur avec extrémités biseautées
1 Paire	Valves biseautées (paire) 22 x 60 mm	Paire de valves d'écarteur avec extrémités biseautées
1 Paire	Valves biseautées (paire) 22 x 70 mm	Paire de valves d'écarteur avec extrémités biseautées
1 Paire	Valves biseautées (paire) 22 x 80 mm	Paire de valves d'écarteur avec extrémités biseautées
1 Paire	Valves biseautées (paire) 22 x 90 mm	Paire de valves d'écarteur avec extrémités biseautées
1 Paire	Valves biseautées (paire) 22 x 100 mm	Paire de valves d'écarteur avec extrémités biseautées
1 Paire	Valves biseautées (paire) 22 x 110 mm	Paire de valves d'écarteur avec extrémités biseautées
1 Paire	Valves biseautées (paire) 22 x 120 mm	Paire de valves d'écarteur avec extrémités biseautées
1	Contre-valve à dents courtes 14 x 40 mm	Contre-valve avec dents de préhension courtes
1	Contre-valve à dents courtes 14 x 50 mm	Contre-valve avec dents de préhension courtes
1	Contre-valve à dents courtes 14 x 60 mm	Contre-valve avec dents de préhension courtes
1	Contre-valve à dents courtes 14 x 70 mm	Contre-valve avec dents de préhension courtes
1	Contre-valve à dents courtes 14 x 80 mm	Contre-valve avec dents de préhension courtes
1	Contre-valve à dents courtes 14 x 90 mm	Contre-valve avec dents de préhension courtes
1	Contre-valve à dents courtes 14 x 100 mm	Contre-valve avec dents de préhension courtes
1	Contre-valve à dents courtes 14 x 110 mm	Contre-valve avec dents de préhension courtes
1	Contre-valve à dents courtes 14 x 120 mm	Contre-valve avec dents de préhension courtes
1	Valve en éventail à dents courtes 18 x 50 mm	Valve en éventail à expansion distale avec dents courtes
1	Valve en éventail à dents courtes 18 x 60 mm	Valve en éventail à expansion distale avec dents courtes
2	Valve en éventail à dents courtes 18 x 70 mm	Valve en éventail à expansion distale avec dents courtes
2	Valve en éventail à dents courtes 18 x 80 mm	Valve en éventail à expansion distale avec dents courtes
2	Valve en éventail à dents courtes 18 x 90 mm	Valve en éventail à expansion distale avec dents courtes
2	Valve en éventail à dents courtes 18 x 100 mm	Valve en éventail à expansion distale avec dents courtes
2	Valve en éventail à dents courtes 18 x 110 mm	Valve en éventail à expansion distale avec dents courtes
2	Valve en éventail à dents courtes 18 x 120 mm	Valve en éventail à expansion distale avec dents courtes
1	Dilatateur 8 mm	Instrument de dilatation tissulaire séquentielle
1	Dilatateur 13 mm	Instrument de dilatation tissulaire séquentielle
1	Dilatateur 18 mm	Instrument de dilatation tissulaire séquentielle
1	Dilatateur 22 mm	Instrument de dilatation tissulaire séquentielle
1	Obturateur 18 mm	Instrument d'insertion initiale et de guidage
1	Obturateur 22 mm	Instrument d'insertion initiale et de guidage
1	Boîte de stérilisation	Conteneur de stockage pour l'organisation et le retraitement





Écarteur de genou Ranawat

SKU **RM-RKR-95-1**

PRIX **\$79 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur de genou Ranawat	Longueur 9 ½" (24.13 cm), lame 17 x 34 mm à 90° (émoussée ou tranchante)	\$79
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$79



Écarteur Hohmann inversé

SKU **RM-RHR-85-1**

PRIX **\$69 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Reverse Hohmann Retractor	Longueur 8 ½" (21.59 cm), lame à pointes émoussées asymétriques, manche fenêtré	\$69
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$69



Écarteur de genou S Total Knee Retractor

SKU **RM-STKR-6IN-1**

PRIX **\$59 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Lame unique 10 mm — 6" length, lame 10 mm de large	RM-STKR-6IN-1-1	\$59
Lame unique 20 mm — 6" length, lame 20 mm de large	RM-STKR-6IN-1-2	\$59
Modèle à double extrémité — 6" de long, extrémités doubles de 5 mm & 13 mm	RM-STKR-6IN-1-3	\$59



Écarteur de racine nerveuse Sandhu Nerve Root Retractor

SKU **RM-SNRR-243-1**

PRIX **\$54 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Sandhu Nerve Root Retractor	Longueur totale de 24.3 cm, lame mousse de 3.2 mm, tige malléable à 90°	\$54
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$54



Écarteur pour greffe osseuse Saxena Bone Grafting Retractor

SKU **RM-SBGR-1**

PRIX **\$124 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
16.5 cm variante — Striée ou Stries croisées	RM-SBGR-1-1	\$124
Variante 25.5 cm — Striée ou à stries croisées	RM-SBGR-1-2	\$149



Écarteur de racine nerveuse Scoville Nerve Root Retractor

SKU **RM-SNRR-235-1**

PRIX **\$29 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Scoville Nerve Root Retractor	Longueur totale 23.5 cm, extrémité coudée profilée, tige mince	\$29
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$29



Écarteur autostatique de Scoville

SKU **RM-SSRR-150-1**

PRIX **\$259 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre à rail de guidage autostatique	Rail coulissant de base conçu pour les expositions en neurochirurgie et cavités rachidiennes
1	Lame latérale amovible à griffe unique pointue	Lame à griffe unique de 50 mm conçue pour un ancrage profond sous les lignes d'incision lourdes
1	Lame latérale amovible pleine dentelée	Lame de rétraction osseuse pleine de 60 mm x 25 mm équipée de pointes dentelées structurées
1	Verrou à vis manuel intégré	Assemblage fileté sécurisant l'écartement horizontal exact tout en réduisant la fatigue de l'utilisateur
2	Bras de pinces d'écartement ergonomiques	Branches légères à double bras construites avec des bords périmétriques parfaitement lisses
1	Boîte / Stockage de protection	Emballage de transport standard



Écarteur autostatique Scoville-Haverfield

SKU **RM-SHSRR-150-1**

PRIX **\$339 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre autostatique à branches articulées	Châssis articulé à action ciseau s'inclinant vers le bas hors de la ligne de mire
1	Lame latérale amovible à griffe unique acérée	Lame à griffe unique de 50 mm conçue pour un ancrage profond sous les marges d'incision
1	Lame latérale pleine dentée amovible	Palette de rétraction osseuse pleine de 60 mm x 25 mm équipée d'une extrémité micro-dentée
1	Verrouillage à vis manuel intégré	Mécanisme à filetage central offrant un maintien ouvert immuable pour limiter la fatigue
2	Bras de force d'écartement ergonomiques	Bras de poignée structurés légers forgés avec des périmètres entièrement lisses
1	Boîte / Stockage de protection	Emballage de transport standard



Écarteur autostatique Scoville-Richter

SKU **RM-SRSRR-155-1**

PRIX **\$395 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre de base autostatique à rail	Châssis principal à barre coulissante conçu pour maintenir en place des expositions difficiles et étroites
1	Lame latérale semi-pointue amovible à 3 branches	Accessoire à griffes de 62 mm x 37 mm conçu pour sécuriser les surfaces tissulaires profondes
1	Lame latérale semi-pointue amovible à 4 branches	Accessoire à griffes de 62 mm x 52 mm conçu pour écarter les marges tissulaires plus larges
1	Verrou à vis manuel intégré	Pince de rotation mécanique offrant un maintien d'expansion fixe pour minimiser la fatigue
2	Bras de pince à rétraction ergonomiques	Profils à double poignée légère, conçus avec des bords parfaitement lisses
1	Boîte de rangement / protection	Emballage de transport standard



Système d'écarteurs cervicaux SHADOWLINE Trimline

SKU **RM-STCSRS-1**

PRIX **\$2,999 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Jauge de profondeur avec code couleur	Instruments et cadres — standard
2	Poignée d'écarteur à verrouillage (chargement latéral)	Instruments et cadres — standard
1	Cadre d'écarteur transversal Step-Down	Instruments et cadres — double articulation, chargement latéral
1	Cadre d'écarteur transversal	Instruments et cadres — double articulation, chargement latéral (ouverture 120 mm)
1	Mallette à instruments	Stockage et protection — plateau d'organisation
1	Boîte de stérilisation	Stockage et protection — conteneur perforé
2	Valve à tissus argentée	Valves à tissus épongeées (paires) — 30 mm x 23 mm
2	Valve à tissus bleue	Valves à tissus épongeées (paires) — 35 mm x 23 mm
2	Valve à tissus rouge	Valves à tissus épongeées (paires) — 40 mm x 23 mm
2	Valve à tissus verte	Valves à tissus épongeées (paires) — 45 mm x 23 mm
2	Valve à tissus violette	Valves à tissus épongeées (paires) — 50 mm x 23 mm
2	Valve à tissus noire	Valves à tissus épongeées (paires) — 55 mm x 23 mm
2	Valve à tissus dorée	Valves à tissus épongeées (paires) — 60 mm x 23 mm
2	Valve à tissus bleu marine	Valves à tissus épongeées (paires) — 65 mm x 23 mm
2	Valve à tissus vert clair	Valves à tissus épongeées (paires) — 70 mm x 23 mm
2	Valve à tissus orange	Valves à tissus épongeées (paires) — 75 mm x 75 mm
2	Valve musculaire étroite bleue	Valves musculaires étroites (dents courtes, paires) — 35 mm x 14 mm
2	Valve musculaire étroite rouge	Valves musculaires étroites (dents courtes, paires) — 40 mm x 14 mm
2	Valve musculaire étroite verte	Valves musculaires étroites (dents courtes, paires) — 45 mm x 14 mm
2	Valve musculaire étroite violette	Valves musculaires étroites (dents courtes, paires) — 50 mm x 14 mm
2	Valve musculaire étroite noire	Valves musculaires étroites (dents courtes, paires) — 55 mm x 14 mm
2	Valve musculaire étroite dorée	Valves musculaires étroites (dents courtes, paires) — 60 mm x 14 mm
1	Valve musculaire latérale argentée	Valves musculaires latérales (dents courtes, unités) — 30 mm x 23 mm
1	Valve musculaire latérale bleue	Valves musculaires latérales (dents courtes, unités) — 35 mm x 23 mm
1	Valve musculaire latérale rouge	Valves musculaires latérales (dents courtes, unités) — 40 mm x 23 mm
1	Valve musculaire latérale verte	Valves musculaires latérales (dents courtes, unités) — 45 mm x 23 mm
1	Valve musculaire latérale violette	Valves musculaires latérales (dents courtes, unités) — 50 mm x 23 mm
1	Valve musculaire latérale noire	Valves musculaires latérales (dents courtes, unités) — 55 mm x 23 mm
1	Valve musculaire latérale dorée	Valves musculaires latérales (dents courtes, unités) — 60 mm x 23 mm
1	Valve musculaire latérale bleu marine	Valves musculaires latérales (dents courtes, unités) — 65 mm x 23 mm
1	Valve musculaire médiane argentée	Valves musculaires médianes (dents longues, unités) — 30 mm x 23 mm
1	Valve musculaire médiane bleue	Valves musculaires médianes (dents longues, unités) — 35 mm x 23 mm
1	Valve musculaire médiane rouge	Valves musculaires médianes (dents longues, unités) — 40 mm x 23 mm
1	Valve musculaire médiane verte	Valves musculaires médianes (dents longues, unités) — 45 mm x 23 mm
1	Valve musculaire médiane violette	Valves musculaires médianes (dents longues, unités) — 50 mm x 23 mm
1	Valve musculaire médiane noire	Valves musculaires médianes (dents longues, unités) — 55 mm x 23 mm
1	Valve musculaire médiane dorée	Valves musculaires médianes (dents longues, unités) — 60 mm x 23 mm
1	Valve musculaire médiane bleu marine	Valves musculaires médianes (dents longues, unités) — 65 mm x 23 mm
2	Valve à tissus étroite bleue	Valves à tissus étroites (épongeées, paires) — 35 mm x 14 mm
2	Valve à tissus étroite rouge	Valves à tissus étroites (épongeées, paires) — 40 mm x 14 mm
2	Valve à tissus étroite verte	Valves à tissus étroites (épongeées, paires) — 45 mm x 14 mm
2	Valve à tissus étroite violette	Valves à tissus étroites (épongeées, paires) — 50 mm x 14 mm
2	Valve à tissus étroite noire	Valves à tissus étroites (épongeées, paires) — 55 mm x 14 mm
2	Valve à tissus étroite dorée	Valves à tissus étroites (épongeées, paires) — 60 mm x 14 mm





Shoulder Arthroplasty Retractor Glenoid Exposure

SKU **RM-SAR-GE-775-1**

PRIX **\$79 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Shoulder Arthroplasty Retractor Glenoid Exposure	Longueur 7 ¾" (19.68 cm), lame de 40 mm de large, poignée ergonomique en T	\$79
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$79



Écarteur de Sofield

SKU **RM-SFR-SERIES-1**

PRIX **\$46 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Taille #1 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-1	\$46
Taille #2 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-2	\$46
Taille #3 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-3	\$46
Taille #4 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-4	\$46
Taille #5 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-5	\$46
Taille #6 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-6	\$46



Écarteurs de Hohmann superposables

SKU **RM-SHR-1**

PRIX **\$89 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
8 ¼" (20.96 cm) — Lame Standard, Large ou Coudée	RM-SHR-1-1	\$89
9 ¼" (23.50 cm) — Lame Standard, Large ou Courbée	RM-SHR-1-2	\$99



Écarteur de laminectomie Super-Slide

SKU **RM-SSLR-1**

PRIX **\$2,499 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre d'écarteur	Cadre structurel principal du système d'écartement
4	Petites valves	Options de valves de 2" de profondeur pour la rétraction chirurgicale
4	Valves moyennes	Options de valves de profondeur moyenne de 3"
4	Grandes valves	Options de valves de grande profondeur de 4"
4	Valves supplémentaires	Options de valves à profondeur étendue de 4 1/4"
1	Boîte de stérilisation	Conteneur pour l'organisation et le stockage de l'ensemble complet



Main de plomb chirurgicale malleable

SKU **RM-SLHRP-199-1**

PRIX **\$199 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Surgical Lead Hand Retractor Plate	Plaque de rétraction malléable en plomb en forme de main adulte	\$199
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport standard	\$199



Écarteur orthopédique à poignée en T et lame coudée

SKU **RM-THRAB-1**

PRIX **\$99 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
8.0" (20.32 cm) — 110×32 mm ou 120×32 mm à griffes	RM-THRAB-1-1	\$99
11.0" (27.94 cm) — 110×32 mm ou 120×32 mm à griffes	RM-THRAB-1-2	\$109
14.0" (35.56 cm) — 110×32 mm ou 120×32 mm dentelé	RM-THRAB-1-3	\$139





Écarteur vertébral Taylor

SKU **RM-TSR-1**

PRIX **\$74 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
7 ¼" (18.42 cm) — 3" (7.62 cm) depth — Laminectomie postérieure cervicale et thoracique, rachis adolescent	RM-TSR-1-1	\$74
7 ½" (19.05 cm) — 3" ou 4" depth — Laminectomie lombaire et discectomie standard adulte	RM-TSR-1-2	\$79
8.0" (20.32 cm) — 4" (10.16 cm) de profondeur — Arthrodèse lombaire profonde, chirurgie rachidienne bariatrique et abords sacrés	RM-TSR-1-3	\$89



Écarteur de racine nerveuse Toennis

SKU **RM-TNRR-15-1**

PRIX **\$29 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur de racine nerveuse Toennis	Longueur totale de 15 cm, tige mince, extrémité en crochet lisse	\$29
Manchon de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$29



Écarteur de composant glénosphérique pour arthroplastie totale et inversée de l'épaule

SKU **RM-TRSAGCR-26-1**

PRIX **\$109 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Total and Reverse Shoulder Arthroplasty Glenosphere Component Retractor	Longueur 10 ¼" (26.03 cm), embout double fourche 24 mm, poignée ergonomique	\$109
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$109




Système d'Écarteurs Tubulaires

SKU **RM-TRS-MIS-1**

PRIX **\$2,199 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 12-14 mm, longueur 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 12-14 mm, longueur 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 12-14 mm, longueur 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 12-14 mm, longueur 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 12-14 mm, longueur 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 12-14 mm, longueur 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 12-14 mm, longueur 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 14-16 mm, longueur 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 14-16 mm, longueur 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 14-16 mm, longueur 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 14-16 mm, longueur 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 14-16 mm, longueur 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 14-16 mm, longueur 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 14-16 mm, longueur 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 16-18 mm, longueur 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 16-18 mm, longueur 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 16-18 mm, longueur 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 16-18 mm, longueur 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 16-18 mm, longueur 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 16-18 mm, longueur 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 16-18 mm, longueur 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 18-20 mm, longueur 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 18-20 mm, longueur 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 18-20 mm, longueur 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 18-20 mm, longueur 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 18-20 mm, longueur 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 18-20 mm, longueur 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 18-20 mm, longueur 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 27-29 mm, longueur 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 27-29 mm, longueur 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 27-29 mm, longueur 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 27-29 mm, longueur 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 27-29 mm, longueur 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 27-29 mm, longueur 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 27-29 mm, longueur 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diamètre 6 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diamètre 8 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diamètre 10 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diamètre 12 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diamètre 14 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diamètre 16 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diamètre 18 mm
1	Tubular Flexible Arm	Bras de maintien articulé multi-joints
1	Table Clamp Set	Fixation pour rail de table d'opération
1	Sterilization Box	Boîtier adapté pour un retraitement organisé





Écarteur de Wallace pour le genou

SKU **RM-WKR-5IN-1**

PRIX **\$79 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Wallace Knee Retractor	Longueur totale de 5" (12.7 cm), cadre auto-statique à deux bras, engrenage de verrouillage à vis	\$79
Manchon de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$79



Écarteur de Williams pour discectomie

SKU **RM-WDR-1**

PRIX **\$94 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
50 mm × 20 mm (Gauche ou Droite)	RM-WDR-1-1	\$94
70 mm × 20 mm (Gauche ou Droit)	RM-WDR-1-2	\$99



Écarteur de Williams pour fracture du radius distal

SKU **RM-WDRFR-45-1**

PRIX **\$189 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Lame courbe gauche — 4.5" (11.43 cm) longueur, griffes mousses angulées, courbe à gauche	RM-WDRFR-45-1-1	\$189
Lame courbe droite — 4.5" (11.43 cm) longueur, griffes mousses angulées, courbe à droite	RM-WDRFR-45-1-2	\$189




Écarteur de Williams pour discectomie rachidienne

SKU **RM-WSDR-153-1**

PRIX **\$149 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
50 mm - 70 mm profondeur (10 ou 20 mm) — Latéralité gauche ou droite	RM-WSDR-153-1-1	\$149
80 mm - 90 mm de profondeur (10 ou 20 mm) — Latéralité gauche ou Latéralité droite	RM-WSDR-153-1-2	\$149
110 mm profondeur (10 ou 20 mm) — Côté gauche ou Côté droit	RM-WSDR-153-1-3	\$149




Écarteur auto-statique Wiltse-Gelpi

SKU **RM-WGSRR-1**

PRIX **\$99 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Configuration 28.0 cm — Bras à courbure externe, pointes aiguës, crémaillère	RM-WGSRR-1-1	\$99
Modèle 30.5 cm — Bras courbés vers l'extérieur, pointes acérées, crémaillère	RM-WGSRR-1-2	\$109





Set d'écarteurs Image-Line ACF Retractor With Distraction Quick Release

SKU RM-ILACF-QR-1

PRIX **\$4,999 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Jauge de profondeur	Code couleur
2	Poignée sur ressort	Mécanisme à dégagement rapide
1	Cadre longitudinal	Standard à dégagement rapide
1	Cadre longitudinal (Panther Coated)	Surface antireflet
1	Cadre transversal	Standard à dégagement rapide
1	Cadre transversal (Panther Ceramic)	Revêtement céramique non réfléchissant
2	Valve mousse	30 mm, argent
2	Valve mousse	35 mm, bleu
2	Valve mousse	40 mm, rouge
2	Valve mousse	45 mm, vert
2	Valve mousse	50 mm, violet
2	Valve mousse	55 mm, noir
2	Valve mousse	60 mm, or
2	Valve mousse	65 mm, bleu marine
2	Valve mousse	70 mm, vert clair
2	Valve mousse	75 mm, orange
1	Valve, dents courtes	30 mm, argent
1	Valve, dents courtes	35 mm, bleu
1	Valve, dents courtes	40 mm, rouge
1	Valve, dents courtes	45 mm, vert
1	Valve, dents courtes	50 mm, violet
1	Valve, dents courtes	55 mm, noir
1	Valve, dents courtes	60 mm, or
1	Valve, dents courtes	65 mm, bleu marine
1	Valve, dents longues	30 mm, argent
1	Valve, dents longues	35 mm, bleu
1	Valve, dents longues	40 mm, rouge
1	Valve, dents longues	45 mm, vert
1	Valve, dents longues	50 mm, violet
1	Valve, dents longues	55 mm, noir
1	Valve, dents longues	60 mm, or
1	Valve, dents longues	65 mm, bleu marine
2	Micro-valve, mousse	14 x 35 mm, bleu
2	Micro-valve, mousse	14 x 40 mm, rouge
2	Micro-valve, mousse	14 x 45 mm, vert
2	Micro-valve, mousse	14 x 50 mm, violet
2	Micro-valve, mousse	14 x 55 mm, noir
2	Micro-valve, mousse	14 x 60 mm, or
2	Micro-valve, dents courtes	14 x 35 mm
2	Micro-valve, dents courtes	14 x 40 mm
2	Micro-valve, dents courtes	14 x 45 mm
2	Micro-valve, dents courtes	14 x 50 mm
2	Micro-valve, dents courtes	14 x 55 mm
2	Micro-valve, dents courtes	14 x 60 mm
1	Mèche hélicoïdale CVB	profondeur 8 mm, longueur 5 3/4"
1	Guide de mèche pour écarteur CVB, gauche	Standard
1	Guide de mèche pour écarteur CVB, droit	Standard
1	Écarteur de corps vertébral, gauche	crémaillère 100 mm
1	Écarteur de corps vertébral, droit	crémaillère 100 mm
2	Tournevis CVB, manche silicone	Standard
1	Écarteur multiniveaux, gauche	crémaillère 120 mm, extension 90 mm
1	Écarteur multiniveaux, droit	crémaillère 120 mm, extension 90 mm
1	Porte-greffon osseux	pointe 8 x 15 mm, longueur 210 mm
1	Impacteur de greffe osseuse	3 mm
1	Impacteur de greffe osseuse	5 mm
1	Impacteur de greffe osseuse	8 mm
1	Coupe-greffon	profondeur réglable 8.75", largeur 7 mm
1	Pied à coulisse ACF	9"
1	Boîte de stérilisation	Boîte de rangement robuste






Écarteur rachidien postérieur Bookwalter

SKU **RM-BPSR-1**

PRIX **\$2,399 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Mât de champ	12" (30.5 cm)
1	Raccord de mât	Standard
1	Barre horizontale	Diamètre de 1" (2.5 cm)
6	Crémaillères standard	Non inclinables
4	Mécanismes de crémaillère inclinables	Multi-angles
1	Segments d'anneau demi-circulaires	Diamètre de 8½" (21.6 cm)
1	Segment d'anneau droit	Diamètre de 4" (10.2 cm)
1	Segment d'anneau droit	Diamètre de 6" (15.2 cm)
1	Segment d'anneau droit	Diamètre de 8" (20.3 cm)
2	Valves Meyerding	¾" x 2½" (1.7 x 5.9 cm)
2	Valves Meyerding	1" x 3½" (2.5 x 8.5 cm)
2	Valves Meyerding	2" x 3½" (5.1 x 9.5 cm)
2	Crochets Scoville	Petit modèle
2	Crochets Scoville	Grand modèle
2	Râteaux à 3 griffes	Largeur ¾" x Profondeur ¾" (1.7 x 1.9 cm)
2	Râteaux à 4 griffes	Largeur ¾" x Profondeur ½" (1.9 x 0.8 cm)
2	Râteaux à 6 griffes	Largeur 1" x Profondeur ½" (2.5 x 0.8 cm)
1	Boîte de stérilisation	Étui de protection



Set d'écarteurs cervicaux Tedan Phantom CS-1600

SKU **RM-TPCS1600-SET-1**

PRIX **\$2,899 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
10 Paires (20 Lames au Total)	Lames d'Écarteur à Bord Émoussé	Tailles allant de 30 mm à 75 mm de long (incréments de 5 mm)
6 Paires (12 Lames au Total)	Lames d'Écarteur Micro-Émoussées	Tailles allant de 35 mm à 60 mm de long (incréments de 5 mm)
8 Lames	Lames d'Écarteur Dentées Longues	Tailles allant de 30 mm à 65 mm de long (incréments de 5 mm)
1 Paire (2 Lames au Total)	Lames à Palette	Compatibilité standard avec cadre de distracteur multidirectionnel
2 Poignées	Poignées d'Écarteur à Chargement Latéral	Conception ergonomique à torsion pour des changements rapides de lame modulaire
1 Jauge	Jauge de Profondeur Codée par Couleur	Calibrée pour une mesure rapide de la profondeur des tissus mous
1 Assemblage	Foret à Torsion avec Poignée	Assemblage de foret de démarrage manuel pour vis de distraction
1 Guide	Guide de Forage Double	Pour assurer un espacement parallèle exact entre les vis de distraction vertébrales
1 Guide	Guide de Forage Simple	Pour le placement indépendant ou modulaire de vis de distraction
1 Mèche	Foret à Torsion	Mèche de remplacement dédiée pour le forage pilote de vis de distraction
2 Tournevis	Tournevis de Distraction	Tournevis d'installation manuels à prise sûre pour broches de type Caspar
1 Outil	Outil de Mesure à Pied à Coulisse	Jauge de précision pour confirmer la hauteur du disque et les tolérances d'écartement de l'implant
1 Outil	Fouloir à Os avec Garde	Outil chirurgical à double extrémité avec profil de 6 mm x 10 mm
1 Conteneur	Boîte de Stérilisation	Plateau chirurgical organisationnel robuste et sur mesure





Écarteur autostatique ALM

SKU **RM-ASRR-1**

PRIX **\$89 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
7 cm (approx. 2.75"), 4x4 griffes pointues ou mousses	RM-ASRR-1-1	\$89
10 cm (approx. 4.0"), 4x4 dents pointues ou émoussées	RM-ASRR-1-2	\$99



Écarteurs autostatiques ambidextres

SKU **RM-ASRR-AMB-1**

PRIX **\$239 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Disposition 4x3 dents	RM-ASRR-AMB-1-1	\$239
Disposition 4x4 dents	RM-ASRR-AMB-1-2	\$249
Disposition 7x7 dents	RM-ASRR-AMB-1-3	\$259




Écarteurs Army-Navy - Jeu de deux

SKU **RM-ANR-SET-1**

PRIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur Army-Navy	Longueur totale 21 cm, valves à double extrémité	\$49
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport standard	\$49



Écarteur autostatique Balfour Baby

SKU **RM-BBSRR-1**

PRIX **\$299 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1 jeu (2 valves)	Valves latérales	60 mm de profondeur
1	Valve centrale Balfour	21 mm de large x 24 mm de profondeur
1	Cadre d'écarteur Balfour	125 x 90 mm




Écarteur de Balfour

SKU **RM-BR-STD-1**

PRIX **\$299 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre d'écartement Balfour	200 x 155 mm, 200 x 235 mm, ou 200 x 265 mm
1 paire	Valves de rétraction latérales	Intégrées/Amovibles (profondeur 60 mm ou 90 mm)
1	Valve centrale réglable	47 x 80 mm, 62 x 76 mm, ou 80 x 80 mm
1	Emballage de protection	Boîte de transport individuelle



Écarteur autostatique Balfour USA

SKU **RM-BUSRR-1**

PRIX **\$399 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
4 jeux (8 valves au total)	Valves latérales	65 mm, 85 mm, 105 mm et 155 mm de profondeur
1	Valve centrale Balfour	70 mm de large x 70 mm de profondeur
1	Valve centrale droite	70 mm de large x 100 mm de profondeur
1	Cadre Balfour	Cadre de support structurel central avec vis de blocage



Écarteur de Boley

SKU **RM-BR-16-1**

PRIX **\$85 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur de Boley	Longueur totale de 16 cm, lames à double extrémité	\$85
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$85



Écarteur Brewster

SKU **RM-BRW-1**

PRIX **\$159 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Classe 'E' (1.9 × 3.8 cm)	RM-BRW-1-1	\$159
Classe 'D' (4.4 × 2.5 cm)	RM-BRW-1-2	\$164
Classe 'C' (5.1 × 3.5 cm)	RM-BRW-1-3	\$169
Classe 'B' (5.7 × 4.4 cm)	RM-BRW-1-4	\$174
Classe 'A' (6.3 × 4.7 cm)	RM-BRW-1-5	\$179



Écarteur de Brunner

SKU **RM-BRUN-1**

PRIX **\$54 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
89 × 19 mm	RM-BRUN-1-1	\$54
101 × 25 mm	RM-BRUN-1-2	\$56
120 × 25 mm	RM-BRUN-1-3	\$58
130 × 29 mm	RM-BRUN-1-4	\$60
140 × 29 mm	RM-BRUN-1-5	\$62
159 × 29 mm	RM-BRUN-1-6	\$64
178 × 29 mm	RM-BRUN-1-7	\$69




Écarteur Children's Hospital

SKU **RM-CHR-PED-1**

PRIX **\$39 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur Children's Hospital	Longueur totale 14 cm, lames pédiatriques à double extrémité	\$39
Gaine / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$39



Écarteur Collin Hartmann en S

SKU **RM-CHSR-1**

PRIX **\$29 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Collin Hartmann S-Shaped Retractor	Longueur totale de 16 cm, doubles extrémités 52x33 mm et 30x21 mm	\$29
Gaine / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$29



Écarteur de Cope à double extrémité

SKU **RM-CRDE-1**

PRIX **\$29 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Cope Retractor Double Ended	Longueur totale de 18 cm, lames doubles de 6.0 mm et 11.0 mm	\$29
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$29



Écarteur de Crile à double extrémité

SKU **RM-CRDE-RET-1**

PRIX **\$29 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Style #1 — 11 × 3 mm (1/8" × 7/16") & 20 × 6 mm (1/4" × 13/16")	RM-CRDE-RET-1-1	\$29
Style #2 — 1/4" × 1/2" & 3/8" × 7/8"	RM-CRDE-RET-1-2	\$35



Écarteur de Czerny à Double Extrémité

SKU **RM-CRDE-CZ-1**

PRIX **\$44 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur de Czerny à Double Extrémité	Longueur totale 17.5 cm, lames à double extrémité 38 × 22 mm	\$44
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$44





Écarteur de Deaver

SKU **RM-DR-STD-1**

PRIX **\$59 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
18 cm L x 10 mm / 19 mm I — Exposition pédiatrique, abdominale superficielle et thyroïdienne	RM-DR-STD-1-1	\$59
20 cm L x 13 mm / 16 mm / 26 mm I — accès standard pour appendicectomie et petite laparotomie	RM-DR-STD-1-2	\$63
21 cm L x 23 mm W — Écartement pelvien et de la paroi abdominale intermédiaire	RM-DR-STD-1-3	\$69
23 cm L x 26 mm W — Exposition standard pour laparotomie exploratrice adulte	RM-DR-STD-1-4	\$71
26 cm L x 26 mm W — Abord pelvien profond et gynécologique	RM-DR-STD-1-5	\$73
30 cm L x 26 mm / 38 mm / 50 mm I — Écartement viscéral large et hépatique	RM-DR-STD-1-6	\$75
30 cm L x 76 mm / 101 mm I — Maintien de la paroi abdominale extra-large et viscéral bariatrique	RM-DR-STD-1-7	\$81
33 cm L x 26 mm W — Chirurgie cancérologique rétropéritonéale et pelvienne profonde	RM-DR-STD-1-8	\$85
36 cm L x 26 mm W — Exposition aortique et bariatrique à portée maximale	RM-DR-STD-1-9	\$87



Écarteur Deaver à manche mince

SKU **RM-DRTH-1**

PRIX **\$59 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
12" (env. 30.5 cm) — 25, 38, 50, ou 75 mm — Écarteur standard pour paroi abdominale et viscères pelviens	RM-DRTH-1-1	\$59
13" (approx. 33.0 cm) — 25, 38, 50, ou 75 mm — Accès rétropéritonéal profond, bariatrique et orthopédique de la hanche	RM-DRTH-1-2	\$64





Écarteurs Deaver à Manche Creux

SKU **RM-DRHGH-1**

PRIX **\$64 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
7" (approx. 17.8 cm) — Exposition pédiatrique et plaies abdominales peu profondes	RM-DRHGH-1-1	\$64
8" – 8 ½" (approx. 20.3 – 21.6 cm) — Appendicectomie standard, thyroïde et rétraction pelvienne	RM-DRHGH-1-2	\$66
9" – 10" (approx. 22.9 – 25.4 cm) — Exposition standard pour laparotomie exploratrice adulte	RM-DRHGH-1-3	\$70
10 ½" (approx. 26.7 cm) — champs chirurgicaux pelviens profonds et gynécologiques	RM-DRHGH-1-4	\$74
12" – 13" (approx. 30.5 – 33.0 cm) — Refoulement viscéral profond et exposition foie/rate	RM-DRHGH-1-5	\$76
14" (approx. 35.6 cm) — Chirurgie bariatrique et rétro-péritonéale à portée maximale	RM-DRHGH-1-6	\$80




Écarteur Deep Rake Retractor

SKU **RM-DRR-1**

PRIX **\$68 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
38 mm Profondeur — 57 mm wide x 38 mm deep — Rétraction musculaire et sous-cutanée intermédiaire	RM-DRR-1-1	\$68
51 mm Profondeur — 57 mm large x 51 mm profond — Exposition standard de la paroi abdominale et des articulations orthopédiques	RM-DRR-1-2	\$72
63 mm Depth — 57 mm wide x 63 mm deep — Écartement profond du plancher pelvien et des muscles paraspinal	RM-DRR-1-3	\$76
76 mm Depth — 57 mm wide x 76 mm deep — Profondeur maximale pour bariatrie et fort effet de levier musculaire	RM-DRR-1-4	\$80



Écarteur de Denis-Browne

SKU **RM-DBR-SET-1**

PRIX **\$499 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre de base circulaire autostatique	Châssis de 175 mm x 150 mm permettant une visibilité multidirectionnelle
2 (1 paire)	Valves interchangeables pour tissus superficiels	Extrémités courbes de 40 mm x 30 mm idéales pour les couches délicates
2 (1 paire)	Valves interchangeables pour tissus profonds	Extrémités courbes de 40 mm x 40 mm optimisées pour les tissus volumineux
4	Verrous à broche interchangeables à glissement rapide	Mécanisme d'ancrage coulissant avec verrouillage pour réduire la fatigue des doigts
1	Boîte / Stockage de protection	Emballage de transport standard



Écarteur autostatique Desai

SKU **RM-DSRR-1**

PRIX **\$129 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur autostatique Desai	Longueur 7.25" (18.41 cm), valves à boucle ouverte à 90°, verrouillage à crémaillère	\$129
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$129



Écarteur Dockhorn

SKU **RM-DOCK-1**

PRIX **\$64 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Lame 12.0 mm × 40.0 mm	RM-DOCK-1-1	\$64
14.0 mm × 55.0 mm valve	RM-DOCK-1-2	\$69



Écarteur abdominal Doyen

SKU **RM-DAR-25-1**

PRIX **\$94 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
90 mm Wide Blade — 25 cm	RM-DAR-25-1-1	\$94
100 mm Largeur de lame — 25 cm	RM-DAR-25-1-2	\$99
Lame large 115 mm — 25 cm	RM-DAR-25-1-3	\$104




Écarteur de Doyen

SKU **RM-DR-22-1**

PRIX **\$99 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Valve 30 x 30 mm — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-1	\$89
32 x 40 mm lame — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-2	\$94
40 x 50 mm lame — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-3	\$99
40 x 60 mm lame — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-4	\$104
Lame 45 x 75 mm — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-5	\$109
65 x 85 mm blade — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-6	\$114




Écarteur de Farabeuf

SKU **RM-FBR-SET-1**

PRIX **\$24 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Jeu de 12 cm (env. 4.7")	RM-FBR-SET-1-1	\$24
15 cm (approx. 6.0") jeu	RM-FBR-SET-1-2	\$29



Écarteur Farr Spring

SKU **RM-FSR-1**

PRIX **\$34 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
4 cm — Lame plate ou pointe pointue	RM-FSR-1-1	\$34
5 cm — Lame plate ou pointe pointue	RM-FSR-1-2	\$36
5.5 cm — Lame plate ou pointe pointue	RM-FSR-1-3	\$38
6 cm — Lame plate ou Pointe pointue	RM-FSR-1-4	\$40
7.8 cm — Lame plate ou Pointe acérée	RM-FSR-1-5	\$42
14 cm — Valve plate ou pointe aiguë	RM-FSR-1-6	\$44



Écarteur Deaver à fibre optique

SKU **RM-FODR-1**

PRIX **\$139 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Écarteur Deaver à fibre optique	Manche de 8" (20.3 cm), lame courbe de 1" (25 mm), faisceau de fibres optiques
1	Adaptateur universel pour câble de lumière	Se connecte aux câbles de fibres optiques standards de bloc opératoire
1	Gaine / Boîte de protection	Emballage de transport standard



Écarteur Fischl en forme de chausse-pied

SKU **RM-FSHR-16-1**

PRIX **\$24 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Fischl Shoe Horn Retractor	Longueur totale 16 cm, lame spatulée courbe	\$24
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$24



Écarteur Goelet

SKU **RM-GLR-185-1**

PRIX **\$44 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur Goelet	Longueur 18.5 cm, lames à double extrémité 38 mm & 45 mm — 1	\$44
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel — 1	\$44



Écarteur autostatique de Golligher

SKU **RM-GSRR-SET-1**

PRIX **\$299 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Châssis abdominal autostatique	Cadre structurel en anneau polyvalent pour l'accès en chirurgie générale profonde
2	Lames latérales pleines amovibles	Panneaux latéraux à surface plane (profondeur 51 mm ou 102 mm)
2	Lames centrales amovibles	Lames légèrement incurvées adaptées aux structures organiques internes (51 mm ou 102 mm)
3	Verrous à vis coulissants individuels	Boulons de verrouillage mécaniques montés sur chaque lame pour réduire la fatigue
2	Bras de préhension ergonomiques	Profilés de poignée légers avec bords périmétriques lisses
1	Boîte de rangement / protection	Emballage de transport standard



Écarteur de Gosset autostatique

SKU **RM-GSR-SET-1**

PRIX **\$349 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre à glissière autostatique	Châssis de base disponible avec branches mécaniques droites ou courbes
2 (1 Paire)	Valves latérales fixes en fil	Valves non traumatiques de type boucle 63 mm x 35 mm
1	Valve centrale pleine amovible	Palette de rétraction tissulaire légèrement incurvée 60 mm x 65 mm (pour configuration 3 valves)
1	Engrenage de verrouillage à double vis coulissante	Système de vis de blocage manuelle multipoint pour fixer le positionnement
2	Branches d'extension ergonomiques	Rails de manipulation légers profilés avec bords extérieurs parfaitement lisses
1	Boîte / Rangement de protection	Emballage de transport standard



Écarteur Splanchnique de Harrington

SKU **RM-HSR-SPL-1**

PRIX **\$69 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
127 mm de long x 38 mm de large — 30.5 cm ou 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-1	\$69
127 mm de long x 63 mm de large — 30.5 cm ou 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-2	\$69
190 mm long x 63 mm large — 30.5 cm ou 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-3	\$74



Écarteur Splanchnique de Harrington à Fibre Optique

SKU **RM-HSR-FO-1**

PRIX **\$189 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Harrington Splanchnic Retractor With Fiber Optic	Lame 127 × 62 mm, faisceau lumineux, canal d'aspiration-irrigation — 1
1	Raccord universel pour câble de lumière	Se connecte aux câbles de fibres optiques standard du bloc opératoire — 1
1	Housse / Boîte de protection	Emballage de transport standard — 1




Écarteur Harrington Sweetheart

SKU **RM-HSR-1**

PRIX **\$129 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
4 × 12.8 cm	RM-HSR-1-1	\$129
6.5 × 12.8 cm	RM-HSR-1-2	\$134
6.5 × 14.6 cm	RM-HSR-1-3	\$139
9 × 25.5 cm	RM-HSR-1-4	\$144
11.5 × 25.5 cm	RM-HSR-1-5	\$149



Écarteur Hasson en S

SKU **RM-HSR-LAP-1**

PRIX **\$24 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Modèle rigide — 10.0 mm ou 13.0 mm	RM-HSR-LAP-1-1	\$24
Modèle Malléable — 10.0 mm ou 13.0 mm	RM-HSR-LAP-1-2	\$44



Écarteur de plaies Heiss

SKU **RM-HWR-1**

PRIX **\$94 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Configuration 5×5 griffes — 10×10 mm ou 15×10 mm (Pointu / Mousse)	RM-HWR-1-1	\$94
6×6 Prongs Pattern — 10×10 mm ou 15×10 mm (Pointu / Mousse)	RM-HWR-1-2	\$99



Écarteur autostatique Holzhimer

SKU **RM-HSRR-4IN-1**

PRIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur auto-statique Holzhimer — 4" (10 cm) de long, 4×4 griffes vers l'extérieur (Pointues ou Mousses)	RM-HSRR-4IN-1-1	\$49



Écarteur à griffes (Hook Retractor)

SKU **RM-HKR-165-1**

PRIX **\$14 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
1 dent (crochet simple) — pointes pointues ou émoussées	RM-HKR-165-1-1	\$14
2 Griffes — pointes pointues ou mousses	RM-HKR-165-1-2	\$16
3 Griffes — Pointes pointues ou mousses	RM-HKR-165-1-3	\$18
4 Griffes — Pointes pointues ou mousses	RM-HKR-165-1-4	\$20



Écarteur de Kelly

SKU **RM-KLR-26-1**

PRIX **\$89 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
55 mm × 60 mm	RM-KLR-26-1-1	\$89
70 mm × 40 mm	RM-KLR-26-1-2	\$94
95 mm × 60 mm	RM-KLR-26-1-3	\$99



Écarteur Kelly avec poignée ergonomique

SKU **RM-KLR-GH-1**

PRIX **\$94 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	38 mm de long × 51 mm de large	Longueurs disponibles : 24 cm ou 26 cm · Poignées : Hollow Grip ou Lightweight Grip · Prix (USD) : \$94.00 / \$99.00
1	51 mm de long × 63 mm de large	Longueurs disponibles : 24 cm ou 26 cm · Poignées : Hollow Grip ou Lightweight Grip · Prix (USD) : \$94.00 / \$99.00
1	63 mm de long × 76 mm de large	Longueurs disponibles : 24 cm ou 26 cm · Poignées : Hollow Grip ou Lightweight Grip · Prix (USD) : \$94.00 / \$99.00
1	76 mm de long × 89 mm de large	Longueurs disponibles : 24 cm ou 26 cm · Poignées : Hollow Grip ou Lightweight Grip · Prix (USD) : \$94.00 / \$99.00
1	89 mm de long × 76 mm de large	Longueurs disponibles : 24 cm ou 26 cm · Poignées : Hollow Grip ou Lightweight Grip · Prix (USD) : \$94.00 / \$99.00
1	Étui de protection / Boîte	Longueurs disponibles : Emballage de transport standard · Poignées : — · Prix (USD) : Inclus



Écarteur Kelly Retractor-Lamb Handle

SKU **RM-KLR-LH-1**

PRIX **\$94 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	51 mm de long × 63 mm de large	Longueur totale : 24 cm · Rôle clinique principal : Écartement standard de la paroi abdominale et des muscles intermédiaires · Prix (USD) : \$94.00
1	63 mm de long × 76 mm de large	Longueur totale : 24 cm · Rôle clinique principal : Déplacement viscéral lors de laparotomies et plancher pelvien profond · Prix (USD) : \$94.00
1	76 mm de long × 89 mm de large	Longueur totale : 24 cm · Rôle clinique principal : Exposition viscérale bariatrique et paroi abdominale de largeur maximale · Prix (USD) : \$94.00
1	Housse / Boîte de protection	Longueur totale : Emballage de transport standard · Rôle clinique principal : — · Prix (USD) : Inclus



Écarteur de Kirschner

SKU **RM-KR-SET-1**

PRIX **\$449 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre de base à rail autostatique	Châssis ovale ou carré (240×240 mm ou 340×240 mm)
4 à 6 valves	Valves tissulaires émoussées modulaires	Au choix : Set de 2 paires ou Set complet de 4 valves
4	Verrous à goupille de rétention individuels	Mécanismes d'ancrage coulissants pour sécuriser les valves
2	Bras d'écartement ergonomiques	Manches structurés ultra-légers avec bords externes lisses
1	Boîte / Stockage de protection	Emballage de transport standard



Écarteur Kocher Langenbeck

SKU **RM-KLR-GEN-1**

PRIX **\$44 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Lames étroites (ex. 25×6, 35×8 mm)	Longueurs et poignées disponibles : 20.3 ou 22 cm (Anneau / Creuse) · Rôle clinique principal : Rétraction ciblée pour thyroïde, tendons et petite chirurgie · Prix (USD) : \$44.00 / \$49.00
1	Lames moyennes (ex. 28×15, 41×14 mm)	Longueurs et poignées disponibles : 20.3 ou 22 cm (Anneau / Creuse) · Rôle clinique principal : Appendicectomie standard, hernie et accès articulaires orthopédiques · Prix (USD) : \$44.00 / \$49.00
1	Lames profondes (ex. 70×14, 80×16 mm)	Longueurs et poignées disponibles : 20.3 ou 22 cm (Anneau / Creuse) · Rôle clinique principal : Maintien musculaire profond et exposition pour reconstruction pelvienne ou hanche · Prix (USD) : \$44.00 / \$49.00
1	Étui de protection / Boîte	Longueurs et poignées disponibles : — · Rôle clinique principal : — · Prix (USD) : Inclus



Écarteur de Kocher

SKU **RM-KCR-1**

PRIX **\$49 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Modèle 20.3 cm avec lame 20 mm × 12 mm	Rôle clinique principal : Berges de plaies superficielles et élévation du lobe thyroïdien · Prix (USD) : \$49.00
1	Modèle 21 cm avec lames 8×25, 12×40, 12×45 mm	Rôle clinique principal : Rétraction des tissus mous intermédiaires et appendicectomie · Prix (USD) : \$54.00
1	Modèle 21 cm avec lames 12×60, 12×65 mm	Rôle clinique principal : Rétraction fasciale profonde et maintien musculaire des extrémités · Prix (USD) : \$54.00
1	Modèle 23 cm avec lames 18×40, 20×38, 20×60 mm	Rôle clinique principal : Laparotomie standard chez l'adulte et exposition articulaire orthopédique · Prix (USD) : \$64.00
1	Modèle 23 cm avec lames 25×60, 30×75, 40×75 mm	Rôle clinique principal : Déplacement musculaire large en chirurgie pelvienne et de la hanche · Prix (USD) : \$64.00
1	Étui / Boîte de protection	Rôle clinique principal : Emballage de transport standard · Prix (USD) : Inclus



Écarteur de Koenig

SKU **RM-KNR-17-1**

PRIX **\$49 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Avec lame fenêtrée	Dimensions disponibles : 13×13 mm ou 13×16 mm · Rôle clinique principal : Visualisation directe à travers la lame des vaisseaux/structures sous-jacents · Prix (USD) : \$49.00
1	Sans lame fenêtrée	Dimensions disponibles : 13×13 mm ou 13×16 mm · Rôle clinique principal : Maintien des tissus mous par barrière pleine et écartement des berges de plaie · Prix (USD) : \$49.00
1	Étui de protection / Boîte	Dimensions disponibles : Emballage de transport standard · Rôle clinique principal : — · Prix (USD) : Inclus



Écarteur Koerte Retractor

SKU **RM-KTR-24-1**

PRIX **\$54 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Koerte Retractor	Dimensions / Détails : longueur totale 24 cm, 8 griffes acérées, poignée à anneaux avec bague antidérapante · Quantité incluse : 1	\$54
Housse / Boîte de protection	Dimensions / Détails : Emballage de transport individuel · Quantité incluse : 1	\$54



Écarteur de Krasky

SKU **RM-KRK-28-1**

PRIX **\$99 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Krasky Retractor	Dimensions / Détails : longueur totale de 28 cm, lame de 50 x 25 mm, 6 dents acérées · Quantité incluse : 1	\$99
Étui / Boîte de protection	Dimensions / Détails : emballage de transport individuel · Quantité incluse : 1	\$99



Écarteur à doigts Lahey Finger Retractor

SKU **RM-LFR-12-1**

PRIX **\$24 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
1 dent / crochet simple	RM-LFR-12-1-1	\$24
2 Dents	RM-LFR-12-1-2	\$29
3 Griffes	RM-LFR-12-1-3	\$34



Écarteur de Lahey

SKU **RM-LR-HH-1**

PRIX **\$39 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
18 cm (env. 7")	RM-LR-HH-1-1	\$39
20.3 cm (approx. 8")	RM-LR-HH-1-2	\$49



Écarteur Langenbeck Green

SKU **RM-LGR-1**

PRIX **\$44 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
17 cm	RM-LGR-1-1	\$44
et 22 cm	RM-LGR-1-2	\$49



Écarteur de Langenbeck - Manche plein

SKU **RM-LRSH-203-1**

PRIX **\$49 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Style #1	Dimensions (Longueur × Largeur) : 32 mm de long × 10 mm de large · Rôle clinique principal : Écartement ciblé des berges de plaies et des tissus mous superficiels · Prix (USD) : \$49.00
1	Style #2	Dimensions (Longueur × Largeur) : 38 mm de long × 10 mm de large · Rôle clinique principal : Écartement fascial intermédiaire et exposition des tendons · Prix (USD) : \$49.00
1	Style #3	Dimensions (Longueur × Largeur) : 38 mm de long × 12 mm de large · Rôle clinique principal : Appendicectomie standard chez l'adulte, hernie et accès articulaire orthopédique · Prix (USD) : \$49.00
1	Style #4	Dimensions (Longueur × Largeur) : 38 mm de long × 16 mm de large · Rôle clinique principal : Déplacement musculaire large et maintien des tissus mous profonds · Prix (USD) : \$49.00
1	Étui de protection / Boîte	Dimensions (Longueur × Largeur) : Emballage de transport standard · Rôle clinique principal : — · Prix (USD) : Inclus



Écarteur de Leriche - lame large Atraumatique

SKU **RM-LRAW-1**

PRIX **\$94 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
25.5 cm	RM-LRAW-1-1	\$94
et 27 cm	RM-LRAW-1-2	\$99



Écarteur Little

SKU **RM-LTR-195-1**

PRIX **\$54 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
10 mm × 12 mm	RM-LTR-195-1-1	\$54
16 mm × 12 mm	RM-LTR-195-1-2	\$59



Système d'écarteur général Lobster

SKU **RM-LGRS-1**

PRIX **\$2,699 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre Lobster	—
1	Pince de table Lobster avec montant vertical et cadre	—
6	Pince à écarteur Lobster	—
2	Écarteur pivotant Mayo Lobster	¾" x 2"
1	Écarteur pivotant Fence Lobster	4" x 6"
1	Écarteur pivotant Splanchnic Lobster	2" x 6"
1	Écarteur pivotant Deaver Lobster	2¼" x 4½"
1	Écarteur pivotant malléable Lobster (perforé)	2" x 6½"
1	Écarteur pivotant malléable Lobster (perforé)	3" x 6½"
1	Écarteur Harrington Sweetheart Lobster	2" x 5"
1	Écarteur pivotant Kelly Lobster, modifié	3" x 2½"
1	Écarteur pivotant Kelly Lobster, modifié	3" x 4"
1	Boîte de stérilisation	—



Écarteur Lone Star Retractor (Chirurgies Colon, Rectale, Tête et Cou)


SKU **RM-LSR-CRHN-1**

PRIX **\$399 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Petit anneau — 14.1 cm x 14.1 cm (Colorectal)	RM-LSR-CRHN-1-1	\$384
Anneau standard — 18.6 cm x 8.9 cm (Colorectal)	RM-LSR-CRHN-1-2	\$399
Grand anneau — 25.0 cm x 25.0 cm (Colorectal)	RM-LSR-CRHN-1-3	\$414





Écarteur Lone Star Retractor (Chirurgies générale, tête et cou)

SKU **RM-LSR-GHN-1**

PRIX **\$499 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Petit anneau — 22.0 cm x 11.3 cm (Chirurgie générale/Tête et cou)	RM-LSR-GHN-1-1	\$484
Anneau standard — 28.3 cm x 18.3 cm (Chirurgie générale/Tête et cou)	RM-LSR-GHN-1-2	\$499
Grand anneau — 32.5 cm x 18.3 cm (Général/Tête & Cou)	RM-LSR-GHN-1-3	\$514



Écarteur Martin Arm

SKU **RM-MAR-1**

PRIX **\$799 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Raccord	Se fixe solidement sur le rail latéral de la table d'opération tout en maintenant et verrouillant la barre en L en place
1	Barre en L	S'insère dans le raccord pour servir de cadre structural de support vertical et horizontal principal
1	Bras articulé	Se connecte à la barre en L pour permettre un mouvement multi-axes et un positionnement verrouillé des instruments d'écartement sur le site chirurgical



Écarteur à doigts Mathieu

SKU **RM-MFR-16-1**

PRIX **\$34 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur à doigts Mathieu	Dimensions / Détails : 16 cm de longueur totale, 8.0 mm de largeur, 3 griffes à chaque extrémité (Pointu ou Mousse) · Quantité incluse : 1	\$34
Manchon de protection / Boîte	Dimensions / Détails : Emballage de transport individuel · Quantité incluse : 1	\$34



Écarteur de Mathieu

SKU **RM-MTR-20-1**

PRIX **\$44 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
42 mm × 13 mm / 42 mm × 26 mm	RM-MTR-20-1-1	\$44
47 mm × 13 mm / 46 mm × 26 mm	RM-MTR-20-1-2	\$54



Écarteur abdominal Mayo

SKU **RM-MAR-28-1**

PRIX **\$109 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Standard — 11 in, lame courbe 70 mm	RM-MAR-28-1-1	\$109



Écarteur Mayo-Collins - Jeu de deux

SKU **RM-MCR-SET-1**

PRIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Standard — 5 7/8 in, lames doubles extrémités	RM-MCR-SET-1-1	\$49



Écarteur à doigt Meyerding

SKU **RM-MFR-178-1**

RIX **\$39 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	3 pointes, pointu	Dimensions (Longueur x Largeur) : 9.5 mm x 3.9 mm de large · Rôle clinique principal : Prise dermique antidérapante et élévation de petits lambeaux cutanés · Prix (USD) : \$39.00
1	Profil denté	Dimensions (Longueur x Largeur) : 3.1 mm x 6.3 mm de large · Rôle clinique principal : Exposition ciblée de la gaine tendineuse et maintien des marges fibreuses · Prix (USD) : \$39.00
1	Profil denté	Dimensions (Longueur x Largeur) : 4.7 mm x 15.8 mm de large · Rôle clinique principal : Rétraction fasciale intermédiaire et reconstruction tendineuse · Prix (USD) : \$39.00
1	Profil mousse	Dimensions (Longueur x Largeur) : 3.1 mm x 9.5 mm de large · Rôle clinique principal : Rétraction neurovasculaire atraumatique et exposition digitale · Prix (USD) : \$39.00
1	Profil mousse	Dimensions (Longueur x Largeur) : 6.3 mm x 17.4 mm de large · Rôle clinique principal : Élévation large des tissus mous et exposition des ligaments de la main · Prix (USD) : \$39.00
1	Étui / Boîte de protection	Dimensions (Longueur x Largeur) : Emballage de transport standard · Rôle clinique principal : — · Prix (USD) : Inclus



Écarteur Middledorpf

SKU **RM-MDR-28-1**

RIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
7.0 mm x 14.0 mm	RM-MDR-28-1-1	\$49
22.0 mm x 20.0 mm	RM-MDR-28-1-2	\$54
30.0 mm x 26.0 mm	RM-MDR-28-1-3	\$59



Écarteur de Morris simple

SKU **RM-MRSE-23-1**

RIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Morris Retractor Single-Ended	Longueur totale 230 mm (23 cm), lame pleine en L, manche fenêtré	\$49
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$49



Écarteur à boule Murphy

SKU **RM-MBR-35-1**

PRIX **\$39 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Pointe sphérique 2.0 mm	RM-MBR-35-1-1	\$39
Pointe sphérique 3.0 mm	RM-MBR-35-1-2	\$39
4.0 mm Pointe sphérique	RM-MBR-35-1-3	\$39



Écarteur Murphy

SKU **RM-MR-195-1**

PRIX **\$44 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
2 Dents (8.0 mm de large)	RM-MR-195-1-1	\$44
3 Griffes (13.0 mm wide)	RM-MR-195-1-2	\$49
4 Griffes (18.0 mm de large)	RM-MR-195-1-3	\$54
6 Griffes (28.0 mm large)	RM-MR-195-1-4	\$59



Écarteur malléable néonatal en T

SKU **RM-NTRR-265-1**

PRIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
2.5 cm × 1.25 cm	RM-NTRR-265-1-1	\$49
3.8 cm × 1.40 cm	RM-NTRR-265-1-2	\$54
4.5 cm × 1.60 cm	RM-NTRR-265-1-3	\$59



Écarteurs Ollier

SKU **RM-OR-SERIES-1**

RIX **\$74 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
8 ½" (21.59 cm)	RM-OR-SERIES-1-1	\$74
9.0" (22.86 cm)	RM-OR-SERIES-1-2	\$79



Écarteur Parker - Lot de deux

SKU **RM-PR-SET-1**

RIX **\$44 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
5 in	RM-PR-SET-1-1	\$44
5 1/2 in	RM-PR-SET-1-2	\$49
6 in	RM-PR-SET-1-3	\$54
7 in	RM-PR-SET-1-4	\$59
7 1/4 in	RM-PR-SET-1-5	\$64



Écarteur Parker-Mott - Jeu de deux

SKU **RM-PMR-SET-1**

RIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteurs Parker-Mott	Longueur totale de 15.3 cm, lames pleines asymétriques à double extrémité	\$49
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport standard	\$49




Écarteur Parker-Tommy

SKU **RM-PTR-16-1**

PRIX **\$39 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur Parker-Tommy	Longueur totale 16 cm, lames courbes asymétriques à double extrémité	\$39
Manchon de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$39



Écarteurs de Deaver pédiatriques

SKU **RM-PDR-1**

PRIX **\$69 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
17.5 cm (6.9")	RM-PDR-1-1	\$69
20.0 cm (7.9")	RM-PDR-1-2	\$74
22.0 cm (8.7")	RM-PDR-1-3	\$79



Écarteur malléable pédiatrique (Ribbon)

SKU **RM-PRR-1**

PRIX **\$44 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
17.5 cm (6.9")	RM-PRR-1-1	\$44
20.0 cm (7.9")	RM-PRR-1-2	\$49
22.0 cm (8.7")	RM-PRR-1-3	\$54



Écarteur à griffes Finger Retractor

SKU **RM-RFR-153-1**

PRIX **\$29 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
1 dent (crochet simple) — pointes émoussées ou pointues	RM-RFR-153-1-1	\$29
2 Griffes — pointes mousses ou pointues	RM-RFR-153-1-2	\$34
3 Griffes — Pointes mousses ou pointues	RM-RFR-153-1-3	\$39
4 Griffes — Pointes mousses ou pointues	RM-RFR-153-1-4	\$44



Écarteur Redler Retractor

SKU **RM-RDR-5IN-1**

PRIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Redler Retractor	Longueur totale de 5" (12.7 cm), lame fonctionnelle effilée, manche ergonomique mince	\$49
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$49



Écarteur Abdominal Ricard

SKU **RM-RAR-SET-1**

PRIX **\$229 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre de base autostatique	Châssis avec tiges courbes pour améliorer l'accès visuel
2 (1 paire)	Valves latérales pleines amovibles	Panneaux latéraux larges à bords incurvés (Option A : 50x58 mm / Option B : 60x80 mm)
1	Valve centrale amovible	Plaque plate asymétrique (Option A : 55x70 mm / Option B : 80x90 mm)
1	Verrou à vis filetée spéciale	Engrenage de verrouillage à rotation manuelle pour maintenir l'écartement
1	Poignée à crochet compacte	Prise minimaliste intégrée conçue pour optimiser l'espace instrumental
1	Boîte / Stockage de protection	Emballage de transport standard



Écarteur Richardson Eastman

SKU **RM-RER-SERIES-1**

PRIX **\$54 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
10 ¼" (approx. 26.0 cm) — doubles lames concaves à angle droit	RM-RER-SERIES-1-1	\$54
10 ½" (approx. 26.7 cm) — doubles lames concaves à angle droit	RM-RER-SERIES-1-2	\$59
10 ¾" (approx. 27.3 cm) — doubles lames concaves à angle droit	RM-RER-SERIES-1-3	\$64
11 ¼" (approx. 28.6 cm) — Double lames concaves à angle droit	RM-RER-SERIES-1-4	\$69



Écarteur Richardson à poignée ergonomique

SKU **RM-RRGH-1**

PRIX **\$64 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
9 ½" (24.13 cm) — Manche creux, Lamb ou léger	RM-RRGH-1-1	\$64
10.0" (25.40 cm) — Poignée creuse, Lamb, ou légère	RM-RRGH-1-2	\$69
11.0" (27.94 cm) — Poignée creuse, Lamb, ou légère	RM-RRGH-1-3	\$74



Écarteur Richardson à poignée anneau

SKU **RM-RRLH-1**

PRIX **\$54 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
9 ½" (24.13 cm) — Lame courbe à angle droit, poignée en anneau	RM-RRLH-1-1	\$54
10.0" (25.40 cm) — Lame courbe à angle droit, poignée en anneau	RM-RRLH-1-2	\$59



Écarteur de Rochard

SKU **RM-RR-1**

PRIX **\$1,699 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
2	Étau de rail	Fixation sur rail de table d'opération
2	Barre latérale de table	26" (Cadre de montage)
1	Barre transversale de table	21" (Cadre de montage)
1	Dispositif de fixation Rochard	Mécanisme de fixation du cadre
1	Écarteur abdominal Rochard	50 × 90 mm
1	Écarteur abdominal Rochard	50 × 105 mm
1	Écarteur abdominal Rochard	50 × 120 mm



Écarteur Rose à Double Extrémité

SKU **RM-RRDE-1**

PRIX **\$44 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
5.0" (12.7 cm) — Griffes mousses 11.5×12 mm / 10×14.5 mm	RM-RRDE-1-1	\$44
5 ½" (13.97 cm) — Griffes mousses 11.5×12 mm / 10×14.5 mm	RM-RRDE-1-2	\$49



Roux Retractor - Double Ended

SKU **RM-RRDE-14-1**

PRIX **\$54 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Petite lame — 19 mm de large × 25 mm de long	RM-RRDE-14-1-1	\$54
Lame moyenne — 22 mm wide × 41 mm long	RM-RRDE-14-1-2	\$59
Grande valve — 25 mm de large × 41 mm de long	RM-RRDE-14-1-3	\$64
Upgrade lot de trois — Petit, Médium & Grand combinés	RM-RRDE-14-1-4	\$94



Écarteur en S à Double Extrémité

SKU **RM-SSDER-1**

PRIX **\$29 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
10.0 cm (approx. 4.0") — doubles extrémités 15×11 mm / 14×10 mm	RM-SSDER-1-1	\$29
11.5 cm (approx. 4.5") — 15×11 mm / 14×10 mm double extrémités	RM-SSDER-1-2	\$34



Écarteur de Sauerbruch

SKU **RM-SBR-9IN-1**

PRIX **\$69 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
$\frac{5}{8}$ " × $1\frac{3}{4}$ " (approx. 16 × 44 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-1	\$69
$2\frac{1}{8}$ " × $\frac{7}{8}$ " (approx. 54 × 22 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-2	\$69
$\frac{7}{8}$ " × $2\frac{1}{2}$ " (approx. 22 × 64 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-3	\$69
$\frac{3}{4}$ " × $2\frac{7}{8}$ " (approx. 19 × 73 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-4	\$69



Jeu de deux écarteurs Seeburger

SKU **RM-SRS-14-1**

PRIX **\$54 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteurs Seeburger	Longueur totale de 14 cm, manche plat, lames incurvées	\$54
Manchon de protection / Boîte	Emballage de transport standard	\$54



Écarteur Senn Forward

SKU **RM-SFR-625-1**

PRIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur Senn Forward	Longueur 6.25" (15.87 cm), pointe avant à dents peu profondes, manche plat	\$49
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$49



Écarteur Senn Green

SKU **RM-SGR-14-1**

PRIX **\$27 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Lame 6 mm × 10 mm — 14 cm	RM-SGR-14-1-1	\$27
Lame 6 mm × 20 mm — 14 cm	RM-SGR-14-1-2	\$29



Écarteur Senn Miller

SKU **RM-SMR-SERIES-1**

PRIX **\$29 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
15.0 cm portée — 10×9 mm lame plate / 10×11 mm écarteur à râteau 3 dents	RM-SMR-SERIES-1-1	\$29
15.5 cm portée — 10×9 mm lame plate / 10×11 mm écarteur à râteau 3 dents	RM-SMR-SERIES-1-2	\$34
16.0 cm portée — 10×9 mm lame plate / 10×11 mm écarteur à râteau 3 dents	RM-SMR-SERIES-1-3	\$39
Portée 20.0 cm — lame plate 10×9 mm / griffe râteau 3 dents 10×11 mm	RM-SMR-SERIES-1-4	\$49



Écarteur Senn à poignée en T

SKU **RM-STHR-45-1**

RIX **\$54 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur Senn à poignée en T	Longueur 4.5" (11.43 cm), griffes multiples (mousses ou pointues), poignée en T	\$54
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$54



Écarteur Strandell Stille

SKU **RM-SSR-17-1**

RIX **\$44 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur Strandell Stille	Longueur totale de 17 cm, lame incurvée de 6 x 15 mm (pointue ou mousse)	\$44
Manchon de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$44



Écarteur US Army, Jeu de deux

SKU **RM-USAR-SET-21-1**

RIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteurs US Army	Longueur totale 21 cm, lames à double extrémité de 38x22 mm et 41x25 mm	\$49
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport standard	\$49



Écarteur Volkman-USA Pattern

SKU **RM-VRUP-223-1**

PRIX **\$64 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
2 Dents (Mousses / Pointues) — 8 mm - 11 mm	RM-VRUP-223-1-1	\$64
3 Griffes (Mousses / Pointues) — 11 mm - 18 mm	RM-VRUP-223-1-2	\$69
4 Griffes (Mous / Pointus) — 18 mm - 26 mm	RM-VRUP-223-1-3	\$74
6 Griffes (Mousse / Pointu) — 26 mm - 40 mm	RM-VRUP-223-1-4	\$79



Écarteur de Volkmann

SKU **RM-VR-SERIES-1**

PRIX **\$64 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
2 Dents (Mousses / Pointues) — 8 mm - 11 mm	RM-VR-SERIES-1-1	\$64
3 Griffes (Mousses / Pointues) — 10 mm - 18 mm	RM-VR-SERIES-1-2	\$69
4 Griffes (Mous / Pointus) — 13 mm - 28 mm	RM-VR-SERIES-1-3	\$74
6 Griffes (Mousse / Pointu) — 18 mm - 28 mm	RM-VR-SERIES-1-4	\$79
8 Griffes (Mousses / Pointues) — 28 mm - 42 mm	RM-VR-SERIES-1-5	\$84



Écarteur W.M. Lemmon Deaver

SKU **RM-WMLDR-395-1**

PRIX **\$119 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Lame large 25 mm — 25 mm wide x 235 mm working surface	RM-WMLDR-395-1-1	\$119
Lame large de 50 mm — Surface utile 50 mm large x 235 mm	RM-WMLDR-395-1-2	\$119



Écarteur Weitlaner

SKU **RM-WR-SERIES-1**

PRIX **\$94 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
4" à 4 ½" (10-11.5 cm) — 2x2 ou 2x3 griffes	RM-WR-SERIES-1-1	\$94
5" à 5 ½" (13-14 cm) — 3x4 griffes	RM-WR-SERIES-1-2	\$99
6 ½" (16.5 cm) — 3x4 griffes	RM-WR-SERIES-1-3	\$104
8" (20 cm) — 3x4 griffes	RM-WR-SERIES-1-4	\$109
9 ½" to 10" (24-25.5 cm) — 5x6 griffes	RM-WR-SERIES-1-5	\$114




Écarteur autostatique large

SKU **RM-WSRR-35-1**

PRIX **\$139 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Wide Self-Retaining Retractor	Valves lisses de 3.5" (8.89 cm) de large, embouts 10x12 mm, châssis à crémaillère	\$139
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$139



Écarteur malléable en ruban Zalkind

SKU **RM-ZMRR-1**

PRIX **\$44 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
10 cm	RM-ZMRR-1-1	\$44
18 cm	RM-ZMRR-1-2	\$49
20 cm	RM-ZMRR-1-3	\$54
21 cm	RM-ZMRR-1-4	\$59
26 cm	RM-ZMRR-1-5	\$64
30 cm	RM-ZMRR-1-6	\$69
33 cm	RM-ZMRR-1-7	\$69




Écarteur Bookwalter Retractor (Standard)

SKU **RM-SBR-1**

PRIX **\$2,499 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Montant vertical Bookwalter	12" (30.5 cm)
1	Barre horizontale Bookwalter	Standard
1	Coupleur de montant Bookwalter	Usage intensif
1	Barre flexible horizontale Bookwalter	1" de diamètre (2.5 cm)
2	Crémaillères standard Bookwalter	Non inclinables
7	Mécanismes à crémaillère inclinables Bookwalter	Multi-angles
1	Anneau ovale moyen	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Anneau segmenté moyen	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
2	Valves Balfour	2¾" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
4	Valves Kelly	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
4	Valves Kelly	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
4	Valves Kelly	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
4	Valves Kelly	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
4	Valves Kelly	2" × 7" (5.1 × 17.8 cm)
1	Valve malléable	3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)
2	Valves malléables	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Boîte de stérilisation	Boîtier organisateur perforé



Système d'Écarteur Omni

SKU **RM-OR-1**

PRIX **\$2,499 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Montant de champ stérile Omni Clamp	Poteau et clamp pour rail de table robuste
1	Cadre Wishbone Standard	Cadre annulaire structurel de type fourche divisée
1	Bras d'extension articulé	19" (48.3 cm) pour une portée et une flexibilité accrues
8	Supports de valves SnapClamp	Clamps de cadre à connexion rapide et coulissants
2	Écarteurs pivotants Mayo	2¾" × 2" (7.0 × 5.1 cm)
1	Écarteur pivotant Mayo	3½" × 2" (8.9 × 5.1 cm)
1	Écarteur pivotant Fence	Valve large pour paroi musculaire 4" × 6" (10.2 × 15.2 cm)
1	Écarteur pivotant Splanchnique	Valve viscérale profonde 2" × 4½" (5.1 × 11.4 cm)
1	Écarteur pivotant Splanchnique	Valve viscérale profonde 2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
2	Écarteurs pivotants pour Veine Rénale	Valves vasculaires étroites 1" × 6" (2.5 × 15.2 cm)
1	Écarteur pivotant Deaver	Valve courbe 2¾" × 4½" (7.0 × 11.4 cm)
1	Écarteur pivotant malléable rainuré	Bande pliable 2" × 6½" (5.1 × 16.5 cm)
1	Écarteur pivotant malléable rainuré	Bande pliable 3" × 6½" (7.6 × 16.5 cm)
1	Écarteur pivotant Harrington (Sweetheart)	Valve en forme de cœur 2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
1	Coffret de rangement	Boîtier en bois avec emplacements de rembourrage personnalisés





Système d'écarteur bariatrique Bookwalter

SKU **RM-BBRS-1**

PRIX **\$1,899 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Montant de champ	18" (45.7 cm)
1	Barre horizontale	Standard
1	Raccord de montant	Standard
6	Mécanisme de crémaillère inclinable	Multi-angle
1	Extension de crémaillère	Extension standard
1	Crémaillère rotative	Angle variable
1	Anneau ovale	Moyen
1	Valve Kelly	2" x 3" (5.1 x 7.6 cm)
1	Valve Kelly	2" x 4" (5.1 x 10.2 cm)
1	Valve Kelly	2" x 8" (5.1 x 20.3 cm)
1	Valve Balfour	3½" x 2½" (8.9 x 7.0 cm)
1	Valve malléable	3" x 10" (7.6 x 25.4 cm)
1	Valve malléable	2" x 8" (5.1 x 20.3 cm)
1	Valve malléable	2" x 10" (5.1 x 25.4 cm)
1	Valve malléable	4" x 8" (10.2 x 20.3 cm)
1	Valve Harrington	2½" x 8" x 3½" (6.4 x 20.3 x 8.9 cm)
1	Boîte de stérilisation	Boîtier de protection




Écarteur Bookwalter pour Chirurgie Générale

SKU **RM-BGSR-1**

PRIX **\$1,999 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Montant de champ	12" (30.5 cm)
1	Barre horizontale	Standard
1	Coupleur de montant	Standard
1	Barre flexible horizontale	Diamètre 1" (2.5 cm)
2	Crémaillères standard	Fixes
6	Mécanismes de crémaillère inclinables	Multi-angles
1	Anneau ovale, Moyen	10½" x 14½" (26.7 x 36.8 cm)
1	Anneau segmenté, Moyen	10½" x 19" (26.7 x 48.3 cm)
1	Valve Balfour	2½" x 3" (6.7 x 7.6 cm)
2	Valves Kelly	2" x 3" (5.1 x 7.6 cm)
1	Valve Kelly	2" x 4" (5.1 x 10.2 cm)
1	Valve Kelly	2" x 5" (5.1 x 12.7 cm)
1	Valve Kelly	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Valve malléable	3" x 6" (7.6 x 15.2 cm)
2	Valves malléables	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Valve malléable	1½" x 6" (3.8 x 15.2 cm)
1	Valve Harrington	1" x 5½" x 2½" (2.5 x 14.3 x 6.4 cm)
1	Valve Gelpi	Standard
1	Boîte de stérilisation	Coffret de protection





Système d'écarteur Thompson

SKU **RM-TRS-1**

PRIX **\$2,499 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
2	Elite Rail Clamp	Support de rail latéral robuste de 22" (55.9 cm)
1	Double Angled Arm	22" (7" x 9" x 7" / 17.8 x 22.9 x 17.8 cm)
1	Lateral Angled Arm	19" (12" x 7" / 30.5 x 17.8 cm) à 45° (diamètre 3/8")
2	Lateral Angled Arms	17" (10" x 7" / 25.4 x 17.8 cm) à 45° (diamètre 3/8")
1	Bilateral Crossbar (Hinged)	34" (11 1/2" x 8 1/2" x 11 1/2" / 29.2 x 21.6 x 29.2 cm)
3	Cam Clip-On	Clips coulissants de cadre à connexion rapide
1	Micro-Adjustable Handle	10" (25.4 cm) avec vis de tension de précision
3	Balfour Blades with Lips	83 x 73 mm, 83 x 123 mm, 83 x 175 mm
3	Wide Balfour Blades	Interchangeables, maintien large de la paroi musculaire
1	Harrington (Sweetheart) Blade	114 x 254 mm (4 1/2" x 10") pour le maintien des organes profonds
9	Kelly Interchangeable Blades	3" x 3 1/2" (7.6 x 8.9 cm) à angle droit standard
1	Malleable Interchangeable Blade Set	25x190 mm, 51x254 mm, 76x254 mm, 102x254 mm
2	St. Marks Interchangeable Blades	51 x 152 mm (2" x 6") avec rebord profond
1	Storage Box	Coffret de rangement en bois avec fentes de rembourrage personnalisées




Écarteur de chirurgie rectale/trans-anale Bookwalter

SKU **RM-BRTASR-1**

PRIX **\$2,199 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Montant de champ	12" (30 cm)
2	Raccords de montant en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique)	1" x 1" (2.5 cm x 2.5 cm)
2	Barres flexibles horizontales	Diamètre 1" (2.5 cm)
1	Barre d'extension verticale	12" (30 cm)
5	Crémaillères inclinables	Multi-angles standard
1	Petit anneau en demi-cercle	8 1/2" (21.3 cm) DI
1	Anneau périnéal segmenté	9 1/2" x 14 1/2" (23.8 cm x 36.3 cm)
2	Valves rectales	3/8" x 3/8" (2.2 cm x 9.7 cm)
2	Valves rectales	3/8" x 2 1/8" (2.2 cm x 7.2 cm)
2	Valves malléables	1" x 3 1/2" (2.5 cm x 10 cm)
2	Valves malléables	1/2" x 4" (1.3 cm x 8.8 cm)
2	Valves malléables	3/4" x 4" (1.9 cm x 10 cm)
2	Valves Deaver	1" x 3 1/2" (2.5 cm x 8.8 cm)
1	Boîte de stérilisation	Boltier de protection





Écarteur de Bookwalter

SKU **RM-BR-1**

PRIX **\$1,999 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Mât Bookwalter	12" (30.5 cm)
1	Barre horizontale Bookwalter	Standard
1	Raccord de mât Bookwalter	Standard
1	Barre flexible horizontale Bookwalter	Diamètre 1" (2.5 cm)
2	Crémaillères standard Bookwalter	Non inclinables
5	Mécanismes de crémaillère inclinables Bookwalter	Multi-angles
1	Anneau ovale Bookwalter, moyen	10½" x 14½" (26.7 x 36.8 cm)
1	Anneau segmenté Bookwalter, moyen	10½" x 19" (26.7 x 48.3 cm)
2	Valves Balfour Bookwalter	2½" x 3" (6.7 x 7.6 cm)
1	Valve Kelly Bookwalter	2" x 3" (5.1 x 7.6 cm)
1	Valve Kelly Bookwalter	2" x 4" (5.1 x 10.2 cm)
1	Valve Kelly Bookwalter	2" x 5" (5.1 x 12.7 cm)
1	Valve Kelly Bookwalter	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Valve malléable Bookwalter	3" x 6" (7.6 x 15.2 cm)
2	Valves malléables Bookwalter	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Valve Harrington Bookwalter	1" x 5½" x 2½" (2.5 x 14.3 x 6.4 cm)
1	Boîte de rangement en bois	Étui de protection adapté



Système d'écarteur Bookwalter Small Incision

SKU **RM-BSIRS-1**

PRIX **\$2,199 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Montant de champ	Tige de support verticale de 12" (30 cm)
1	Raccord de montant en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique)	Étau de rail robuste de 1" x 1" (2,5 x 2,5 cm)
1	Barre flexible horizontale	Bras articulé de 1" de diamètre (2,5 cm)
1	Petit anneau plein rond	Diamètre interne (DI) de 8½" (21,3 cm)
1	Petit anneau segmenté ovale	Cadre articulé reconfigurable de 8½" x 14" (20 x 35 cm)
6	Crémaillères inclinables	Verrous mécaniques de cadre à profil bas
2	Lames malléables	1" x 3½" (2,5 x 12,5 cm)
2	Lames malléables	¾" x 4" (1,9 x 10 cm)
2	Lames malléables	2" x 6" (5 x 15 cm)
2	Lames Deaver	Lames pelviennes courbes 1" x 3½" (2,5 x 8,8 cm)
2	Lames Kelly	Lames à angle droit peu profondes 2" x 1½" (5 x 3,8 cm)
2	Lames Kelly	Lames à angle droit 1" x 2½" (2,5 x 6,3 cm)
2	Lames Kelly	Lames à angle droit 1" x 3" (2,5 x 7,5 cm)
2	Lames à griffes profondes	Griffes multi-dents ¾" de profondeur x ¾" de large (1,9 x 1,7 cm)
2	Lames Richardson	Lames à bord plat peu profondes ¾" x 2" (1,9 x 5 cm)
2	Lames Richardson	Lames à bord plat peu profondes 1" x 1¼" (2,5 x 3,1 cm)
2	Lames Richardson	Lames à bord plat peu profondes ¾" x 1" (1,9 x 2,5 cm)
1	Boîte de stérilisation	Conteneur organisateur perforé personnalisé






Système d'écarteur général de base Bookwalter StrongArm

SKU **RM-BSABGRS-1**

PRIX **\$1,499 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Support StrongArm PLUS à montage supérieur	Réglable en hauteur / Articulé
1	Anneau ovale, Moyen	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Clamp de rail robuste	Compatible avec rail de table
4	Mécanisme de crémaillère inclinable	Multi-angles
1	Valve Balfour	2½" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
1	Valve Harrington	1" × 5½" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
2	Valves malléables	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Boîte de stérilisation	Étui de protection




Système d'écarteur de chirurgie générale Bookwalter StrongArm

SKU **RM-BSAGSRS-1**

PRIX **\$2,199 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Support StrongArm PLUS à montage supérieur	Réglable en hauteur / Articulé
1	Étau sur rail robuste	Compatible avec le rail de table
2	Mécanismes à crémaillère	Standard sans inclinaison
6	Mécanismes à crémaillère inclinable	Multi-angles
1	Anneau segmenté	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Anneau segmenté	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
1	Valve Balfour	2½" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
2	Valves Kelly	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
1	Valve Kelly	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
1	Valve Kelly	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
1	Valve Kelly	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Valve Harrington	1" × 5½" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
1	Valve Gelpi	Standard
1	Valve malléable	3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)
2	Valves malléables	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Valve malléable	1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)
1	Boîte de stérilisation	Boîtier de protection





Écarteur Bookwalter sur Mesure

SKU **RM-CBR-1**

PRIX **\$2,999 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
Configurable	Matériel de montage (options disponibles)	Montants de champ standard (12", 18"), supports StrongArm PLUS à montage supérieur, pinces de rail robustes, coupleurs de montant, barres horizontales, barres flexibles horizontales, barres d'extension
Configurable	Cadres (options disponibles)	Anneaux ovales pleins, anneaux ronds pleins, anneaux ovales segmentés, anneaux ronds segmentés, segments en demi-cercle, segments d'anneau droits (4", 6", 8"), anneaux périnéaux à encoches
Configurable	Mécanismes à crémaillère (options disponibles)	Crémaillères standard sans inclinaison, crémaillères inclinables multi-angles, crémaillères rotatives, prolongateurs de crémaillère, mécanismes de verrouillage à profil bas
Configurable	Valves rigides et malléables (options disponibles)	Valves Kelly, Balfour, Harrington, Deaver, malléables, Richardson, Meyerding, Gelpi, vaginales latérales/postérieures, rénales Wylie et rectales, griffes à râseau profond
Configurable	Stockage et emballage (options disponibles)	Boîtes de stérilisation perforées, inserts de plateau personnalisés, conteneurs de transport protecteurs, emballage sous marque de distributeur OEM



Kit d'Accessoires Rectaux/Trans-Anaux

SKU **RM-RTAAS-1**

PRIX **\$499 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
2	Valves rectales	7/8" x 2 1/8" (2.2 x 7.2 cm)
2	Valves rectales	7/8" x 3 1/8" (2.2 x 9.7 cm)
1	Petit anneau plein	8.5" (21.3 cm) de diamètre interne (DI)
1	Boîte de stérilisation	Organisateur de stockage protecteur



Kit d'accessoires pour petites incisions

SKU **RM-SIAS-1**

PRIX **\$449 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Lame à crochet Gelpi	Profil standard à pointe fine
1	Lame Kelly	1" x 1 1/2" (2.5 x 3.8 cm)
1	Lame Kelly	1" x 2 1/2" (2.5 x 6.3 cm)
1	Petit anneau plein rond	Diamètre interne (DI) de 8,5" (21.3 cm)
1	Boîte de stérilisation	Organisateur de stockage dédié




Système Bookwalter StrongArm

SKU **RM-BSA-1**

PRIX **\$899 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Bras de positionnement Bookwalter StrongArm	Système de positionnement articulé complet à 3 joints
1	Montant de champ	Disponible en longueurs de 12" (30 cm) ou 18" (45 cm)



Écarteurs de foie serpent

SKU **RM-SLR-SERIES-1**

PRIX **\$299 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Modèle à pointe triangulaire	RM-SLR-TRI-1	\$299
Modèle à pointe bande gastrique	RM-SLR-GB-1	\$299
Modèle à pointe circulaire	RM-SLR-CIR-1	\$299
Modèle à pointe crochetée	RM-SLR-HOOK-1	\$299
Modèle à pointe polygonale	RM-SLR-POLY-1	\$299
Ensemble complet de 5 modèles	RM-SLR-SERIES-1	\$1,399



Écarteur en éventail à 5 doigts

SKU **RM-FR5F-299-1**

PRIX **\$299 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
5 mm — Articulé	RM-FR5F-5A-1	\$299
5 mm — Non-Articulé	RM-FR5F-5N-1	\$299
10 mm — Articulé	RM-FR5F-10A-1	\$299
10 mm — Non-Articulé	RM-FR5F-10N-1	\$299



Écarteur en éventail à 3 doigts

SKU **RM-FR3F-299-1**

PRIX **\$299 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
5 mm — Articulé	RM-FR3F-5A-1	\$299
5 mm — Non Articulé	RM-FR3F-5N-1	\$299
10 mm — Articulé	RM-FR3F-10A-1	\$299
10 mm — Non Articulé	RM-FR3F-10N-1	\$299



Écarteur articulé œsophagien

SKU **RM-EAR-299-1**

PRIX **\$299 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Tige de 5 mm	RM-EAR-5-1	\$299
Tige de 10 mm	RM-EAR-10-1	\$299



Écarteur en éventail style cerf-volant

SKU **RM-KSFR-299-1**

PRIX **\$299 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
5 mm — Tige Droite	RM-KSFR-5S-1	\$299
5 mm — Tige Courbe	RM-KSFR-5C-1	\$299
10 mm — Tige Droite	RM-KSFR-10S-1	\$299
10 mm — Tige Courbe	RM-KSFR-10C-1	\$299



Bras unique Iron Intern

SKU **RM-IIISA-SERIES-1**

RIX **\$999 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Modèle Standard 17"	RM-IIISA-1-1	\$999
Modèle Standard 22"	RM-IIISA-2-1	\$1,199
22" Jumbo Heavy Duty	RM-IIISA-3-1	\$1,299
Variante Duplex 22"	RM-IIISA-4-1	\$1,399
Variante Pliable 22"	RM-IIISA-5-1	\$1,499
Modèle Standard 26"	RM-IIISA-6-1	\$1,599
26" Jumbo Heavy Duty	RM-IIISA-7-1	\$1,699



Iron Intern Hydra Double Arm

SKU **RM-IIHDA-SERIES-1**

RIX **\$1,699 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
22" Standard Hydra Model	RM-IIHDA-1-1	\$1,699
22" Jumbo Heavy Duty	RM-IIHDA-2-1	\$1,799
26" Jumbo Heavy Duty	RM-IIHDA-3-1	\$1,999





Kit de rétracteurs Stieber Rib Grip

SKU **RM-SRGRK-4999-1**

PRIX **\$4,999 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Plate-forme centrale Lees	Connecte la barre transversale principale à l'attachement spécialisé à bras double Hydra Yoke
1	Bras double Hydra Yoke	Convertit une configuration à un seul poteau en un cadre rigide à bras double pour un accès bilatéral
1	Poteau vertical avec écrou à oreilles	Poteau de support vertical standard ; doit être monté sur le côté gauche de la table
1	Poteau vertical avec encoche en V	Poteau vertical à double ancrage offrant un équilibre du cadre et une stabilité anti-rotation
1	Barre horizontale en deux pièces	Barre transversale horizontale robuste qui se verrouille sur la partie supérieure de la poitrine/de l'abdomen
2	Pincettes de rail Swinger 3/D rainurées	Verrouille solidement les poteaux de support verticaux directement sur les rails du lit d'opération
1	Petite plate-forme Stieber (gauche)	Boîtier de cliquet qui guide la lame de rétracteur gauche vers l'avant ou l'arrière
1	Petite plate-forme Stieber (droite)	Boîtier de cliquet qui guide la lame de rétracteur droite vers l'avant ou l'arrière
1	Grande plate-forme Stieber (gauche)	Aile anatomique extérieure offrant un levier structurel sur le champ opératoire gauche
1	Grande plate-forme Stieber (droite)	Aile anatomique extérieure offrant un levier structurel sur le champ opératoire droit
2	Poignées tournantes Stieber	Poignées de manœuvre insérables utilisées pour avancer ou rétracter manuellement les lames à cliquet
1	Aiguille Stieber	Outil d'aiguille de réglage spécialisé utilisé pour verrouiller ou desserrer solidement les assemblages de plate-forme
2	Lame à cliquet Stieber (taille 4A)	Lame structurelle robuste de profondeur moyenne (livrée avec des poignées de type A ou B)
2	Lame à cliquet Stieber (taille 5A)	Lame structurelle robuste de profil profond (livrée avec des poignées de type A ou B)
1	Rangement / Boîte de protection	Boîtier de transport et de rangement robuste standard
Type de Connexion Mécanique	Variante de Poignée de Lame	Détail de la Plage de Mouvement
Configuration à goupille fixe / permanente Extrémité fendue / Intéchangeable	Poignées de Type A	Restreint la rotation de la lame strictement le long d'un seul plan plat
	Poignées de Type B	Permet une rotation multi-plans complète ; idéal pour le levage de marges costales tenaces





Écarteur Alaire (Alar Retractor)

SKU **RM-AR-1**

PRIX **\$29 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Alar Retractor	Longueur totale 15 cm, lame 22 x 13 mm	\$29
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$29



Écarteur de Mastoidite Allport

SKU **RM-AMR-1**

PRIX **\$59 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Allport Mastoid Retractor	Longueur totale 10.2 cm, griffes pointues 4x4	\$59
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$59



Écarteur de lèvre supérieure Arnett Le Fort

SKU **RM-ALFULR-1**

PRIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Arnett Le Fort Upper Lip Retractor	Instrument d'exposition de la lèvre supérieure maxillofaciale	\$49
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$49



Écarteur nasal Aufricht Daniel

SKU **RM-ADNR-1**

PRIX **\$29 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur nasal Aufricht Daniel	Longueur totale 11 cm, lame 50 x 10 mm	\$29
Manchon de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$29



Écarteur nasal Aufricht

SKU **RM-ANR-6IN-1**

PRIX **\$59 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Sans aspiration (standard)	RM-ANR-6IN-1-1	\$59
Avec tube d'aspiration	RM-ANR-6IN-1-2	\$199



Écarteur nasal Aufricht Nasal Retractor - Fiber Optic

SKU **RM-ANR-FO-1**

PRIX **\$149 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Aufricht Nasal Retractor - Fiber Optic	Longueur 6 ¾" (15.9 cm), lame concave 7.0 mm, faisceau lumineux
1	Adaptateur universel pour guide de lumière	S'adapte aux câbles à fibres optiques standard du bloc opératoire
1	Manchon de protection / Boîte	Emballage de transport standard



Écarteur nasal Aufricht Walter

SKU **RM-AWNR-1**

PRIX **\$69 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Aufricht Walter Nasal Retractor	Longueur totale 13,5 cm, lames à double extrémité 42 x 7 mm	\$69
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$69



Écarteur de joues et de tissus Austin

SKU **RM-ATCR-1**

PRIX **\$45 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Austin Tissue and Cheek Retractor	Écarteur intrabuccal compact à angle droit	\$45
Pochette / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$45



Écarteur de col condylien Awty

SKU **RM-ACNR-1**

PRIX **\$59 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur de col condylien Awty	Longueur totale 22 cm, lame condylienne courbe	\$59
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$59



Écarteur nasal de Barsky

SKU **RM-BNR-1**

PRIX **\$64 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur nasal de Barsky	Longueur 3 ¾" (9.5 cm), lame 10 x 55 mm	\$64
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$64



Écarteur Intra-oral Bauer pour l'Échancrure Sigmoïde

SKU **RM-BSNIOR-1**

PRIX **\$79 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Sans guide de lumière (gauche ou droit)	RM-BSNIOR-1-1	\$79
Avec guide de lumière par fibre optique (gauche ou droit)	RM-BSNIOR-1-2	\$149



Écarteurs endaural Bellucci

SKU **RM-BER-1**

PRIX **\$174 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Lame pleine avec 2 dents mousses	RM-BER-1-1	\$174
Lame pleine avec 2 dents pointues	RM-BER-1-2	\$174



Écarteur de Bishop pour lèvres et joues

SKU **RM-BLCR-1**

PRIX **\$24 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur de Bishop pour lèvres et joues	Longueur totale 13,5 cm, lames à double extrémité de 27 mm	\$24
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$24



Écarteur trachéal de Bose

SKU **RM-BOTR-1**

PRIX **\$29 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Orientation Gauche	RM-BOTR-1-1	\$29
Orientation droite	RM-BOTR-1-2	\$29



Écarteur Trachéal Bose Type à Ressort

SKU **RM-BTR-ST-1**

PRIX **\$59 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Bose Tracheal Retractor Spring Type	Longueur totale 7 cm, lames courbes à ressort	\$59
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$59



Écarteur de Bremerich pour le bord mandibulaire

SKU **RM-BMCR-1**

PRIX **\$44 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
18 cm	RM-BMCR-1-1	\$44
22.5 cm	RM-BMCR-1-2	\$49



Écarteur Nasal Double Cerkes

SKU **RM-CDENR-1**

PRIX **\$69 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Petit modèle (10×7 mm & 15×7 mm)	RM-CDENR-1-1	\$69
Large (30×8 mm & 35×10 mm)	RM-CDENR-1-2	\$74



Écarteur nasal Cerkes avec poids - Écarteur de columelle Gruber

SKU **RM-CNRW-1**

PRIX **\$79 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur de columelle lesté Cerkes / Gruber	Lame à crochet profilée avec poids sphérique calibré	\$79
Manchon / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$79



Écarteur combiné de plaie et de joue

SKU **RM-CWCR-1**

PRIX **\$69 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Combination Wound and Cheek Retractor	Écarteur oral et de plaie à double extrémité — 1	\$69
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport individuel — 1	\$69



Écarteur de Condyle

SKU **RM-CONDR-1**

PRIX **\$44 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
8 mm x 27 mm	RM-CONDR-1-1	\$44
10 mm x 44 mm	RM-CONDR-1-2	\$49



Écarteur Alaire de Converse à Double Extrémité

SKU **RM-CARDE-1**

PRIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Ouverture large de 10 mm	RM-CARDE-1-1	\$49
14 mm Ouverture large	RM-CARDE-1-2	\$54



Écarteur nasal Converse

SKU **RM-CNR-45-1**

PRIX **\$69 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Sans éclairage par fibre optique	RM-CNR-45-1-1	\$69
Avec éclairage par fibre optique	RM-CNR-45-1-2	\$209



Écarteur nasal Converse, 10 cm

SKU **RM-CNR-10CM-1**

PRIX **\$14 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
10 mm × 16 mm	RM-CNR-10CM-1-1	\$14
12 mm × 30 mm	RM-CNR-10CM-1-2	\$19
12 mm × 40 mm	RM-CNR-10CM-1-3	\$24
12 mm × 50 mm	RM-CNR-10CM-1-4	\$29



Écarteur / Crochet nasal alaire Cottle

SKU **RM-CANR-1**

PRIX **\$44 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Bille à gauche — 14.0 cm longueur, 10 mm largeur, griffe boutonnée à gauche	RM-CANR-1-1	\$44
Bille à droite — 14.0 cm longueur, 10 mm largeur, griffe boutonnée à droite	RM-CANR-1-2	\$44



Écarteur nasal Cottle - 4 griffes mousses

SKU **RM-CNR4BP-1**

PRIX **\$44 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur nasal Cottle - 4 griffes mousses	Longueur 6" (15.0 cm), tête de 10,0 mm, 4 griffes mousses	\$44
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$44



Écarteur à griffes Cottle 2 branches

SKU **RM-CRH2P-1**

PRIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Griffes boutonnées — 6 ¾" longueur, 12 mm largeur	RM-CRH2P-1-1	\$49
Griffes pointues — 6 ¾" length, 12 mm width	RM-CRH2P-1-2	\$49



Écarteur de joues Cronin

SKU **RM-CCR-ORAL-1**

PRIX **\$24 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Cronin Cheek Retractor	Longueur totale de 16 cm, lame incurvée de 19 mm de large	\$24
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$24



Écarteur de Cronin pour lèvre et narine

SKU **RM-CLNR-1**

RIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Cronin Lip & Nostril Retractor	Longueur totale 6" (15.2 cm), largeur 14 mm, double extrémité	\$49
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$49



Écarteur de Dumbach pour le canal mandibulaire

SKU **RM-DMCR-1**

RIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Courbe gauche — 23 cm	RM-DMCR-1-1	\$49
Courbe droite — 23 cm	RM-DMCR-1-2	\$49



Écarteur latéral Dunn Dautrey

SKU **RM-DDLR-135-1**

RIX **\$29 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Dunn Dautrey Lateral Retractor	Longueur totale 13.5 cm, lame latérale coudée	\$29
Manchon de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$29



Écarteur Fisch avec joint articulé

SKU **RM-FRWJ-1**

PRIX **\$109 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
2 dents à droite / plaque striée à gauche — 17 cm	RM-FRWJ-1-1	\$109
2 dents à gauche / plaque striée à droite — 17 cm	RM-FRWJ-1-2	\$109



Écarteur de cou à col malléable

SKU **RM-FNR-1**

PRIX **\$29 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Configuration à 2 griffes — extrémités pointues ou mousses	RM-FNR-1-1	\$29
Configuration à 3 griffes — Extrémités pointues ou mousses	RM-FNR-1-2	\$34
Configuration à 4 griffes — Extrémités pointues ou mousses	RM-FNR-1-3	\$39



Écarteur Fomon

SKU **RM-FMR-17-1**

PRIX **\$44 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Configuration standard — longueur 17 cm, pointe boutonnée 5 × 10 mm, Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique)	RM-FMR-17-1-1	\$44
Modèle isolé — 17 cm de long, pointe boutonnée de 5 × 10 mm, revêtement diélectrique	RM-FMR-17-1-2	\$54



Écarteur avec Aspiration Gerbault Tebbett's

SKU **RM-GTSR-1**

PRIX **\$209 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
14 cm — Écarteur-aspirateur	RM-GTSR-1-1	\$194
18 cm — Écarteur-aspirateur — Standard	RM-GTSR-1-2	\$209
Modèle à double aspiration & fibre optique — Écarteur avec embout à 3 trous, ligne d'aspiration, et faisceau de fibres optiques	RM-GTSR-1-3	\$209



Écarteur Gifford-Jansen

SKU **RM-GJR-115-1**

PRIX **\$84 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
3×3 Configuration des griffes — Pointes pointues ou mousses	RM-GJR-115-1-1	\$84
Disposition 4×4 griffes — Pointes pointues ou mousses	RM-GJR-115-1-2	\$89



Écarteur d'uvule Goodyear

SKU **RM-GUR-18-1**

PRIX **\$34 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
6 1/4 in (15.9 cm)	RM-GUR-18-1-1	\$26
7 3/8 in (18.7 cm) — Standard, 15 mm blade	RM-GUR-18-1-2	\$34



Écarteur thyroïdien Green

SKU **RM-GTR-223-1**

PRIX **\$44 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur thyroïdien Green	Longueur totale 22.3 cm, lame à boucle métallique ouverte courbée, poignée à anneau — 1	\$44
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel — 1	\$44



Écarteur de rhinoplastie Gruber

SKU **RM-GRR-NOSE-1**

PRIX **\$89 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur de rhinoplastie Gruber	Doubles crochets de 10 mm de large, manche plat — 1	\$89
Manchon de protection / Boîte	Emballage de transport individuel — 1	\$89



Écarteur de joues Hajek

SKU **RM-HCR-175-1**

PRIX **\$24 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Hajek Cheek Retractor	Longueur totale 17.5 cm, lame de joue atraumatique, prise confort — 1	\$24
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel — 1	\$24



Écarteur Coronoid Hargis avec Chaîne

SKU **RM-HCRWC-1**

PRIX **\$49 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Hargis Coronoid Retractor	Longueur totale 19 cm, lame coronoïde crantée — 1
1	Integrated Retraction Chain	Chaîne à maillons en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) robuste de 20 cm — 1
1	Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel — 1



Écarteur de corps mandibulaire Hargis

SKU **RM-HMBR-17-1**

PRIX **\$44 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Hargis Mandibular Body Retractor	Longueur totale 17 cm, pointe en crochet 13 mm — 1	\$44
Manchon / Boîte de protection	Emballage de transport individuel — 1	\$44



Écarteur de Branche Montante Hargis (Medial Ramus)

SKU **RM-HMRR-1**

PRIX **\$59 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Orienté Côté Gauche — 7 ¾" (19.7 cm)	RM-HMRR-1-1	\$59
Orienté vers le côté droit — 7 ¾" (19.7 cm)	RM-HMRR-1-2	\$59



Écarteur de Helms

SKU **RM-HLR-11-1**

PRIX **\$109 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur de Helms	Longueur totale de 11 cm, 2 griffes mousses lisses, verrouillage par vis	\$109
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$109



Écarteur de Henahan

SKU **RM-HNHR-1**

PRIX **\$44 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
17 cm (approx. 6.7") — Taille 2 lame mousse	RM-HNHR-1-1	\$44
20 cm (approx. 7.9") — Valve mousse taille 2	RM-HNHR-1-2	\$49




Écarteur Endaural de Henner

SKU **RM-HER-475-1**

PRIX **\$189 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
4 1/2 in (11.4 cm)	RM-HER-475-1-1	\$179
4 3/4 in (12.06 cm) — Standard	RM-HER-475-1-2	\$189



Écarteur à main House

SKU **RM-HHR-6IN-1**

PRIX **\$69 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
House Hand Retractor	Longueur 6" (15.24 cm), lames à double extrémité 5x16 mm et 9x25 mm	\$69
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$69



Écarteur trachéal Jackson

SKU **RM-JTR-14-1**

PRIX **\$29 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur trachéal Jackson	Longueur totale 14 cm, pointe pointue inclinée 8.0 mm, manche plat	\$29
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$29




Écarteur trachéal Jackson à double extrémité

SKU **RM-JTR-DE-17-1**

PRIX **\$39 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Jackson Tracheal Retractor-Double Ended	Longueur totale 17 cm, lames élancées incurvées à double extrémité	\$39
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$39



Écarteur de Mastode Jansen

SKU **RM-JMR-1**

PRIX **\$69 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
3"	RM-JMR-1-1	\$69
3 ¼"	RM-JMR-1-2	\$74
3 ½"	RM-JMR-1-3	\$79
4"	RM-JMR-1-4	\$84
4 ¼"	RM-JMR-1-5	\$89
4 ½"	RM-JMR-1-6	\$94



Écarteur auto-statique Jolls Friedman

SKU **RM-JFSRR-1**

PRIX **\$94 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Jolls Friedman Self Retaining Retractor	Dimensions / Détails : longueur 6" (15,24 cm), mors courbes fenêtrés, verrouillage à vis	\$94
Housse / Boîte de protection	Dimensions / Détails : Emballage de transport individuel	\$94



Écarteur de tissus mous Kreidler

SKU **RM-KSTR-21-1**

PRIX **\$44 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur de tissus mous Kreidler	Dimensions / Détails : longueur totale de 21 cm, lame de 5 x 20 mm de large · Quantité incluse : 1	\$44
Housse / Boîte de protection	Dimensions / Détails : emballage de transport individuel · Quantité incluse : 1	\$44



Écarteur thyroïdien Lahey Thyroid Retractor

SKU **RM-LTR-203-1**

PRIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Lahey Thyroid Retractor	Dimensions / Détails : longueur totale 20.3 cm (8"), lame à angle droit de 25 mm avec rebord · Quantité incluse : 1	\$49
Étui / Boîte de protection	Dimensions / Détails : emballage de transport individuel · Quantité incluse : 1	\$49



Écarteur Levasseur Merrill

SKU **RM-LMR-25-1**

PRIX **\$69 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur Levasseur Merrill	Dimensions / Détails : longueur totale de 25 cm, lame à canal d'ostéotomie 12.5 / 27 mm · Quantité incluse : 1	\$69
Étui / Boîte de protection	Dimensions / Détails : emballage de transport individuel · Quantité incluse : 1	\$69




Écarteur Levasseur Merrill à fibre optique

SKU **RM-LMR-FO-1**

PRIX **\$139 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Levasseur Merrill Retractor Fiber Optic	Dimensions / Détails : longueur 25 cm, lame 12,5 / 27 mm, faisceau lumineux à fibre optique · Quantité incluse : 1
1	Adaptateur universel pour câble de lumière	Dimensions / Détails : se connecte aux câbles de lumière standard du bloc opératoire · Quantité incluse : 1
1	Housse / Boîte de protection	Dimensions / Détails : emballage de transport standard · Quantité incluse : 1



Écarteur de lèvres et joue

SKU **RM-LCR-26-1**

PRIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur de lèvres et joue	Dimensions / Détails : Longueur totale 26 cm, lame atraumatique incurvée, manche plat · Quantité incluse : 1	\$49
Housse / Boîte de protection	Dimensions / Détails : Emballage de transport individuel · Quantité incluse : 1	\$49



Écarteur de la luette Lothrop Uvula Retractor

SKU **RM-LUR-1**

PRIX **\$44 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
17 cm	RM-LUR-1-1	\$44
25 cm	RM-LUR-1-2	\$49



Écarteur de Luette Love

SKU **RM-LUR-17-1**

PRIX **\$59 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Lame 18 mm de large	RM-LUR-17-1-1	\$59
Lame de 20 mm de large	RM-LUR-17-1-2	\$64



Écarteur trachéal Luer S

SKU **RM-LSTR-1**

PRIX **\$24 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
10 cm	RM-LSTR-1-1	\$24
13 cm	RM-LSTR-1-2	\$29
14 cm	RM-LSTR-1-3	\$34



Écarteur trachéal de Lukens

SKU **RM-LTR-634-1**

PRIX **\$79 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur trachéal de Lukens	Dimensions / Détails : longueur 6 3/4" (17.1 cm), doubles lames 10 mm courbe & 7 mm angulaire · Quantité incluse : 1	\$79
Manchon / Boîte de protection	Dimensions / Détails : Emballage de transport individuel · Quantité incluse : 1	\$79



Écarteur Mandibulaire à Gouttière

SKU **RM-MCR-17-1**

PRIX **\$29 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur Mandibulaire à Gouttière	Dimensions / Détails : 17 cm de longueur totale, lame en canal de 8 mm de large · Quantité incluse : 1	\$29
Housse / Boîte de protection	Dimensions / Détails : Emballage de transport individuel · Quantité incluse : 1	\$29



Écarteur de joues et de lèvres Martin-Simplex

SKU **RM-MSCLR-1**

PRIX **\$24 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
10 cm	RM-MSCLR-1-1	\$24
4 ½ inches / 11 cm	RM-MSCLR-1-2	\$29



Écarteur thyroïdien McBurney

SKU **RM-MTR-19-1**

PRIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Standard — 7.5 in, lame 16x10 mm	RM-MTR-19-1-1	\$49



Écarteur antral de McCabe

SKU **RM-MAR-658-1**

PRIX **\$99 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Standard — 6 5/8 in	RM-MAR-658-1-1	\$99



Écarteur pour branche médiale et rebord orbitaire

SKU **RM-MRORR-29-1**

PRIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur pour branche médiale et rebord orbitaire	Dimensions / Détails : longueur totale de 29 cm, lame cranio-faciale courbée anatomique · Quantité incluse : 1	\$49
Étui / Boîte de protection	Dimensions / Détails : emballage de transport individuel · Quantité incluse : 1	\$49



Écarteur de la Branche Montante Médiale

SKU **RM-MRR-195-1**

PRIX **\$99 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Variante modèle Gauche	Longueur totale : 19.5 cm · Rôle clinique principal : Protection des tissus mous médiaux lors des ostéotomies sagittales gauches · Prix (USD) : \$99.00
1	Variante modèle Droit	Longueur totale : 19.5 cm · Rôle clinique principal : Protection des tissus mous médiaux lors des ostéotomies sagittales droites · Prix (USD) : \$99.00
1	Manchon de protection / Boîte	Longueur totale : Emballage de transport standard · Rôle clinique principal : — · Prix (USD) : Inclus



Écarteur Millard Cottle avec anneau

SKU **RM-MCRFR-1**

PRIX **\$24 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur Millard Cottle avec anneau	Longueur 5.5 cm, lame 2 griffes pointues 5 × 12 mm, anneau	\$24
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$24



Écarteur Minnesota

SKU **RM-MNR-55-1**

PRIX **\$39 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Modèle standard (sans aspiration)	RM-MNR-55-1-1	\$39
Avec tube d'aspiration	RM-MNR-55-1-2	\$49



Écarteur de piliers antérieurs Mollison

SKU **RM-MAPR-22-1**

PRIX **\$44 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur de piliers antérieurs Mollison	Longueur totale 22 cm, doubles lames effilées de 10 mm, manche coudé	\$44
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$44



Écarteur Mollison

SKU **RM-MLR-155-1**

PRIX **\$99 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur Mollison	Longueur totale de 15.5 cm, 4x4 griffes pointues, verrouillage à crémaillère	\$99
Pochette / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$99



Écarteur Muco-Périosté

SKU **RM-MPR-ORAL-1**

RIX **\$54 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur muco-périosté	Écarteur intra-oral manuel, lame courbe atraumatique, manche plat	\$54
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$54



Écarteur de Peau Nasale

SKU **RM-NSR-6IN-1**

RIX **\$44 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur de Peau Nasale	Longueur totale 6" (15 cm), lame courbe de 16 mm de large, manche ergonomique	\$44
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$44




Écarteur et guide-couteau Neivert

SKU **RM-NKGR-1**

RIX **\$39 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Petit — 6 3/4 in	RM-NKGR-1-1	\$39
Standard — 7 3/4 in	RM-NKGR-1-2	\$44



Écarteur alvéolaire d'Obwegeser

SKU **RM-OAR-22-1**

PRIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Obwegeser Alveolar Retractor	Longueur totale 22 cm, lame alvéolaire incurvée avec encoche	\$49
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$49



Écarteur de menton Obwegeser

SKU **RM-OCR-16-1**

PRIX **\$44 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Obwegeser Chin Retractor	Longueur totale 16 cm, lame mentonnière courbe en selle	\$44
Étui de protection / Boîte	Emballage individuel de transport	\$44



Écarteur de bord basilaire Obwegeser

SKU **RM-OMCR-1**

PRIX **\$44 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Canal de 8 mm	RM-OMCR-1-1	\$44
Canal de 10 mm	RM-OMCR-1-2	\$49



Écarteur de bord mandibulaire Obwegeser

SKU **RM-OMRR-20-1**

PRIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Obwegeser Mandibular Rim Retractor	Longueur totale 20 cm, lame de bord mandibulaire incurvée	\$49
Housse de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$49




Écarteur de l'épine nasale Obwegeser

SKU **RM-ONSR-22-1**

PRIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Obwegeser Nasal Spine Retractor	Longueur totale 22 cm, lame à encoche pour épine nasale	\$49
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$49



Écarteur Obwegeser Ramus

SKU **RM-ORR-22-1**

PRIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Obwegeser Ramus Retractor	Longueur totale 22 cm, lame de branche anatomique incurvée.	\$49
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$49




Écarteur de tissus mous Obwegeser

SKU **RM-OSTR-1**

PRIX **\$39 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur de tissus mous Obwegeser	Longueur totale de 8 ¾" (22.2 cm)	\$39
Housse de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$39



Écarteur de joues Orringer

SKU **RM-OCR-4IN-1**

PRIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Orringer Cheek Retractor	Longueur 4" (10.16 cm), largeur 3" (8 cm), fil métallique à ressort autobloquant	\$49
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$49



Écarteur autostatique Paparella-Weitlaner

SKU **RM-PWSRR-5IN-1**

PRIX **\$89 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur autostatique Paparella-Weitlaner	Longueur totale 5" (12.7 cm), 2x2 griffes (13 mm), écartement 33 mm, verrouillage par crémaillère	\$89
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$89



Écarteur intra-oral Petri Pterygoid

SKU **RM-PPIOR-23-1**

PRIX **\$79 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Petri Pterygoid Intra Oral Retractor	Longueur totale 23 cm, lame ptérygoidienne de 25.5 mm de large	\$79
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$79



Écarteur intra-oral Petri Pterygoid avec fibre optique

SKU **RM-PPIOR-FO-23-1**

PRIX **\$149 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Petri Pterygoid Intra Oral Retractor With Fiber Optic	Longueur 23 cm, lame de 25,5 mm de large, faisceau de fibres optiques
1	Adaptateur universel pour câble de lumière	Se connecte aux câbles d'éclairage standard des blocs opératoires
1	Manchon / Boîte de protection	Emballage de transport standard



Écarteur du bord piriforme

SKU **RM-PRR-17-1**

PRIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Petit — 17 cm	RM-PRR-17-1-1	\$44
Standard — 18.5 cm, lame 45×7 mm	RM-PRR-17-1-2	\$49



Écarteur autostatique Plester

SKU **RM-PSRR-109-1**

PRIX **\$109 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Modèle standard amovible — 4", 5" (env. 11 cm), griffes fines semi-pointues, lame pleine Gauche ou Droite	RM-PSRR-109-1-1	\$109
Modèle à griffes extra-fines 2:2 — 11 cm ou 13 cm, disposition asymétrique 2x2 de griffes extra-fines	RM-PSRR-109-1-2	\$109
3 griffes asymétriques, modèle gauche — 13 cm, 3 griffes semi-pointues à gauche avec lame lisse à droite	RM-PSRR-109-1-3	\$109



Écarteur de Ramus

SKU **RM-RR-MAX-1**

PRIX **\$69 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Petit — 17 cm, lame 11/15x70 mm	RM-RR-MAX-1-1	\$59
Standard — 22 cm, lame 11x70 mm	RM-RR-MAX-1-2	\$69
Grand — 22 cm, 12/22x70 mm lame	RM-RR-MAX-1-3	\$79



Écarteur condylien de Reich

SKU **RM-RCR-1**

PRIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
18 cm Longueur totale — Profil 80° ou 110°	RM-RCR-1-1	\$49
19 cm Longueur totale — Profil 80° ou 110°	RM-RCR-1-2	\$59



Écarteur de pont nasal Sailer

SKU **RM-SNBR-235-1**

PRIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Sailer Nasal Bridge Retractor	Longueur totale 23.5 cm, lame courbe 15-20 mm x 50 mm	\$49
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$49



Écarteur d'épine nasale Sailer

SKU **RM-SNSR-49-1**

PRIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur d'épine nasale Sailer	Écarteur manuel avec lame entaillée pour épine nasale, manche plat	\$49
Gaine / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$49



Écarteur de tissus mous Sailer Soft Tissue Retractor

SKU **RM-SSTR-15-1**

PRIX **\$44 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Petit — 15 cm, lame 7x25 mm	RM-SSTR-15-1-1	\$39
Standard — 15 cm, lame 10x35 mm	RM-SSTR-15-1-2	\$44
Moyen-Large — 15 cm, 12x55 mm blade	RM-SSTR-15-1-3	\$49
Grand — 15 cm, 14x70 mm lame	RM-SSTR-15-1-4	\$54
X-Large — 15 cm, 16x80 mm blade	RM-SSTR-15-1-5	\$59



Écarteur de col condylien de Salzburg

SKU **RM-SCNR-225-1**

PRIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Modèle côté droit — longueur 22.5 cm, lame pour col condylien à courbure droite	RM-SCNR-225-1-1	\$49
Modèle Côté Gauche — 22.5 cm longueur, lame pour col condylien courbe à gauche	RM-SCNR-225-1-2	\$49



Écarteur de Salzburg pour le rebord mandibulaire

SKU **RM-SMRR-23-1**

PRIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Salzburg Mandibular Rim Retractor	Longueur totale 23 cm, lame incurvée pour rebord mandibulaire	\$49
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$49



Écarteur de tissus mous Salzburg

SKU **RM-SSTR-1**

PRIX **\$44 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
13 cm Variante — Valve mousse à extrémité simple	RM-SSTR-1-1	\$44
14 cm Variante — Valve mousse à extrémité simple	RM-SSTR-1-2	\$49



Écarteur Schuknecht Fisch

SKU **RM-SFR-13-1**

PRIX **\$114 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
2 Dents (disposition 2:2) — 13 cm de longueur, griffes 2:2 semi-pointues, amovibles	RM-SFR-13-1-1	\$114
3 Dents (Disposition 3:3) — 13 cm de longueur, griffes 3:3 semi-pointues, amovibles	RM-SFR-13-1-2	\$124




Écarteur Shea avec Guide de Lumière à Fibres Optiques

SKU **RM-SRFOG-22-1**

PRIX **\$139 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Shea Retractor With Fiber Optic Guide	Longueur 22 cm, lame de 14,5 mm de large, faisceau lumineux intégré
1	Adaptateur universel pour câble de lumière	Se connecte aux câbles à fibres optiques standard du bloc opératoire
1	Manchon / Boîte de protection	Emballage de transport standard



Écarteur nasal de Sheen coudé

SKU **RM-SNRA-65-1**

PRIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Sheen Nasal Retractor Angled	Longueur totale 6 ½" (165 mm), lame pleine de 10 mm, châssis coudé	\$49
Manchon de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$49



Écarteur de l'Échancrure Sigmoidale

SKU **RM-SNR-22-1**

RIX **\$64 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Sigmoid Notch Retractor	Longueur totale 22 cm, lame concave 9.5 / 16 mm, pointe entièrement recourbée	\$64
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$64




Écarteur d'échancrure sigmoïde avec guide de fibre optique

SKU **RM-SNRFOG-22-1**

RIX **\$139 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Écarteur d'échancrure sigmoïde avec guide de fibre optique	Longueur 22 cm, lame 9.5 / 16 mm, canal pour fibre optique
1	Adaptateur de câble de lumière universel	Se connecte aux câbles de fibre optique standard de bloc opératoire
1	Étui / Boîte de protection	Emballage de transport standard



Écarteur Sistrunk

SKU **RM-STR-153-1**

RIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur Sistrunk	Longueur totale 15.3 cm, lames doubles de 3/8" (9.5 mm), manche plat	\$49
Pochette / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$49



Écarteur Endaural Auto-Statique de Snitman

SKU **RM-SSER-108-1**

PRIX **\$99 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur Endaural Auto-Statique de Snitman	Longueur totale 10.8 cm, griffes pointues 3x3, verrouillage à crémaillère	\$99
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$99



Écarteur de Sternberg à Double Extrémité

SKU **RM-SDER-1**

PRIX **\$24 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
14 cm Standard — Extrémités des fils en opposition en U	RM-SDER-1-1	\$24
37 cm Macro-Reach — Extrémités de fil opposées en forme de U	RM-SDER-1-2	\$34



Écarteur nasal à anneau pivotant (Swivel Ring)

SKU **RM-SRNR-11-1**

PRIX **\$59 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Swivel Ring Nasal Retractor	Longueur totale 11 cm, lame 8 mm de large, anneau pivotant à 360°	\$59
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$59



Écarteur nasal Terry

SKU **RM-TNR-6IN-1**

PRIX **\$44 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Terry Nasal Retractor	Longueur totale de 6" (152 mm), lame de 5 x 46 mm, manche ergonomique	\$44
Manchon de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$44



Écarteur malléable en ruban Tessier

SKU **RM-TMRR-22-1**

PRIX **\$44 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Lame étroite — 22 cm length, spatule malléable étroite — Exploration du plancher orbitaire, accès au canthus médial, cranio-facial pédiatrique	RM-TMRR-22-1-1	\$44
Lame moyenne — 22 cm length, spatule malléable moyenne — Exposition standard du rebord orbitaire, ostéotomies de l'arcade zygomatique et du maxillaire	RM-TMRR-22-1-2	\$44
Lame large — 22 cm length, spatule malléable large — Décollement étendu du lambeau frontal, abord coronal et protection du globe oculaire	RM-TMRR-22-1-3	\$44
Conditionnement de trois — Étroit, Médium & Large combinés — Set complet de malléables pour plateau cranio-facial, pour tous les corridors osseux faciaux	RM-TMRR-22-1-4	\$94



Crochet Trachéal / Écarteur

SKU **RM-THR-6IN-1**

PRIX **\$29 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Standard — 6 in, 15.2 cm	RM-THR-6IN-1-1	\$29
Grand — 7 in, 18 cm	RM-THR-6IN-1-2	\$34
X-Large — 7.5 in, 19 cm	RM-THR-6IN-1-3	\$39



Écarteur de Wassmund pour tissus mous

SKU **RM-WSTR-21-1**

RIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Wassmund Soft Tissue Retractor	Longueur totale 21 cm, lame lisse 33 x 20 mm, manche plat	\$49
Gaine de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$49



Écarteur Williger

SKU **RM-WLR-13-1**

RIX **\$79 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur Williger (3 Prongs) — 13 cm	RM-WLR-13-1-1	\$79
Écarteur Williger (4 Prongs) — 13 cm	RM-WLR-13-1-2	\$89



Écarteur autostatique Wullstein Weitlaner

SKU **RM-WWSRR-1**

RIX **\$44 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Compact (4", 4 ¼", 4 ½") — Droit / Courbe ; 2x2 ou 2x3 griffes	RM-WWSRR-1-1	\$44
Intermédiaire (5 ⅛", 5.5", 6", 6 ½") — Droit / Courbe ; 2x3, 3x3, ou 3x4 griffes	RM-WWSRR-1-2	\$59
Version allongée (8", 9 ½", 10") — Droit / Courbe ; 3x3 ou 3x4 griffes	RM-WWSRR-1-3	\$79



Écarteur FK Retractor (Feyh-Kastenbauer)

SKU **RM-FK-1**

PRIX **\$4,999 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre de base FK-WO TORS avec adaptateur	Ensemble du cadre structurel principal
1	Adaptateur pour cadre de base FK-WO TORS	Adaptateur de connexion pour le montage
1	Adaptateur pour pince à tumeur ou tube d'aspiration	Adaptateur de montage pour instruments auxiliaires
1	Clip de lumière	Connexion latérale pour câble
2	Écarteurs de joues	Profil incurvé
1	Tube d'aspiration pour fumées	4.0 x 170 mm
10 pcs	Protection dentaire	Sans latex, non autoclavable
1	Valve mandibulaire	11 cm
1	Valve laryngée	17 cm, concave
1	Valve linguale	Incurvée
1	Valve linguale	Incurvée, ouverte côté droit
1	Valve linguale	Incurvée, ouverte côté gauche
1	Valve TORS selon Weinstein-O'Malley	Profil TORS standard
2	Petite valve TORS, gauche	Configuration compacte côté gauche
2	Petite valve TORS, droite	Configuration compacte côté droit
1	Boîte de stérilisation	Plateau préformé pour ensemble FK-WO TORS





Écarteur Anderson Bear Claw

SKU **RM-ABCR-1**

PRIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
3 griffes pointues, 4 3/4" (12.1 cm)	RM-ABCR-1-1	\$49
5 griffes pointues, 4 3/4" (12.1 cm)	RM-ABCR-1-2	\$59



Écarteur Biggs pour Lifting Facial (Rhytidectomie)

SKU **RM-BFLR-1**

PRIX **\$79 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur Biggs pour Lifting Facial (Rhytidectomie)	Longueur 8" (20.3 cm), lame fenêtrée de 5.2 cm	\$79
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$79



Écarteur de Biggs pour lifting facial, avec fibre optique

SKU **RM-BFLR-FO-1**

PRIX **\$99 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Biggs Face Lift Retractor, With Fiber optic	Longueur 9" (229 mm), lame 52 mm, faisceau de fibres optiques
1	Adaptateur universel pour câble de lumière	Compatible avec les raccords Storz, Olympus, Wolf, ACMI
1	Étui / Boîte de protection	Emballage de transport standard



Écarteur de mammoplastie Biggs étroit

SKU **RM-BMRN-1**

PRIX **\$89 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur de mammoplastie Biggs étroit	Longueur 6" (15.2 cm), lame courbe étroite de 3 cm	\$89
Manchon de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$89



Écarteur de Biggs standard pour plastie mammaire

SKU **RM-BMRS-1**

PRIX **\$69 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Biggs Mammoplasty Retractor standard	Longueur de 8" (20.3 cm), lame de 50.0 mm de large	\$69
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$69



Écarteur de Biggs pour mammaplastie à fibres optiques

SKU **RM-BMRFO-1**

PRIX **\$239 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Biggs Mammoplasty Retractor, Fiber Optics	Lame fenêtrée de 50 mm, guide de lumière, tube d'aspiration
1	Universal Light Cable Fitting	Se connecte aux câbles à fibres optiques standards du bloc opératoire
1	Housse / Boîte de protection	Emballage de transport standard



Écarteur de Blair

SKU **RM-BFR-1**

PRIX **\$94 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
4 Griffes à extrémité mousse	RM-BFR-1-1	\$94
4 Griffes à extrémité pointue	RM-BFR-1-2	\$94



Écarteur mammaire Breast Engler Retractor

SKU **RM-BER-OPT-1**

PRIX **\$139 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Breast Engler Retractor	Lame de 65 x 12 mm avec faisceau de fibres optiques intégré
1	Raccord universel pour câble de lumière	Se connecte aux câbles de lumière standard des blocs opératoires
1	Housse / Boîte de protection	Emballage de transport standard



Écarteur orbital de Clodius

SKU **RM-COR-1**

PRIX **\$24 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Clodius Orbital Retractor	Écarteur manuel périorbitaire et de blépharoplastie	\$24
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$24



Écarteur de lifting frontal coronal

SKU **RM-CBLR-1**

PRIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Coronal Brow Lift Retractor	Longueur 7 ¼" (18.4 cm), tête de 70.0 mm, 7 griffes pointues	\$49
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$49



Écarteur de peau et de tissus Curtin

SKU **RM-CSTR-SKIN-1**

PRIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur de peau et de tissus Curtin	Longueur totale 14 cm, tête de 15,0 mm de large, 6 griffes acérées	\$49
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$49



Écarteur de nerfs Daniel Endoscopic Forehead Nerve Retractor

SKU **RM-DEFNR-1**

PRIX **\$54 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Daniel Endoscopic Forehead Nerve Retractor	Portée de 9 ¾" (17 cm), profil de pointe recourbé à gauche	\$54
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$54



Écarteur de Desmarres

SKU **RM-DER-1**

PRIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Configuration standard — longueur 5 ½" (14 cm), lame en selle en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) — Rétraction palpébrale de routine et protection du globe oculaire	RM-DER-1-1	\$49
Configuration isolée — 5 ½" (14 cm) de long, revêtement en polymère diélectrique — Sécurité électrochirurgicale lors de la cautérisation et de la coupe par radiofréquence	RM-DER-1-2	\$79



Écarteur EMORY Endo-Plastic Retractor

SKU **RM-EEPR-1**

PRIX **\$309 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
EMORY Endo-Plastic Retractor	Longueur 10" (254 mm), pointe 1" (25,4 mm), canal optique 10 mm	\$309
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$309





Écarteur mammaire Epstein

SKU **RM-EBR-1**

PRIX **\$244 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
90 x 27 mm (L x W)	RM-EBR-1-1	\$204
110 x 27 mm (L x l)	RM-EBR-1-2	\$214
140 x 27 mm (L x l)	RM-EBR-1-3	\$224
150 x 25 mm (L x l)	RM-EBR-1-4	\$234
150 x 30 mm (L x l)	RM-EBR-1-5	\$244
150 x 36 mm (L x l)	RM-EBR-1-6	\$254
160 x 27 mm (L x l)	RM-EBR-1-7	\$264
180 x 25 mm (L x l)	RM-EBR-1-8	\$274
190 x 36 mm (L x l)	RM-EBR-1-9	\$284
220 x 27 mm (L x W)	RM-EBR-1-10	\$294



Écarteur de Ferreira pour augmentation mammaire

SKU **RM-FBAR-1**

PRIX **\$99 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur de Ferreira pour augmentation mammaire	Manche de 5 1/8" (130 mm), lame courbe effilée de 25 x 171 mm	\$99
Manchon de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$99






Écarteur de Ferreira pour augmentation mammaire - Fibres optiques

SKU **RM-FBAR-FO-1**

PRIX **\$129 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Ferreira Breast Augmentation Retractor - Fiber Optics	Longueur 5 1/8", lame courbe 25 x 171 mm, faisceau de fibres optiques
1	Raccord universel pour câble de lumière	Se connecte aux câbles d'éclairage standards du bloc opératoire
1	Étui / Boîte de protection	Emballage de transport standard



Écarteur de lifting Ferreira Face Lift Retractor

SKU **RM-FFLR-1**

PRIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Ferreira Face Lift Retractor	Longueur totale 4 1/4" (108 mm), lame courbe de 22 mm de large	\$49
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$49



Écarteur de lifting Ferreira à fibre optique

SKU **RM-FFOFLR-1**

PRIX **\$99 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Ferreira Fiber Optic Face Lift Retractor	Longueur 4 1/4" (108 mm), lame 22 mm, faisceau de fibres optiques
1	Raccord universel pour câble de lumière	Se connecte aux câbles de lumière standard des blocs opératoires
1	Housse / Boîte de protection	Emballage de transport standard




Écarteurs de lifting Freeman

SKU **RM-FFLR-SERIES-1**

PRIX **\$62 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
20 mm - 22 mm — droit	RM-FFLR-SERIES-1-1	\$62
20 mm - 22 mm — courbe totale	RM-FFLR-SERIES-1-2	\$64
35 mm - 36 mm — Droit	RM-FFLR-SERIES-1-3	\$66
35 mm - 36 mm — Courbure complète	RM-FFLR-SERIES-1-4	\$68
37 mm - 38 mm — Droit	RM-FFLR-SERIES-1-5	\$70
37 mm - 38 mm — Courbure complète	RM-FFLR-SERIES-1-6	\$72



Écarteur de Freeman pour lambeaux

SKU **RM-FFR-8-1**

PRIX **\$19 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
½" (12 mm) de large — Courbe ou droit	RM-FFR-8-1-1	\$19
1" (24 mm) de large — Courbe ou Droit	RM-FFR-8-1-2	\$24



Écarteur Freeman pour lambeaux avec éclairage par fibres optiques

SKU **RM-FFR-FO-1**

PRIX **\$89 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
13 mm Largeur de valve — 8" longueur totale, 13 mm valve, faisceau de fibres optiques	RM-FFR-FO-1-1	\$89
Lame large 25 mm — 8" overall length, 25 mm blade, faisceau de fibres optiques	RM-FFR-FO-1-2	\$94



Écarteur Freeman Mini Rake

SKU **RM-FMRR-1**

PRIX **\$44 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Freeman Mini Rake Retractor	Longueur 4 ¾" (12.0 cm), tête de 1" de large, 4 griffes acérées — 1	\$44
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel — 1	\$44



Écarteur à griffes Freeman Rake Retractor

SKU **RM-FRR-7-1**

PRIX **\$44 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Râteau 22 mm de large — 7" (18 cm)	RM-FRR-7-1-1	\$44
38 mm Râteau large — 7" (18 cm)	RM-FRR-7-1-2	\$49



Écarteur de Gonzalez en L pour la région fessière

SKU **RM-GGLR-1**

PRIX **\$39 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
18.1 cm (18 cm) — 20 mm	RM-GGLR-1-1	\$39
20.0 cm — 20 mm	RM-GGLR-1-2	\$44



Écarteur de Gonzalez en S pour fessiers

SKU **RM-GGSR-1**

PRIX **\$39 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
18.1 cm (18 cm) — 20 mm	RM-GGSR-1-1	\$39
20.0 cm — 20 mm	RM-GGSR-1-2	\$44



Écarteur Gorney Rake

SKU **RM-GRR-3IN-1**

PRIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
3 in (7.5 cm), 38 mm de large — Standard	RM-GRR-3IN-1-1	\$49
4 1/4 in (10.8 cm), 38 mm wide	RM-GRR-3IN-1-2	\$59



Écarteurs à main Hayes

SKU **RM-HHR-1**

PRIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
5 1/4" (13.3 cm)	RM-HHR-1-1	\$49
5 1/2" (14.0 cm)	RM-HHR-1-2	\$59
6 1/4" (15.9 cm)	RM-HHR-1-3	\$69



Écarteur distal de Hoyos

SKU **RM-HDR-1**

PRIX **\$349 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
7.5 cm Short Variant — 7.5 cm (approx. 3.0")	RM-HDR-1-1	\$349
15.0 cm variante longue — 15.0 cm (approx. 6.0")	RM-HDR-1-2	\$399



Écarteur Proximal de Hoyos

SKU **RM-HPR-20-1**

PRIX **\$499 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Hoyos Proximal Retractor	Longueur totale 20 cm, poignée intégrée TC, lame incurvée proximale	\$499
Manchon de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$499



Écarteur Hoyos Remora Retractor

SKU **RM-HRR-1**

PRIX **\$499 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Hoyos Remora Retractor	Lame dentelée courbe, faisceau de fibres optiques intégré, tube d'aspiration
1	Adaptateur universel de câble de lumière	Se connecte aux sources de lumière à fibres optiques standard du bloc opératoire
1	Manchon / Boîte de protection	Emballage de transport standard



Écarteur de Kasden à double extrémité délicate

SKU **RM-KDEDR-1**

PRIX **\$29 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Kasden Double Ended delicate retractor	Dimensions / Détails : longueur totale 6 ½" (16.5 cm), doubles lames délicates, manche en aluminium	\$29
Housse / Boîte de protection	Dimensions / Détails : Conditionnement de transport individuel	\$29



Écarteur Kawamoto à double extrémité isolé

SKU **RM-KDEIR-1**

PRIX **\$34 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Kawamoto Double Ended Insulated Retractor	Dimensions / Détails : longueur 6" (152 mm), lames isolées en L de 14 x 16 mm	\$34
Manchon de protection / Boîte	Dimensions / Détails : Emballage de transport individuel	\$34



Écarteur de sac lacrymal Knapp

SKU **RM-KLSR-1**

PRIX **\$39 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	1 Griffe (crochet simple)	Largeurs disponibles : 5.0 mm · Tiges et pointes disponibles : Rigides ou Flexibles (Aiguës / Mousses) · Prix (USD) : \$39.00 – \$49.00
1	2 Griffes	Largeurs disponibles : 5.0 mm ou 6.0 mm · Tiges et pointes disponibles : Rigides ou Flexibles (Aiguës / Mousses) · Prix (USD) : \$39.00 – \$49.00
1	3 Griffes	Largeurs disponibles : 6.0 mm ou 8.0 mm · Tiges et pointes disponibles : Rigides ou Flexibles (Aiguës / Mousses) · Prix (USD) : \$39.00 – \$49.00
1	4 Griffes	Largeurs disponibles : 6.0 mm ou 8.0 mm · Tiges et pointes disponibles : Rigides ou Flexibles (Aiguës / Mousses) · Prix (USD) : \$39.00 – \$49.00
1	Manchon / Boîte de protection	Largeurs disponibles : Emballage de transport standard · Tiges et pointes disponibles : — · Prix (USD) : Inclus




Écarteur autostatique de Knapp

SKU **RM-KSRR-10-1**

PRIX **\$79 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur autostatique de Knapp	Dimensions / Détails : longueur totale 10 cm, largeur 26 mm, griffes 4x4 (Droites/Coudées, Pointues/Mousses) · Rôle clinique principal : Exposition du sac lacrymal et micro-incisions · Prix (USD) : \$79.00	\$79
Étui / Boîte de protection	Dimensions / Détails : Emballage de transport standard · Rôle clinique principal : — · Prix (USD) : Inclus	\$79



Écarteur de plaie Logan Wound Spreader

SKU **RM-LWS-4CM-1**

PRIX **\$199 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre de barre de guidage à crémaillère inférieure	Châssis de base servant de guide pour l'expansion des marges tissulaires
1	Support de bras coulissant	Composant de support mobile s'ajustant horizontalement le long du rail
2	Mécanismes de réglage à vis	Engrenages à vis de blocage de précision pour déplacer et fixer les bras en position
2	Pointes d'écartement à griffes	Mâchoires antidérapantes dotées de 3 x 3 dents pointues recourbées vers l'extérieur
1	Boîte / Stockage de protection	Emballage de transport standard



Écarteur mammaire Marx

SKU **RM-MBR-27-1**

PRIX **\$119 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur mammaire Marx	Dimensions / Détails : longueur totale de 27 cm, lame courbe de 30 x 125 mm · Quantité incluse : 1	\$119
Étui de protection / Boîte	Dimensions / Détails : emballage de transport individuel · Quantité incluse : 1	\$119



Écarteur de lambeaux Maxwell Flap Retractor

SKU **RM-MFR-4IN-1**

PRIX **\$29 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Modèle 22 mm de large	RM-MFR-4IN-1-1	\$29
38 mm configuration large	RM-MFR-4IN-1-2	\$34



Écarteur et Crochet à peau Meyerding

SKU **RM-MSHR-1**

PRIX **\$44 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
16 cm (approx. 6.3")	RM-MSHR-1-1	\$44
22.86 cm (9.0")	RM-MSHR-1-2	\$49



Écarteur Miller Rake Retractor

SKU **RM-MRR-514-1**

PRIX **\$39 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Profil à pointes mousses (Blunt)	Dimensions / Détails : longueur 5 ¼", largeur 15 mm, 9 dents mousses · Rôle clinique : Élévation sécurisée du lambeau cutané sans risque de perforation · Prix (USD) : \$39.00
1	Profil à pointes acérées (Sharp)	Dimensions / Détails : longueur 5 ¼", largeur 15 mm, 9 dents pointues · Rôle clinique : Prise ferme antidérapante sur le derme dense et les fascias fibreux · Prix (USD) : \$39.00
1	Étui / Boîte de protection	Dimensions / Détails : Emballage de transport standard · Rôle clinique : — · Prix (USD) : Inclus



Écarteur cutané Moberg

SKU **RM-MSR-1**

PRIX **\$44 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
17 cm variante	RM-MSR-1-1	\$44
18 cm Variante	RM-MSR-1-2	\$49



Écarteur de Ragnell-Davis à Double Extrémité

SKU **RM-RDDR-49-1**

PRIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
2.5×8 mm / 5×15 mm — 15, 15.5, 16 cm (plat / rond)	RM-RDDR-49-1-1	\$49
3×9 mm / 5×17 mm — 15, 15.5, 16 cm (Plat / Rond)	RM-RDDR-49-1-2	\$49
4×8 mm / 6×15 mm — 15, 15.5, 16 cm (Plat / Rond)	RM-RDDR-49-1-3	\$49



Écarteur Mammaire Ring avec Éclairage par Fibres Optiques

SKU **RM-RBR-FO-339-1**

PRIX **\$339 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Ring Breast Retractor With Fiber Optic Illumination	Écarteur mammaire portatif, lame en anneau, faisceau lumineux intégré
1	Adaptateur universel pour câble de lumière	Se connecte aux câbles à fibres optiques standard du bloc opératoire
1	Manchon / Boîte de protection	Emballage de transport standard



Écarteur de Rollet

SKU **RM-RLR-5IN-1**

PRIX **\$39 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Standard — 13 cm, 4 griffes pointues, pointe 4.5 mm	RM-RLR-5IN-1-1	\$39
Grand — 13.5 cm, 4 griffes, 7.0 mm pointe	RM-RLR-5IN-1-2	\$44



Écarteur Abdominal Saldanha-Solz

SKU **RM-SSAR-235-1**

PRIX **\$199 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur Abdominal Saldanha-Solz	Longueur totale de 23.5 cm, lame incurvée optimisée pour les tissus	\$199
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$199




Écarteur endoscopique Sculpo

SKU **RM-SER-180-1**

PRIX **\$229 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Écarteur endoscopique Sculpo	Lame 180 x 25 mm, robinet d'arrêt verrouillable, manche plaqué or
1	Vis de blocage du canal optique	Intègre les endoscopes de 5 mm ou 10 mm de manière sécurisée
1	Manchon de protection / Boîte	Emballage de transport standard



Écarteur cutané Sisson

SKU **RM-SSR-105-1**

PRIX **\$84 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur cutané Sisson	Longueur totale 10.5 cm, crochet à 1x1 griffes pointues, manche plat	\$84
Manchon de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$84



Écarteur à ressort Spring Wire Retractor

SKU **RM-SWR-1**

PRIX **\$44 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
8.6 cm - 8.9 cm — Dents 1x1, 3x3 ou 4x4	RM-SWR-1-1	\$44
11.5 cm - 13.0 cm — 1x1, 3x3, ou 4x4 griffes	RM-SWR-1-2	\$48
22.8 cm Macro — Griffes 1x1, 3x3, ou 4x4	RM-SWR-1-3	\$60



Écarteur de Necklift Talei « Benetrator 2 »

SKU **RM-TNRB2-9IN-1**

PRIX **\$159 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur de necklift Talei « Benetrator 2 »	Longueur totale de 9" (22,86 cm), lame large courbe, tube d'aspiration intégré	\$159
Manchon de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$159



Écarteur de lifting cervical Talei Necklift Retractor Narrow "Le Petit Benetrator"

SKU **RM-TNR-9IN-1**

PRIX **\$159 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Talei Necklift Retractor Narrow "Le Petit Benetrator"	Longueur totale de 9" (22.86 cm), lame courbe ultra-étroite, manche plat	\$159
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$159



Écarteur mammaire Tebbetts

SKU **RM-TBR-64-1**

PRIX **\$64 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
9 cm x 24 mm — Avec dents ou Sans dents — Voie d'abord sous-mammaire, dissection de loge péri-aréolaire	RM-TBR-64-1-1	\$64
15 cm x 24 mm — Avec griffes ou Sans griffes — Création de loge sous-pectorale profonde et augmentation mammaire transaxillaire	RM-TBR-64-1-2	\$64



Écarteur mammaire de Tebbetts à double extrémité

SKU **RM-TDEBR-1**

PRIX **\$69 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
23 cm Portée — Lame longue 37x70 mm / Lame courte 22x54 mm — Augmentation mammaire inframammaire standard et dissection de la loge périaréolaire	RM-TDEBR-1-1	\$69
Portée 31 cm (12.25") — Valve longue 37x70 mm / valve courte 22x54 mm — Création de loge sous-pectorale profonde, augmentation transaxillaire et plastie mammaire de révision	RM-TDEBR-1-2	\$89



Écarteur de Tebbetts à fibres optiques pour augmentation mammaire

SKU **RM-TFOBAR-1**

PRIX **\$259 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Sans source de lumière — 13 selectable sizes (avec/sans dents) — Adaptateur universel pour câble de fibre optique (Storz/Wolf/Olympus/ACMI)	RM-TFOBAR-1-1	\$259
Avec source LED sans fil — 13 selectable sizes (avec/sans dents) — Unité d'éclairage LED sans fil à piles (pile AA, stérilisable à gaz)	RM-TFOBAR-1-2	\$335



Écarteur Tebbetts Fiber Optic Breast Augmentation Retractor, Double Handle

SKU **RM-TFOBARDH-1**

PRIX **\$259 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Sans source de lumière — 13 selectable sizes (avec/sans dents) — Adaptateur universel pour câble de fibre optique (Storz/Wolf/Olympus/ACMI)	RM-TFOBARDH-1-1	\$259
Avec source LED sans fil — 13 selectable sizes (avec/sans dents) — Unité d'éclairage LED sans fil à piles (pile AA, stérilisable à gaz)	RM-TFOBARDH-1-2	\$335



Écarteur mammaire Tebbetts Spatula

SKU **RM-TSBR-125-1**

PRIX **\$89 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
25 mm wide x 185 mm long — 12 1/2" (31.5 cm) — Dissection de la loge sous-pectorale et abord inframammaire chez l'adulte standard	RM-TSBR-125-1-1	\$89
38 mm wide x 190 mm long — 12 1/2" (31.5 cm) — Déplacement du muscle grand pectoral et grandes loges de reconstruction	RM-TSBR-125-1-2	\$99



Écarteur de Main Universel de Tupper

SKU **RM-TUHR-1**

PRIX **\$699 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Table à main	Surface opératoire centrale
2	Supports de chaîne surélevés	Supports de périmètre de cadre
2	Crochets porte-chaîne	Points d'attache fixes
2	Crochets porte-chaîne coulissants	Points d'attache réglables
4	Chaînes à billes avec crochets cutanés	21 cm
6	Chaînes à billes pour fixation bras/poignet	26 cm
1 ensemble	Bandes élastiques	5 pièces



Écarteur Vickers Low Profile

SKU **RM-VLPR-SERIES-1**

PRIX **\$199 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
2x2 Griffes mousses	RM-VLPR-SERIES-1-A	\$199
3x3 Griffes mousses	RM-VLPR-SERIES-1-B	\$219
Lames pleines (face lisse)	RM-VLPR-SERIES-1-C	\$199



Écarteur d'abdominoplastie Yancoskie

SKU **RM-YAR-75-1**

PRIX **\$99 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur d'abdominoplastie Yancoskie	Longueur 7 1/2" (19.0 cm), râteau de 152 mm de large, 6 griffes acérées en ligne	\$99
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$99



Écarteur de lifting coronal Yancoskie

SKU **RM-YCLR-9IN-1**

PRIX **\$119 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Yancoskie Coronal Lift Retractor	Longueur totale de 9" (22.9 cm), râtelier de 150 mm de large, 6 griffes pointues d'équilibrage	\$119
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$119




Système d'écarteur de chirurgie de la main Bookwalter

SKU **RM-BHSRS-1**

PRIX **\$999 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
2	Lame Mini-Bookwalter, crochet simple	Standard Mini — pointe pointue ou mousse
2	Lame Mini-Bookwalter, crochet double	Standard Mini — pointe pointue ou mousse
2	Lame Mini-Bookwalter, crochet triple	Standard Mini — pointe pointue ou mousse
2	Lame Mini-Bookwalter, crochet quadruple	Standard Mini — pointe pointue ou mousse
1	Crémaillère rotative Mini-Bookwalter	Standard Mini
4	Mécanisme de crémaillère inclinable Mini-Bookwalter	Standard Mini
1	Demi-anneau Mini-Bookwalter	7" (17.5 cm)
1	Boîte de stérilisation	Boîtier de protection





Système d'écarteur Hoyos Retractor System

SKU **RM-HRS-1**

PRIX **\$1,999 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Écarteur distal Hoyos court	Option de lame d'écartement distale courte pour un accès plus proche des incisions
1	Écarteur distal Hoyos long	Option de lame d'écartement distale longue pour une portée tissulaire plus profonde
1	Écarteur proximal Hoyos long	Composant de lame d'écartement proximal long pour l'élévation des limites proximales
1	Écarteur Remora	Lame d'écarteur à traction spécialisée conçue pour réduire le glissement
1	Tige de support emboîtable	Relie les bras de l'écarteur au cadre suspendu principal
1	Étau de table pour Hoyos Retractor System	Ancre le montant vertical au rail de la table d'opération
1	Barre d'extension horizontale Hoyos	Prolonge le cadre horizontalement au-dessus du champ chirurgical
1	Montant vertical Hoyos	Colonne verticale principale supportant le cadre de montage





Écarteur pulmonaire Allison

SKU **RM-ALR-1**

PRIX **\$79 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Nourrisson / Pédiatrique — 20 mm x 23 cm	RM-ALR-1-1	\$79
Pediatric Compact — 30 mm x 11 cm	RM-ALR-1-2	\$89
Standard — 40 mm x 25.5 cm	RM-ALR-1-3	\$99
Adulte intermédiaire — 42 mm x 29 cm	RM-ALR-1-4	\$109
Large adulte — 54 mm x 31 cm	RM-ALR-1-5	\$119
Adulte extra-large — 65 mm x 31 cm	RM-ALR-1-6	\$129



Écarteur de côtes Baby-Haight

SKU **RM-BHRS-52-1**

PRIX **\$289 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre de guidage à expansion linéaire ultra-miniature	Rail coulissant micro-rainuré conçu pour les paramètres chirurgicaux néonataux
2	Valves latérales fenêtrées amovibles (Paire 1)	Mini-pales tissulaires de 9 mm x 10 mm conçues pour limiter la nécrose de pression
2	Valves latérales fenêtrées amovibles (Paire 2)	Mini-pales tissulaires de 9 mm x 20 mm pour les couloirs infantiles plus profonds
1	Verrouillage à vis à pas fin intégré	Vis moletée à profil bas pour un contrôle de la largeur étape par étape
2	Bras d'extension ergonomiques pour micro-pinces	Profils de poignées légers et profilés avec bords extérieurs lisses
1	Boîte de rangement et protection	Emballage de transport standard




Rapprocheur de côtes Bailey

SKU **RM-BRC-1**

PRIX **\$159 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Bailey Rib Contractor	Longueur totale 20 cm, compresseur mécanique à griffes	\$159
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$159



Écarteur mammaire I.M.A Bugge Takedown

SKU **RM-BTIMAR-499-1**

PRIX **\$499 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Châssis de l'écarteur I.M.A Bugge Takedown	Rail de levage mécanique avec une extension de 110 mm
1 Paire	Lames latérales de base	Lames de levage sternal profilées de 40 mm x 100 mm
1 Set	Lames de travail intégrées	Ensemble d'extrémité de travail étendu de 40 mm x 150 mm
1	Étui / Boîte de protection	Emballage de transport standard



Écarteur de côtes Burford Rib Spreader

SKU **RM-BRS-SERIES-1**

PRIX **\$359 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Option 3 (Écartement compact) — 200 mm maximum spread — 1 pair 47×62 mm + 1 pair 65×62 mm lateral blades	RM-BRS-SERIES-1-1	\$359
Option 1 (Écartement moyen) — 260 mm maximum spread — 1 pair 47×62 mm + 1 pair 65×62 mm lateral blades	RM-BRS-SERIES-1-2	\$379
Option 2 (Écartement maximum) — 300 mm maximum spread — 1 pair 47×62 mm + 1 pair 65×62 mm lateral blades	RM-BRS-SERIES-1-3	\$399



Écarteur de côtes Castaneda

SKU **RM-CRS-SERIES-1**

PRIX **\$309 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Option 1 — 10.5 mm x 32 mm — 65 mm maximum spread — Thoracotomie néonatale, cure de coarctation, ligature de canal artériel persistant chez le nourrisson	RM-CRS-SERIES-1-1	\$309
Option 2 — 12.0 mm x 45 mm — 70 mm maximum spread — Chirurgie cardiaque congénitale du nourrisson, division d'un anneau vasculaire	RM-CRS-SERIES-1-2	\$329
Option 3 — 15.0 mm x 60 mm — 120 mm maximum spread — Thoracotomie pédiatrique et adolescente, pose de shunt pulmonaire	RM-CRS-SERIES-1-3	\$349



Écarteur Sternal Castaneda

SKU **RM-CSR-1**

PRIX **\$374 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Profil nouveau-né	RM-CSR-1-1	\$374
Profil nourrisson	RM-CSR-1-2	\$384
Profil adulte	RM-CSR-1-3	\$389



Écarteur Auriculaire Cooley

SKU **RM-CAR-1**

PRIX **\$64 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Petit modèle	RM-CAR-1-1	\$64
Modèle moyen	RM-CAR-1-2	\$69
Grand modèle	RM-CAR-1-3	\$74




Écarteur de côtes Cooley

SKU **RM-CRS-SERIES-2**

PRIX **\$319 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Profil nourrisson — 12 mm × 16 mm — Écartement maximum de 95 mm — Accès thoracique néonatal et pédiatrique, chirurgie cardiaque congénitale	RM-CRS-SERIES-2-1	\$319
Pediatric Profile — 15 mm × 30 mm — écartement maximum 140 mm — Procédures cardiaques pédiatriques et thoracotomie	RM-CRS-SERIES-2-2	\$329
Profil adulte standard — 21 mm × 44 mm — écartement maximum 150 mm — Thoracotomie adulte standard, lobectomie et résection pulmonaire	RM-CRS-SERIES-2-3	\$339
Profil adulte large — 35 mm × 50 mm — Écartement maximum de 200 mm — Chirurgie thoracique bariatrique, expositions médiastinales profondes	RM-CRS-SERIES-2-4	\$349



Écarteur Sternal de Cooley

SKU **RM-CSR-STD-1**

PRIX **\$354 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Profil enfant — 145.0 mm × 140.0 mm × 21.0 mm × 45.0 mm	RM-CSR-STD-1-1	\$354
Profil adulte — 200.0 mm × 180.0 mm × 32.0 mm × 50.0 mm	RM-CSR-STD-1-2	\$364
Profil extra large — 178.0 mm × 152.0 mm × 102.0 mm × 29.0 mm	RM-CSR-STD-1-3	\$374



Écarteur de sternotomie Cooley Sternotomy Retractor

SKU **RM-CSTR-PED-1**

PRIX **\$359 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Profil nouveau-né — 85.0 mm × 55.0 mm × 16.0 mm × 14.0 mm	RM-CSTR-PED-1-1	\$359
Pediatric Profile — 115.0 mm × 80.0 mm × 30.0 mm × 15.0 mm	RM-CSTR-PED-1-2	\$369




Écarteurs Coryllos

SKU **RM-COR-THOR-1**

PRIX **\$99 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
22 mm × 82 mm — 9 ½" - 10"	RM-COR-THOR-1-1	\$99
43 mm × 108 mm — 9 ½" - 10"	RM-COR-THOR-1-2	\$109
65 mm × 115 mm — 9 ½" - 10"	RM-COR-THOR-1-3	\$119



Écarteur Aortique Crawford

SKU **RM-CAR-VASC-1**

PRIX **\$44 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Petit modèle — 19 cm length, lame 15.0 mm	RM-CAR-VASC-1-1	\$44
Grand modèle — 19 cm de long, valve de 15.0 mm	RM-CAR-VASC-1-2	\$49



Écarteur de Cushing pour Veines

SKU **RM-CVR-1**

PRIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
20.3 cm (approx. 8.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-1	\$49
22.8 cm (approx. 9.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-2	\$52
24.2 cm (approx. 9.5") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-3	\$55
25.5 cm (approx. 10.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-4	\$58
30.5 cm (approx. 12.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-5	\$61
35.5 cm (approx. 14.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-6	\$64
40.0 cm (approx. 15.75") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-7	\$67



Écarteur autostatique poplitée de Darling

SKU **RM-DPSRR-1**

PRIX **\$109 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Option A — 54 mm x 25 mm Gauche / 76 mm x 38 mm Droite — Exposition profonde de l'artère poplitée avec déplacement musculaire latéral	RM-DPSRR-1-1	\$109
Option B — 76 mm x 38 mm Gauche / 54 mm x 25 mm Droite — Exposition profonde de l'artère poplitée avec déplacement musculaire médial	RM-DPSRR-1-2	\$109



Écarteur DeBakey

SKU **RM-DBR-15-1**

PRIX **\$72 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur DeBakey	Longueur totale 15.3 cm, pointes aiguës 1x1	\$72
Manchon de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$72



Écarteur de côtes DeBakey

SKU **RM-DRS-SET-1**

PRIX **\$449 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre à crémaillère d'expansion parallèle robuste	Rail de guidage assurant l'élargissement osseux structurel linéaire (150 mm ou 200 mm)
6 (3 paires)	Valves latérales amovibles en crochet	3 paires de valves interchangeables avec bords incurvés antidérapants
1	Verrou à vis de tension intégré	Boulon de verrouillage à rotation manuelle pour minimiser la fatigue de l'utilisateur
2	Bras d'extension ergonomiques pour pinces	Poignées légères avec bords extérieurs atraumatiques lisses
1	Boîte / Rangement de protection	Emballage de transport standard





Écarteur Vasculaire Lobster Étendu

SKU **RM-EVLR-1**

PRIX **\$2,999 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
6	Fixation d'écarteur Lobster	—
1	Pince de table Lobster avec montant vertical et coupleur de cadre	—
1	Bras d'extension articulé Lobster	—
1	Cadre Lobster	—
2	Valve pivotante Lobster Mayo	2¾" x 2"
1	Valve pivotante Lobster Mayo	3¼" x 2"
1	Valve pivotante Lobster Deaver	2¾" x 4½"
1	Écarteur Lobster Harrington Sweetheart	2" x 5"
1	Valve pivotante Lobster Malléable (perforée)	2" x 6½"
1	Valve pivotante Lobster Malléable (perforée)	3" x 6½"
1	Valve pivotante Lobster Fence	4" x 6"
2	Valve pivotante Lobster Rénale	1" x 6"
1	Valve pivotante Lobster Splanchnique	2" x 4½"
1	Valve pivotante Lobster Splanchnique	2" x 6"
1	Boîte de stérilisation	—



Écarteur de côtes Finochietto (Modif)

SKU **RM-FMR-299-1**

PRIX **\$299 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre à crémaillère horizontale profilé	Rail de glissement plat permettant un élargissement manuel profond (écartement de 120 mm)
2 (Paire fixe)	Valves courbes fixes	Valves latérales fenêtrées de 14 mm x 15 mm épousant les surfaces costales
1	Ensemble de verrouillage à vis rotative	Engrenage de serrage pour sécuriser une rétraction chirurgicale optimale
2	Bras d'extension ergonomiques	Poignées légères d'écartement des tissus pour réduire la fatigue de l'utilisateur
1	Stockage de protection / Boîte	Emballage de transport standard





Écarteur de Côtes Finochietto

SKU **RM-FRS-SERIES-1**

PRIX **\$329 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre de rail de guidage parallèle profilé	Châssis à barre linéaire conçu pour coulisser et écarter les structures osseuses
2 (Paire fixe)	Valves angulaires fixes	Blocs latéraux de préhension osseuse dotés de fenêtrages circulaires
1	Verrou à vis intégré	Verrou structurel manuel positionné pour retenir solidement l'expansion du cadre
2	Bras d'extension ergonomiques	Poignées structurées légères optimisées pour limiter la fatigue de l'utilisateur
1	Boîte / Stockage de protection	Emballage de transport standard



Écarteur costal Finochietto-Baby

SKU **RM-FBRS-100-1**

PRIX **\$299 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre de rail de guidage coulissant parallèle	Système de rail miniature conçu pour coulisser dans les espaces pédiatriques restreints
2 (Paire fixe)	Valves coudées fixes	Blocs latéraux de 31 mm × 31 mm pour la prise osseuse avec fenêtrages circulaires
1	Verrouillage par vis intégré	Verrou structurel manuel positionné pour maintenir solidement l'expansion du cadre
2	Bras d'extension ergonomiques type forceps	Poignées structurées ultra-légères conçues avec des bords lisses
1	Boîte / Emballage de protection	Emballage de transport standard




Écarteur de côtes Finochietto-Infant

SKU **RM-FIRS-SERIES-1**

PRIX **\$319 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre à rail horizontal délicat	Configuration compacte de la barre coulissante optimisée pour la thoracotomie infantile
2 (Paire fixe)	Valves coudées fixes	Modules latéraux fenêtrés de 14×15 mm ou 15×15 mm
1	Verrou à vis rotative	Boulon de verrouillage manuel de sécurité qui fixe la rétraction et limite la fatigue
2	Bras de préhension ergonomiques effilés	Poignées légères structurées avec des bords extérieurs totalement lisses
1	Boîte / Stockage de protection	Emballage de transport standard



Écarteur Sternal French Pattern I.M.A

SKU **RM-FPIMASR-429-1**

PRIX **\$429 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Rail de guidage coulissant principal	Châssis latéral conçu pour guider et écarter les structures thoraciques
1	Composant de lame sternale large	Palette plate lisse de 100 mm x 20 mm pour la répartition de la force sternale
2	Lames à griffes sternales asymétriques	Crochets de traction incurvés doubles conçus avec des profondeurs de griffe de 28 mm ou 32 mm
3	Verrous à vis de lame de tension dédiés	Mécanismes de verrouillage indépendants conçus pour maintenir chaque lame en place
2	Bras de pinces écarteurs ergonomiques	Bras de manipulation légers et profilés avec des périmètres extérieurs lisses
1	Boîte / Stockage de protection	Emballage de transport standard



Écarteur sternal I.M.A. type French pour ministernotomie

SKU **RM-FPMS-429-1**

PRIX **\$429 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre à rail coulissant médian à profil bas	Rail de guidage miniaturisé optimisé pour les approches par ministernotomie
1	Composant de lame sternale miniature	Plaque rectangulaire lisse de 30 mm x 20 mm pour la répartition de la force sur la paroi osseuse
2	Lames à micro-griffes sternales	Doubles crochets de fixation incurvés avec extrémités de travail de 43 mm ou 50 mm de profondeur
3	Verrous à vis manuels intégrés	Assemblages filetés à rotation rapide pour sécuriser les réglages d'ouverture individuels
2	Bras d'extension de pince profilés	Châssis léger avec une finition aux bords extérieurs parfaitement lisses
1	Boîte / Stockage de protection	Emballage de transport standard



Écarteur costal Haight

SKU **RM-HRS-329-1**

PRIX **\$329 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Barre d'expansion horizontale	Châssis coulissant permettant l'élargissement structurel manuel pendant la thoracotomie
2 (Paire fixe)	Valves à angle fixe	Plaques latérales de maintien osseux de 30 mm x 30 mm avec fenestrations tissulaires
1	Verrouillage par vis	Pince de rétention mécanique assurant un maintien stable au niveau de rétraction choisi
2	Bras de rétraction ergonomiques	Profilés de poignées légers conçus avec des bords extérieurs parfaitement lisses
1	Boîte / Stockage de protection	Emballage de transport standard



Valve centrale pour écarteur Henly

SKU **RM-HRCB-1**

PRIX **\$48 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
19 mm long × 15 mm large — Montage sur tige Henly standard	RM-HRCB-1-1	\$48
25 mm long × 15 mm wide — Montage sur tige Henly standard	RM-HRCB-1-2	\$50
32 mm de long × 15 mm de large — Montage sur tige Henly standard	RM-HRCB-1-3	\$52
76 mm long × 15 mm wide — Montage sur tige Henly standard	RM-HRCB-1-4	\$54



Châssis d'écarteur Henly Retractor Frame

SKU **RM-HRF-6CM-1**

PRIX **\$124 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Henly Retractor Frame	Capacité d'ouverture de 6 cm, châssis à crémaillère et anneaux, logement pour valve centrale	\$124
Pochette / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$124



Écarteur de valve Leaflet Retractor

SKU **RM-LFR-22-1**

PRIX **\$49 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Lame de 5,0 mm de large	Longueur totale : 22 cm · Rôle clinique principal : Chirurgie valvulaire pédiatrique, commissurotomie et inspection des cuspidés aortiques · Prix (USD) : \$49.00
1	Lame de 8,0 mm de large	Longueur totale : 22 cm · Rôle clinique principal : Écartement de la valve mitrale adulte et exposition des cordages sous-valvulaires · Prix (USD) : \$49.00
1	Housse / Boîte de protection	Longueur totale : Emballage de transport standard · Rôle clinique principal : — · Prix (USD) : Inclus




Écarteur pour mini-sternotomie McCarthy avec élévateur universel

SKU **RM-MMSR-1**

PRIX **\$699 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Barres doubles d'écarteur thoracique	Cadre d'écartement principal modifié de 5 pouces pour la séparation sternale
1	Clamp universel fendu	Clamp de montage spécialisé pour la fixation des accessoires du cadre
1	Clamp universel	Bloc de serrage polyvalent pour l'intégration des composants
1	Support principal	Support de montage principal pour soutenir les bras d'écarteurs auxiliaires
1	Porte-tube	Fixe les tubulures chirurgicales dans la disposition du champ opératoire
1	Barre transversale à angle droit	Barre structurale pour le positionnement des éléments de rétraction auxiliaires
1	Grand écarteur à panier filaire (malléable)	Large panier filaire malléable pour un déplacement doux des tissus
2	Petit écarteur à panier filaire (malléable)	Paniers filaires malléables compacts pour une rétraction tissulaire ciblée



Écarteur thoracique Mercedes

SKU **RM-MTR-SERIES-1**

PRIX **\$329 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre de base à crémaillère semi-circulaire robuste	Ensemble à action combinée fournissant le couple mécanique
4 (2 paires)	Valves latérales amovibles de type crochet	2 paires de valves fenêtrées interchangeables (48×68 mm ou 70×75 mm)
1	Engrenage de réglage à vis centrale	Mécanisme de verrouillage manuel pour sécuriser les configurations et limiter la fatigue manuelle
2	Bras d'écartement ergonomiques	Cadres de poignée légers conçus avec des bords extérieurs lisses
1	Boîte / Stockage de protection	Emballage de transport standard






Écarteur de Valve Mitrale

SKU **RM-MVR-1**

PRIX **\$899 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Support principal	Composant de support structurel principal du système d'écarteur
1	Écarteur sternal Cooley	Composant de rétraction du sternum
1	Barre de bras latéral	Fournit un support structurel et un positionnement supplémentaires
3	Pince universelle	Connecte et sécurise les composants compatibles au sein du système
1	Lame tricuspide	Option de lame pour l'exposition chirurgicale cardiaque
1	Grande lame d'écarteur	Option de lame large pour la rétraction des tissus
3	Petite lame d'écarteur	Options de petites lames pour la rétraction des tissus
1	Boîte de stérilisation	Organise et protège l'ensemble complet pendant le stockage et le retraitement



Écarteur de côtes Morse Rib Spreader

SKU **RM-MRS-SERIES-1**

PRIX **\$239 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Option A — 22 × 27 mm / 200 mm Spread	RM-MRS-SERIES-1-A	\$239
Option B — 30 × 28 mm / Écartement 210 mm	RM-MRS-SERIES-1-B	\$259
Option C — 42 × 28 mm / Écartement 210 mm	RM-MRS-SERIES-1-C	\$279
Option D — 55 × 28 mm / Écartement 210 mm	RM-MRS-SERIES-1-D	\$299





Écarteur costal Morse-Favaloro

SKU **RM-MFRS-160-1**

PRIX **\$269 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre de rail de guidage coulissant parallèle	Rail de guidage en aluminium léger servant de châssis d'expansion
4 (2 paires)	Valves latérales angulées mobiles	Quatre valves réglables multipositions de 17 mm x 22 mm qui s'adaptent aux côtes
1	Verrou à vis fileté	Boulon de verrouillage intégré qui sécurise les valves à la rétraction optimale
2	Bras de force ergonomiques pour rétraction	Branches en aluminium effilées conçues avec des bords extérieurs lisses
1	Boîte / Rangement de protection	Emballage de transport standard



Écarteur épigardique de Parsonnet

SKU **RM-PER-1**

PRIX **\$44 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Extra petit	RM-PER-1-1	\$44
Petit modèle	RM-PER-1-2	\$49
Moyen	RM-PER-1-3	\$54
Large	RM-PER-1-4	\$59



Écarteur de valve aortique Ross

SKU **RM-RAVR-25-1**

PRIX **\$89 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Taille #1 — ⅜" x ⅝" (approx. 16 x 16 mm)	RM-RAVR-25-1-1	\$89
Taille #2 — ½" x ⅞" (approx. 13 x 22 mm)	RM-RAVR-25-1-2	\$89
Taille #3 — ¾" x 1" (approx. 19 x 25 mm)	RM-RAVR-25-1-3	\$89
Taille #4 — ¾" x 1 ⅛" (approx. 19 x 29 mm)	RM-RAVR-25-1-4	\$89
Taille #5 — 1 ⅛" x 1 ⅝" (approx. 29 x 29 mm)	RM-RAVR-25-1-5	\$89
Taille #6 — 1 ¾" x ⅞" (approx. 35 x 22 mm)	RM-RAVR-25-1-6	\$89



Écarteur de Sachs

SKU **RM-SVR-22-1**

PRIX **\$54 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Modèle à lame lisse — longueur 22 cm, lame courbe mousse	RM-SVR-22-1-1	\$54
Modèle à lame dentelée — 22 cm longueur, bord de lame dentelé	RM-SVR-22-1-2	\$54
Modèle à crochet pointu — 22 cm length, crochet pointu courbe	RM-SVR-22-1-3	\$54



Écarteur de Semb pour poumon et muscle

SKU **RM-SLMR-89-1**

PRIX **\$89 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Modèle profilé 25.5 cm — 25.5 cm with Contoured Grip	RM-SLMR-89-1-1	\$89
Modèle à manche plat 25.0 cm — 25.0 cm with Flat Handle	RM-SLMR-89-1-2	\$89



Système d'écarteur ThoraGate Rib Up Retractor System

SKU **RM-TRURS-1**

PRIX **\$1,499 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	ThoraGate Rib Up Retractor	Cadre d'écarteur thoracique principal et ensemble d'élévation
1	Bras flexible	Bras de support articulé pour le positionnement de l'élément écarteur
1	Pied stabilisateur à ventouse	Unité de base facilitant l'équilibre mécanique du système
2	Valves inférieures (différentes tailles)	Valves interchangeables pour l'engagement des côtes inférieures
3	Valves supérieures (différentes tailles)	Valves interchangeables pour l'élévation des côtes supérieures



Écarteur de côtes Tuffier

SKU **RM-TRS-160-1**

PRIX **\$299 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre à glissière horizontale	Rail de guidage à barres parallèles assurant l'écartement structurel sous compression
2 (Paire fixe)	Valves latérales larges fixes	Plaques angulées de 45 mm × 45 mm avec crans internes pour la prise osseuse
1	Verrouillage par vis manuelle	Engrenage de verrouillage fileté qui sécurise l'écartement et réduit la fatigue manuelle
2	Bras d'extension ergonomiques	Tiges de manipulation profilées et légères conçues avec des bords lisses
1	Boîte / Rangement de protection	Emballage de transport standard




Système d'écarteur Valve XS

SKU **RM-VXRS-1**

PRIX **\$999 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Système de rétraction Valve XS pour approche latérale	Configuration à double articulation
1	Valve seule avec fermeture par billes encliquetables	53 × 36 mm
1	Accessoires pour écarteur costal latéral (malléables)	60 × 35 mm
1	Clamp de connexion Valve XS Type B	Clamp structurel
1	Tige de rétraction	9" (230 mm)
1	Écarteur pour MICS CABG	Composant dédié
1	Instrument de pose pour valve d'écarteur d'atrium	Outil de pose dédié
1	Valve seule	30 × 35 mm
1	Valve seule	40 × 35 mm
1	Valve seule	50 × 35 mm
1	Valve seule	60 × 35 mm
1	Valve seule	70 × 35 mm
1	Boîte de stérilisation	Conteneur de stockage





Vascular Lobster System

SKU **RM-VLS-1**

PRIX **\$2,699 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Lobster Frame	—
1	Lobster Table Clamp with Vertical Post & Frame	—
8	Lobster Retractor Clamp	—
2	Lobster Mayo Swivel Retractor	¾" x 2"
1	Lobster Mayo Swivel Retractor	3½" x 2"
1	Lobster Fence Swivel Retractor	4" x 6"
1	Lobster Splanchnic Swivel Retractor	2" x 4½"
1	Lobster Splanchnic Swivel Retractor	2" x 6"
2	Lobster Renal Swivel Retractor	1" x 6"
1	Lobster Deaver Swivel Retractor	¾" x 4½"
1	Lobster Malleable Swivel Retractor (perforated)	2" x 6½"
1	Lobster Malleable Swivel Retractor (perforated)	3" x 6½"
1	Lobster Harrington Sweetheart Retractor	2" x 5"
1	Sterilization Box	—



Écarteur Willauer-Deaver


SKU **RM-WDR-395-1**

PRIX **\$99 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Lame large 25 mm — 25 mm wide x 108 mm working surface	RM-WDR-395-1-1	\$99
Lame large de 50 mm — Surface utile 50 mm large x 108 mm	RM-WDR-395-1-2	\$149






Écarteur de la veine rénale Wyllie

SKU **RM-WRVR-1**

PRIX **\$89 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
11 ¾" (29.85 cm) — lame vasculaire courbe lisse	RM-WRVR-1-1	\$89
12.0" (30.48 cm) — lame vasculaire courbe lisse	RM-WRVR-1-2	\$94
12 ½" (31.75 cm) — lame vasculaire courbe lisse	RM-WRVR-1-3	\$99
12 ¾" (32.39 cm) — lame vasculaire courbe lisse	RM-WRVR-1-4	\$104
13.0" (33.02 cm) — valve vasculaire courbe mousse	RM-WRVR-1-5	\$109



Système d'écarteur Rultract Retractor System

SKU **RM-RRS-1**

PRIX **\$1,499 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Mât à double courbure/clamp à pointe cannelée	Fournit l'interface de montage principale et le réglage du clamp
1	Râteau avec clip de fixation	Engage et maintient le tissu chirurgical grâce à une fixation par clip
1	Mât supérieur cannelé	Relie la section supérieure du cadre et stabilise l'ensemble du mât



Système d'écarteur IMA Bookwalter

SKU **RM-BIRS-1**

PRIX **\$1,499 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Barre d'extension verticale	12" (30 cm)
1	Raccord de montant	Standard
1	Barre horizontale	Standard
2	Mécanisme à crémaillère IMA	Micro Twist (<1 mm)
1	Barre transversale IMA	12" (30 cm)
2	Valves d'écarteur IMA	Profil IMA standard
1	Boîte de stérilisation	Étui de protection



Écarteur Vaginal de Breisky

SKU **RM-BVR-1**

PRIX **\$89 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	100 mm × 25 mm — 28 cm à 36 cm	Exposition vaginale superficielle et de l'introït — \$89.00
1	100 mm × 35 mm / 40 mm — 28 cm à 36 cm	Maintien large des parois vaginales antérieure/postérieure — \$89.00
1	130 mm × 20 mm / 30 mm — 28 cm à 36 cm	Exposition intermédiaire de la voûte vaginale — \$94.00
1	130 mm × 40 mm — 28 cm à 36 cm	Reconstruction profonde du plancher pelvien — \$94.00
1	140 mm × 35 mm — 28 cm à 36 cm	Accès cervical pour hystérectomie vaginale — \$99.00
1	160 mm × 20 mm / 35 mm — 28 cm à 36 cm	Accès profond à la voûte chez la patiente multipare — \$99.00
1	180 mm × 25 mm — 28 cm à 36 cm	Accès pelvien et apical de profondeur maximale — \$104.00
1	Étui de protection / Boîte	Conditionnement standard — Inclus



Écarteur Delee Universal Retractor

SKU **RM-DUR-1**

PRIX **\$129 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Delee Universal Retractor	Longueur totale 24 cm, lame courbe 50 × 70 mm	\$129
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$129





Écarteur vaginal Doyen

SKU **RM-DVR-1**

PRIX **\$79 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Doyen Vaginal Retractor	Écarteur vaginal manuel à lame large avec manche à anneau	\$79
Housse de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$79



Écarteur Vaginal Eastman

SKU **RM-EVR-1**

PRIX **\$59 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
76 mm × 38 mm — 18 cm	RM-EVR-1-1	\$59
88 mm × 38 mm — 18 cm	RM-EVR-1-2	\$62
101 mm × 38 mm — 18 cm	RM-EVR-1-3	\$64



Écarteur obstétrical Guttman

SKU **RM-GOR-1**

PRIX **\$94 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
7.5 cm Blade Extension — 50 mm × 70 mm base avec 7.5 cm extension	RM-GOR-1-1	\$94
11.0 cm Extension de lame — Base 50 mm × 70 mm avec extension de 11 cm	RM-GOR-1-2	\$99



Écarteur d'Hystérectomie Heaney

SKU **RM-HEHR-1**

PRIX **\$84 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
44 mm × 25 mm — 17 cm ou 27 cm	RM-HEHR-1-1	\$84
70 mm × 25 mm — 17 cm ou 27 cm	RM-HEHR-1-2	\$84
73 mm × 28.5 mm — 17 cm ou 27 cm	RM-HEHR-1-3	\$89
114 mm × 25 mm — 17 cm ou 27 cm	RM-HEHR-1-4	\$89



Écarteur Vaginal Heaney Simon

SKU **RM-HSVR-1**

PRIX **\$139 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
27.0 cm (10.6") — Profils Small, Medium, Large	RM-HSVR-1-1	\$139
29.2 cm (11.5") — Profils Small, Medium, Large	RM-HSVR-1-2	\$149




Écarteur vaginal Jackson

SKU **RM-JVR-1**

PRIX **\$44 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
75 mm × 38 mm	RM-JVR-1-1	\$44
90 mm × 38 mm	RM-JVR-1-2	\$49
100 mm × 38 mm	RM-JVR-1-3	\$54



Écarteur Vaginal Kelly Sims

SKU **RM-KSVR-1**

PRIX **\$84 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
18 cm	RM-KSVR-1-1	\$84
20 cm	RM-KSVR-1-2	\$89
23 cm	RM-KSVR-1-3	\$94
26 cm	RM-KSVR-1-4	\$99



Écarteur Vaginal Kristeller

SKU **RM-KVR-1**

PRIX **\$44 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Lames étroites (75×10, 110×14, 110×17 mm)	Longueurs disponibles : 18 cm ou 22 cm · Rôle clinique : Pédiatrie, nullipares et exposition du canal vaginal étroit · Prix (USD) : 44.00 \$ / 49.00 \$
1	Lames moyennes (75×23, 80×25, 115×23 mm)	Longueurs disponibles : 18 cm ou 22 cm · Rôle clinique : Examen vaginal standard chez l'adulte et chirurgie pelvienne mineure · Prix (USD) : 44.00 \$ / 49.00 \$
1	Lames larges/profondes (100×32, 115×26, 115×29, 115×32 mm)	Longueurs disponibles : 18 cm ou 22 cm · Rôle clinique : Réparation profonde du plancher pelvien et hystérectomie vaginale chez les patientes pares · Prix (USD) : 44.00 \$ / 49.00 \$
1	Étui / Boîte de protection	Longueurs disponibles : Emballage de transport standard · Rôle clinique : — · Prix (USD) : Inclus



Écarteur Vaginal Latéral Ébonisé

SKU **RM-LEVR-63-1**

PRIX **\$79 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur Vaginal Latéral Ébonisé	Dimensions / Détails : paramètre de taille 6.3 cm, lame ébonisée sécurisée pour le laser · Quantité incluse : 1	\$79
Manchon de protection / Boîte	Dimensions / Détails : emballage de transport individuel · Quantité incluse : 1	\$79



Écarteur Vaginal Latéral Non-Conducteur

SKU **RM-LNCVR-63-1**

PRIX **\$69 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Profil à tiges ouvertes	Largeur de lame : 6.3 cm · Rôle clinique principal : Dégagement accru des instruments peropératoires pendant LEEP/LLETZ · Prix (USD) : \$69.00
1	Profil à tiges allongées fermées	Largeur de lame : 6.3 cm · Rôle clinique principal : Déplacement simplifié de la muqueuse vaginale latérale et ablation laser · Prix (USD) : \$69.00
1	Étui de protection / Boîte	Largeur de lame : Emballage de transport standard · Rôle clinique principal : — · Prix (USD) : Inclus



Écarteur vaginal pour parois latérales

SKU **RM-LWVR-1**

PRIX **\$109 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
23 cm	RM-LWVR-1-1	\$109
26 cm	RM-LWVR-1-2	\$114
28 cm	RM-LWVR-1-3	\$119



Écarteur Lone Star Retractor (Gynécologie et Urologie Masculine)

SKU **RM-LSR-GMU-1**

PRIX **\$399 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Petit anneau — 16.6 cm x 16.2 cm (Gynécologie/Urologie)	RM-LSR-GMU-1-1	\$384
Anneau standard — 25.3 cm x 11.3 cm (Gynécologie/Urologie)	RM-LSR-GMU-1-2	\$399
Grand Anneau — 32.5 cm x 18.3 cm (Gynécologie/Urologie)	RM-LSR-GMU-1-3	\$414



Écarteur Vaginal O'Sullivan-O'Conner

SKU **RM-OSVR-28-1**

PRIX **\$399 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTE	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Châssis principal de l'écarteur	Dimensions (Longueur × Largeur) : Cadre de 28 cm (disposition courbe ou ovale) · Quantité incluse : 1 cadre · Prix (USD) : Inclus dans le kit (\$399.00)
1	Petite valve interchangeable	Dimensions (Longueur × Largeur) : Valve mousse 1.3 cm × 4.7 cm · Quantité incluse : 1 valve · Prix (USD) : Inclus dans le kit
1	Valve moyenne interchangeable	Dimensions (Longueur × Largeur) : Valve mousse 3.8 cm × 8.9 cm · Quantité incluse : 1 valve · Prix (USD) : Inclus dans le kit
1	Grande valve interchangeable	Dimensions (Longueur × Largeur) : Valve mousse 4.4 cm × 8.9 cm · Quantité incluse : 1 valve · Prix (USD) : Inclus dans le kit
1	Boîte de transport / stockage protectrice	Dimensions (Longueur × Largeur) : Emballage de transport standard · Quantité incluse : 1 boîte · Prix (USD) : Inclus dans le kit



Écarteur pelvien mousse

SKU **RM-PRB-105-1**

PRIX **\$89 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur pelvien mousse	Longueur 10 ½" (26.67 cm), lame pleine mousse de 1" de large	\$89
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$89



Écarteur de Paroi Vaginale Redondante Non Conducteur

SKU **RM-RNWR-7IN-1**

PRIX **\$99 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Moyen — 7 in, 9.0×2.0 cm blade	RM-RNWR-7IN-1-1	\$99
Grand — 7 in, 9.0×2.5 cm lame	RM-RNWR-7IN-1-2	\$109
X-Large — 7 in, 9.0×3.0 cm blade	RM-RNWR-7IN-1-3	\$119



Écarteur de parois vaginales Redundant Wall Retractor

SKU **RM-RWR-18-1**

PRIX **\$89 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Moyen — 18 cm, 5.7×2.2 cm blade	RM-RWR-18-1-1	\$89
Grand — 18 cm, 7.0×2.2 cm lame	RM-RWR-18-1-2	\$99
X-Large — 18 cm, 10.8×3.0 cm blade	RM-RWR-18-1-3	\$109



Écarteur vaginal auto-statique Rigby

SKU **RM-RSRVR-18-1**

PRIX **\$69 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur vaginal auto-statique Rigby	Longueur totale 18 cm, valves lisses de 63.5 mm de profondeur, verrou à crémaillère	\$69
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$69



Écarteur vaginal de Sims

SKU **RM-SVR-19-1**

PRIX **\$91 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
63.5 mm × 25 mm — Poli ou Ébonisé	RM-SVR-19-1-1	\$91
76.0 mm × 32 mm — Poli ou Ébonisé	RM-SVR-19-1-2	\$93
82.5 mm × 32 mm — Poli ou Ébonisé	RM-SVR-19-1-3	\$95
82.5 mm × 38 mm — Poli ou Ébonisé	RM-SVR-19-1-4	\$97
89.0 mm × 41 mm — Poli ou Ébonisé	RM-SVR-19-1-5	\$99



Écarteur vaginal Sims — Manche creux ergonomique

SKU **RM-SVRHGH-23-1**

PRIX **\$89 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
70 mm x 25 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-1	\$89
76 mm x 38 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-2	\$94
90 mm x 38 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-3	\$99



Écarteur Pelvien St. Marks

SKU **RM-SMPR-1**

PRIX **\$79 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
11 ½" Variante à rebord — 11 ½" (29.2 cm)	RM-SMPR-1-1	\$79
13" Variante à rebord — 13" (33.0 cm)	RM-SMPR-1-2	\$84
13" Variante sans rebord — 13" (33.0 cm)	RM-SMPR-1-3	\$89






Système d'écarteur gynécologique Bookwalter

SKU **RM-BGRS-1**

PRIX **\$1,699 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Montant vertical (Field Post)	12" (30 cm)
1	Coupleur de montant	Standard
1	Barre horizontale	Standard
4	Mécanismes de crémaillère inclinables	Multi-angle
1	Anneau périnéal cranté	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
2	Valves vaginales latérales	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	Valve vaginale postérieure	1" × 4½" (2.5 × 11.4 cm)
1	Valve Deaver	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Valve Deaver	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
1	Boîte de stérilisation	Boîtier de protection




Système d'écarteur de chirurgie pelvienne Bookwalter GYN Magrina

SKU **RM-BGMPRS-1**

PRIX **\$1,499 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Montant vertical	12" (30 cm)
1	Raccord de montant	Standard
1	Barre flexible horizontale	Standard articulée
1	Anneau périnéal à encoches	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
4	Crémaillère rotative inclinable	Standard avec rétention d'anneau
2	Valves latérales vaginales	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	Valve Deaver	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
1	Valve Deaver	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Valve vaginale postérieure	1" × 4½" (2.5 × 11.4 cm)
1	Boîte de stérilisation	Boîtier de protection





Système de chirurgie GYN Bookwalter StrongArm

SKU **RM-BSAGYNS-1**

PRIX **\$1,599 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	StrongArm Plus à montage supérieur avec pince sur rail	Articulé / Compatible avec rail de table
4	Crémaillère inclinable auto-statique	Multi-angle standard
1	Anneau périnéal à encoches	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
2	Valves vaginales latérales	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	Valve vaginale postérieure	1" × 4½" (2.5 × 11.5 cm)
1	Valve Deaver	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
1	Valve Deaver	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Boîte de stérilisation	Boîtier de protection




Écarteur de chirurgie périnéale Bookwalter

SKU **RM-BPRS-1**

PRIX **\$2,199 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Montant de champ	12" (30 cm)
2	Raccords de montant	Standard
1	Barre horizontale	Standard
1	Barre d'extension verticale	12" (30 cm)
5	Mécanismes à crémaillère inclinables	Multi-angles standard
1	Segments en demi-cercle	Diamètre 8½" (21.6 cm)
1	Anneau périnéal cranté	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
2	Valves vaginales postérieures	1" × 4½" (2.5 × 11.4 cm)
1	Valve Deaver	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Valve Deaver	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
2	Valves malléables	½" × 4" (1.3 × 10.2 cm)
2	Valves malléables	¾" × 4" (1.9 × 10.2 cm)
2	Valves malléables	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Boîte de stérilisation	Boîtier de protection





Adaptateur Mayfield réglable

SKU **RM-AMA-1**

PRIX **\$1,199 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Adaptateur Mayfield réglable	Fournit une plateforme de montage sécurisée pour les systèmes de fixation crânienne de style Mayfield sur les tables d'opération sans trous de réception intégrés
2	Supports d'extrémité réglables	Fixent l'adaptateur aux rails latéraux de la table d'opération et s'adaptent aux différentes largeurs de table
Plusieurs	Trous de montage	Permettent un ajustement latéral et un positionnement flexible de l'unité de base de la tête



Écarteur de Adson Cerebellum

SKU **RM-ACR-1**

PRIX **\$159 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Petit — 6.5 in, profondeur 22 mm	RM-ACR-1-1	\$149
Standard — 7.5 in, profondeur 22 mm	RM-ACR-1-2	\$159
Grand — 9.5 in, 22 mm profondeur	RM-ACR-1-3	\$174



Écarteur Cérébelleux Autobloquant d'Adson

SKU **RM-ASCR-1**

PRIX **\$199 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Petit — 6.5 in, 4x4 griffes	RM-ASCR-1-1	\$189
Standard — 7.5 in, 4x4 griffes	RM-ASCR-1-2	\$199
Grand — 9.5 in, 4x4 griffes	RM-ASCR-1-3	\$214



Écarteur Cérébelleux Autostatique Anderson-Adson

SKU **RM-AASCR-1**

PRIX **\$199 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Petit — 6.5 in, 4x4 griffes pointues	RM-AASCR-1-1	\$189
Standard — 7.5 in (19 cm), 4x4 griffes pointues, profondeur 13 mm	RM-AASCR-1-2	\$199
Grand — 9.5 in, 4x4 griffes pointues	RM-AASCR-1-3	\$214



Écarteur Budde Halo Retractor

SKU **RM-BHR-1**

PRIX **\$2,499 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Anneau Halo	Conception circulaire à double charnière
3	Bras flexible Halo	9 in (229 mm)
2	Support de fixation Budde Halo	Pincés de montage robustes
2	Tige de support Budde Halo	Diamètre 5/16 in
1	Plateau à compresses Budde Halo	Plateau perforé intégré
1	Mini-étau Budde Halo	Bloc de serrage en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique)
2	Écarteurs courbes Budde	Écarteurs cérébraux effilés
2	Microlames TEW	Microlames en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique)
2	Clés de réglage Halo	Outils de verrouillage du système
1	Boîte de stérilisation	Plateau organisateur perforé






Écarteur de cuir chevelu autostatique Contour

SKU **RM-CSRSR-1**

PRIX **\$99 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
3×4 Griffes mousses	RM-CSRSR-1-1	\$99
3×4 Griffes pointues	RM-CSRSR-1-2	\$99



Écarteur de décompression Cushing

SKU **RM-CDR-215-1**

PRIX **\$59 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur de décompression Cushing	Longueur 21.5 cm, lame de selle fenêtrée 13 × 19 mm	\$59
Gaine / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$59



Écarteur de nerfs Dandy

SKU **RM-DNR-20-1**

PRIX **\$25 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Droit — 20 cm longueur totale, crochet mousse droit — Exploration directe des nerfs crâniens et mobilisation radiculaire	RM-DNR-20-1-1	\$25
Courbe angulée droite — 20 cm longueur totale, crochet courbe à droite — Navigation du récessus latéral droit et des nerfs de la base du crâne	RM-DNR-20-1-2	\$25
Courbe angulée gauche — 20 cm longueur totale, crochet courbe à gauche — Navigation du récessus latéral gauche et des nerfs de la base du crâne	RM-DNR-20-1-3	\$25




Kit d'écarteur Greenberg

SKU **RM-GRK-1**

PRIX **\$3,499 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
2	Étaux primaires d'écarteur Greenberg	Fixation standard pour têtère (6 in / 152 mm) — se verrouille directement sur les montants Mayfield ou les supports de tête rigides
4	Étaux secondaires d'écarteur Greenberg	Fixation pour barre standard (12 in / 305 mm) — relie les barres primaires et secondaires pour construire le cadre extérieur
4	Bras d'écarteur longs Greenberg	Longueur 9.5 in (241 mm) — bras à friction articulés qui maintiennent et positionnent les valves d'écarteur
1	Repose-main Greenberg	Longueur 10 in (254 mm) — plateforme de soutien ergonomique pour stabiliser les mains du chirurgien
1	Plateau à compresses Greenberg	6.75 in x 3 in (172 mm x 76 mm) — se monte sur le cadre pour maintenir les cotons/compresses imbibés de solution saline
1	Boîtier de stérilisation Greenberg	17 in x 10 in x 2.375 in — boîte de rangement perforée ultra-résistante
1	Valve d'écarteur malléable effilée Greenberg	9 in, Largeur ¼ in x ¾ in (6 x 19 mm) — valve extra-large pour une large rétraction corticale
1	Valve d'écarteur malléable effilée Greenberg	9 in, Largeur 5/32 in x ¾ in (4 x 16 mm) — valve de largeur moyenne pour l'exposition lobaire et sous-temporale
1	Valve d'écarteur malléable effilée Greenberg	9 in, Largeur ¼ in x ½ in (3 x 13 mm) — valve standard pour l'accès interhémisphérique profond ou cisternal
1	Valve d'écarteur malléable effilée Greenberg	9 in, Largeur 3/32 in x ¾ in (2.4 x 9.5 mm) — valve effilée fine pour les passages étroits de la base du crâne
1	Valve d'écarteur malléable effilée Greenberg	9 in, Largeur 1/16 in x ¾ in (1.6 x 6 mm) — micro-valve pour la rétraction nerveuse et vasculaire délicate




Écarteur Greenberg Simplicity Retractor

SKU **RM-GSR-1**

PRIX **\$2,499 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Barre Primaire Greenberg	6" (15 cm) — ancrage rigide monopoint sur le montant de la têtère
1	Barre Secondaire Flottante Greenberg	12" (30 cm) — rail secondaire ciblé pour le montage des bras flexibles
4	Bras d'Écarteur Longs Greenberg	9.5" (24 cm) — bras flexibles à friction multi-axes pour un maintien précis de la lame
1	Repose-main Greenberg	10" (25 cm) — plateforme réglable de soutien de l'avant-bras
1	Plateau à Compresses Greenberg	3" x 6¾" (7.5 x 16.8 cm) — se monte sur le cadre pour ranger les neuro-patties et les outils
1	Boîte de Stérilisation Compacte	Disposition moulée sur mesure — boîte de stérilisation et organisateur perforé compact
1	Lame d'Écarteur Malléable Effilée	9" x ¼" x ¾" — lame extra-large pour une large protection corticale
1	Lame d'Écarteur Malléable Effilée	9" x 5/32" x ¾" — lame de largeur moyenne pour l'écartement lobaire
1	Lame d'Écarteur Malléable Effilée	9" x ¼" x ½" — lame standard pour un accès interhémisphérique profond
1	Lame d'Écarteur Malléable Effilée	9" x 3/32" x ¾" — lame effilée fine pour les passages cisternaux étroits
1	Lame d'Écarteur Malléable Effilée	9" x 1/16" x ¾" — micro-lame pour la séparation délicate des nerfs et des vaisseaux





Écarteur de nerfs Hoen

SKU **RM-HNR-22-1**

PRIX **\$24 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur de nerfs Hoen	Longueur totale de 22 cm, pointe nerveuse atraumatique courbe	\$24
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$24



Écarteur Leyla

SKU **RM-LR-1**

PRIX **\$1,199 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Base de fixation pour deux bras flexibles	Bloc de montage central qui ancre les deux bras flexibles à la tige de maintien
2	Bras flexibles	Bras à friction multi-articulés pivotant à 360 degrés pour un positionnement précis
2	Supports pour spatules cérébrales plates	Adaptateurs de montage terminaux reliant les spatules aux bras flexibles
1	Joint à rotule pour fixation sur table	Joint multi-axes permettant une inclinaison flexible de la tige de support sur le rail de table
1	Tige de maintien pour fixation	Colonne en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) massif élevant le système au-dessus du champ opératoire
1	Tête de couplage	Bloc de serrage robuste verrouillant la tige de maintien aux rails latéraux de la table
2	Fixations pour spatules cérébrales plates	Mécanismes de serrage de précision pour maintenir fermement les spatules plates/flexibles
1	Coffret de rangement en bois	Boîte ajustée protectrice pour le stockage sécurisé, le transport et le contrôle d'inventaire





Appui-tête Mayfield

SKU **RM-MHR-1**

PRIX **\$699 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Modèle adulte	RM-MHR-1-A	\$699
Modèle pédiatrique	RM-MHR-1-P	\$799



Tête Mayfield Skull Clamp

SKU **RM-MSK-1**

PRIX **\$2,499 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Système Mayfield Skull Clamp standard	Assure la fixation crânienne rigide et le positionnement stable de la tête pendant l'intervention
2	Broches crâniennes supplémentaires	Broches de fixation de rechange pour procédures adultes ou pédiatriques
1	Boîte de stérilisation en aluminium avec tapis en silicone	Protège, organise, stocke et stérilise le système complet



Écarteur cérébelleux de Miskimon

SKU **RM-MCR-19-1**

PRIX **\$139 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Écarteur cérébelleux de Miskimon	Dimensions / Détails : longueur totale 19 cm, 7x7 griffes pointues externes, verrouillage à crémaillère · Quantité incluse : 1	\$139
Manchon de protection / Boîte	Dimensions / Détails : emballage de transport individuel · Quantité incluse : 1	\$139





Écarteur Oldberg

SKU **RM-OR-21-1**

PRIX **\$49 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
13.0 mm Largeur de valve	RM-OR-21-1-1	\$49
15.0 mm lame large	RM-OR-21-1-2	\$49
Lame 19.0 mm de large	RM-OR-21-1-3	\$49



Écarteur de nerfs Scoville

SKU **RM-SNR-165-1**

PRIX **\$29 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Scoville Nerve Retractor	Longueur totale de 16.5 cm, pointe coudée profilée, tige fine	\$29
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$29



Écarteur de nerfs Smithwick

SKU **RM-SNR-29-1**

PRIX **\$29 USD**

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX
Petit — 17 cm, crochet mousse courbe	RM-SNR-29-1-1	\$29
Moyen — 21 cm, crochet mousse courbe	RM-SNR-29-1-2	\$29
Standard — 29 cm, crochet mousse courbe	RM-SNR-29-1-3	\$29




Écarteur Greenberg

SKU **RM-GR-1**

PRIX **\$3,999 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
2	Barres primaires	6" (15 cm) — se monte directement sur les montants de la têtère crânienne rigide
4	Barres secondaires flottantes	12" (30 cm) — étend le périmètre de support externe autour de la craniotomie
4	Bras flexibles d'écartement longs	9.5" (24 cm) — bras de friction multi-articulés pour le positionnement des valves
2	Repose-mains	10" (25 cm) — assure le soutien physique de l'avant-bras pour réduire la fatigue du chirurgien
1	Valve d'écartement effilée	¼" à ¾" (6 mm à 19 mm) — valve extra-large pour une rétraction corticale étendue
1	Valve d'écartement effilée	5/32" à ¾" (4 mm à 16 mm) — valve de largeur moyenne pour les accès lobaires et sous-temporaux
1	Valve d'écartement effilée	⅝" à ½" (3 mm à 12.5 mm) — valve standard pour les couloirs interhémisphériques profonds
1	Valve d'écartement effilée	3/32" à ⅝" (2.4 mm à 9 mm) — valve effilée fine pour les voies étroites de la base du crâne
1	Valve d'écartement effilée	1/16" à ¼" (1.5 mm à 6 mm) — micro-valve pour la rétraction délicate des nerfs et vaisseaux
1	Plateau à compresses en aluminium	3" × 6¼" (7.5 cm × 16.8 cm) — se monte sur le cadre pour organiser les compresses neuro
1	Plateau de stérilisation	17" × 10" × 2½" (43 cm × 25 cm × 6.3 cm) — plateau d'organisation perforé haute résistance



Cadre crânien polyvalent Sugita

SKU **RM-SMH-SET-1**

PRIX **\$4,999 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Support Smart Fix C	Châssis de serrage en C rigide reliant le cadre de base à la table d'opération
1	Joint de boîte Smart Fix	Bloc de connexion articulé comprenant 2 vis de fixation dédiées
1	Manchon d'arrêt Smart Fix	Collier de guidage de verrouillage empêchant le déplacement axial du cadre
1 Set	Broche crânienne Smart Fix, Standard	Broche de fixation crânienne conique pour craniotomie adulte standard
1 Set	Broche crânienne Smart Fix, Longue	Broche de fixation crânienne étendue pour les profils osseux calvariens épais
1	Unité de base flexible	Base d'articulation multi-articulée reliant les fixations de table
1	Unité de cadre	Arc structurel principal semi-circulaire offrant un montage d'accessoires à 360°
1 Set	Rétracteurs à crochet de scalp à ressort	Rétracteurs de marge de scalp à tension élastique pour un maintien hémostatique
1	Ajusteur de crochet à ressort	Mécanisme de cadran de tension contrôlant la traction du crochet à scalp
1 Set	Ajusteur de glissière de rétracteur II	Support coulissant de micro-avancement de précision pour spatules cérébrales
1	Repose-main (Central)	Stabilisateur ergonomique de l'avant-bras et du poignet pour le microchirurgien
1	Repose-main D	Barre de support anatomique de l'avant-bras droit
1	Repose-main G	Barre de support anatomique de l'avant-bras gauche
1	Repose-main réglable avec vis à dôme	Repose-main articulé avec serrage sphérique à verrouillage par dôme
1	Repose-main réglable avec glissière	Repose-main coulissant longitudinal pour des angles opératoires variables
1	Réceptacle d'instruments	Plateau de support stérile pour les canules d'aspiration et les micro-instruments
1	Plaque de coton	Plateforme de préparation pour les compresses neurochirurgicales et les cotonoides
1	Ajusteur de plaque de coton	Bras de positionnement articulé pour la plateforme de cotonoides
1	Fixation pour sous-trou	Support de montage auxiliaire pour les rétracteurs cérébraux périphériques
1	Boîte de stérilisation	Conteneur de transport organisationnel sur mesure en aluminium/Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique)





Écarteur autostatique Judd-Masson

SKU **RM-JMSR-399-1**

PRIX **\$399 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre de base autostatique robuste	Châssis multipoint conçu pour une large visibilité 3D
2	Valves latérales plates fixes	Panneaux de 69 mm de profondeur orientés vers l'extérieur avec fenestrations protectrices à 90 degrés
1	Composant de valve centrale réglable	Valve plate pleine configurée pour s'adapter aux structures organiques internes
1	Ensemble de double verrouillage manuel à crémaillère	Doubles clips de verrouillage mécanique gérant les réglages d'expansion des deux systèmes de valves
2	Bras d'écartement ergonomiques	Poignées structurées légères avec bords lisses protecteurs pour les tissus
1	Boîte / Rangement de protection	Emballage de transport standard




Écarteur urologique Turner-Warwick

SKU **RM-TWUR-549-1**

PRIX **\$549 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre de base circulaire auto-statique	Châssis circulaire rigide de 180 mm x 140 mm conçu pour une visibilité à 360 degrés
6	Valves à griffes réglables avec doubles pointes courbes	Valves de rétraction multidirectionnelles de 13 mm x 14 mm pour tissus fibreux
6	Verrous à goupille de rétention à glissement rapide	Fixations manuelles à fente verrouillant la tension des tissus en toute sécurité
2	Bras de préhension ergonomiques	Poignées structurées légères forgées avec des périmètres lisses
1	Boîte / Stockage de protection	Emballage de transport standard





Écarteur d'urologie Lobster Expanded Retractor

SKU **RM-ULER-1**

PRIX **\$3,499 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
8	Pince d'écarteur Lobster	—
1	Fixateur de table Lobster avec montant vertical et coupleur	—
1	Bras d'extension articulé Lobster	—
1	Cadre Lobster	—
2	Écarteur pivotant Lobster Mayo	2" × 2"
2	Écarteur pivotant Lobster Mayo	2¾" × 2"
1	Écarteur pivotant Lobster Deaver	2¾" × 4½"
1	Écarteur pivotant Lobster Deaver	1½" × 6"
1	Écarteur Lobster Harrington Sweetheart	2" × 5"
1	Écarteur Lobster Harrington	2.5" × 6"
1	Écarteur pivotant malléable Lobster (perforé)	2" × 6½"
1	Écarteur pivotant malléable Lobster (perforé)	3" × 6½"
1	Écarteur de vessie malléable Lobster Marshall, pivotant	3" × 6"
1	Écarteur pivotant Lobster Fence	4" × 6"
1	Écarteur pivotant Lobster Splanchnic	2" × 4½"
1	Boîte de stérilisation	—




Système d'écarteur d'urologie Bookwalter

SKU **RM-BURS-1**

PRIX **\$2,399 USD**

LISTE DES COMPOSANTS

QTÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Montant de champ	12" (30.5 cm)
1	Raccord de montant	Standard
1	Barre flexible horizontale	Diamètre 1" (2.5 cm)
8	Mécanismes à crémaillère inclinables	Multi-angles
1	Anneau segmenté	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
1	Anneau segmenté	8½" × 14" (21.6 × 35.6 cm)
1	Valve malléable	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Valve malléable	1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)
2	Valves Kelly	1" × 2½" (2.5 × 6.4 cm)
1	Valve Kelly	1" × 1½" (2.5 × 3.8 cm)
2	Valves Kelly	2" × 2½" (5.1 × 6.4 cm)
3	Valves vaginales latérales	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	Valve rénale Wylie	1" × 7" (2.5 × 17.8 cm)
1	Coffret de stérilisation	Boîtier de protection



COMMANDES & ASSISTANCE

Comment commander chez Retractor Maker

Commande & paiement

- Envoyez-nous votre liste d'instruments avec les codes article, les tailles, les quantités et le pays de livraison via le formulaire de demande de devis, par e-mail ou WhatsApp.
- Nous confirmons la configuration, le prix, le délai et l'expédition dans un devis écrit.
- Le paiement s'effectue d'avance par virement bancaire sur notre compte professionnel. Le paiement par carte de crédit ou de débit peut être organisé à la demande du client.

Délais de commande

- En stock : expédition sous 5 jours ouvrés, puis environ 7 jours de livraison dans le monde entier.
- Sur commande : 17 à 20 jours ouvrés de fabrication, puis environ 9 jours de livraison dans le monde entier.

Commander des échantillons

- Les échantillons sont disponibles pour les distributeurs, les hôpitaux et les fournisseurs médicaux qui évaluent nos instruments en vue d'achats en volume.
- Envoyez-nous les codes article et les quantités dont vous avez besoin ; nous chiffrons les échantillons et l'expédition vers votre pays. Les échantillons en stock sont expédiés sous 5 jours ouvrés.

Entretien & stérilisation

- Nettoyez rapidement les instruments après usage, rincez-les et séchez-les complètement, puis inspectez les lames, les dents et les crans.
- Les rétracteurs en acier inoxydable conviennent à la stérilisation à la vapeur (autoclave) ; suivez le cycle validé de votre établissement.
- Rangez-les dans un endroit propre et sec, dans des plateaux ou supports qui protègent les lames et les pointes.

Les guides complets sont disponibles sur retractormanufacturer.com : Commande & paiement, Commander des échantillons et Entretien & stérilisation.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest