



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Williams para Discectomia

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Williams para Discectomia

SKU RM-WDR-1

\$94 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
50 mm × 20 mm (Esquerda ou Direita)	RM-WDR-1-1	\$94
70 mm × 20 mm (Esquerdo ou Direito)	RM-WDR-1-2	\$99

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Williams para Discectomia é um retrator cirúrgico de precisão para coluna, desenvolvido especificamente para estabelecer e manter um microcorredor desobstruído até o espaço interlaminar durante procedimentos de discectomia lombar. Projetado com uma haste de lâmina em estilo baioneta angulada, este afastador mantém a mão do assistente e o cabo completamente fora da linha de visão microscópica, permitindo a visualização ininterrupta do espaço discal.

Construído para a contenção direcionada do tecido paravertebral, este modelo Retractor Maker apresenta um alcance total de 18 cm. O instrumento está disponível em dois tamanhos de lâmina selecionáveis: 50 mm × 20 mm (\$94) e um perfil estendido de 70 mm × 20 mm (\$99), combinados com direções de lâmina personalizáveis para Esquerda ou Direita para apoiar abordagens cirúrgicas unilaterais específicas. Sua ponta distal dentada assenta firmemente contra a borda laminar ou cápsula facetária, evitando o deslizamento acidental do tecido durante descompressões profundas do canal.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de qualidade premium com acabamento fosco acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Williams para Discectomia sob rigorosas tolerâncias clínicas, oferecendo alta resistência à corrosão, rigidez estrutural inabalável e durabilidade completa em autoclave para centros de cirurgia de coluna em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest