



製品パンフレット

Cerkes Double Ended Nasal Retractor (Cerkes両頭鼻用レトラクター)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines

Donald Cameron



Cerkes Double Ended Nasal Retractor (Cerkes 両頭鼻用レトラクター)

SKU RM-CDENR-1

\$69 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
小 (10×7 mm & 15×7 mm)	RM-CDENR-1-1	\$69
大 (30×8 mm & 35×10 mm)	RM-CDENR-1-2	\$74

製品詳細

Cerkes Double Ended Nasal Retractorは、美容的および再建的鼻の手術において、多層的な組織挙上と精密な解剖学的露出を実現するために設計された鼻形成術用レトラクターです。高度な鼻形成手技に合わせて設計されたこの両頭式器具により、術者は器具を持ち替えることなく、鼻皮膚外包や下鼻翼軟骨の剥離・牽引を行うことができます。

手技の柔軟性を高めるため、このCerkes Double Ended Nasal Retractorモデルは全長15 cmで設計され、2種類のブレード構成から選択可能です。Small構成（\$69）は、片側に10 mm × 7 mm、もう片側に15 mm × 7 mmのブレードを統合しています。一方、Large構成（\$74）は、30 mm × 8 mmと35 mm × 10 mmの幅広いブレードの組み合わせです。滑らかに面取りされたブレードエッジは、粘膜損傷を防ぎつつ、強固で安定した牽引を維持します。

反射を抑えたサテンマット仕上げプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から製造されるRetractor MakerのCerkes Double Ended Nasal Retractorは、度重なるオートクレーブ滅菌に耐え得る耐久性を備えています。世界中の形成外科および耳鼻咽喉科医に、卓越したタクトイルバランス、耐食性、そして長期にわたる運用寿命を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest