



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Cervical de Tejidos Blandos

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Cervical de Tejidos Blandos

SKU RM-CTR-13-1

\$79 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador Cervical de Tejidos Blandos	Longitud total de 13 cm, punta de 1×1 dientes romos	\$79
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$79

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Cervical de Tejidos Blandos es un instrumento quirúrgico manual especializado, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento localizado y atraumático de tejidos blandos durante exposiciones delicadas de la columna cervical anterior. Diseñado para maniobrar en espacios anatómicos reducidos, este separador permite a los equipos quirúrgicos movilizar suavemente la fascia, los márgenes musculares y el tejido graso lejos de los músculos largos del cuello.

Fabricado para optimizar el control en campos operatorios localizados, este modelo de Separador Cervical de Tejidos Blandos presenta una longitud total de 13 cm (\$79) junto con una configuración de 1×1 dientes romos. La punta roma única está cuidadosamente estructurada para enganchar y estabilizar los márgenes del tejido de manera efectiva, evitando traumas innecesarios al tejido del paciente o la punción accidental del esófago y la vaina carotídea. Su mango plano ergonómico proporciona sensibilidad táctil y control antideslizante durante procedimientos cervicales prolongados.

Fabricado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker produce el Separador Cervical de Tejidos Blandos para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a los quirófanos de columna y neurocirugía una durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y fiabilidad quirúrgica.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest