



# RETRACTOR MAKER

## FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Williams para Fratura do Rádio Distal

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



## Afastador Williams para Fratura do Rádio Distal

**SKU** RM-WDRFR-45-1

**\$189 USD**

### TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

| TAMANHO / OPÇÃO                                                                                      | SKU / DETALHES  | PREÇO (USD) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Lâmina Curva à Esquerda — 4.5" (11.43 cm) comprimento, dentes angulados rombos, curvatura à esquerda | RM-WDRFR-45-1-1 | \$189       |
| Lâmina Curva à Direita — 4.5" (11.43 cm) comprimento, dentes angulados rombos, curvatura à direita   | RM-WDRFR-45-1-2 | \$189       |

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Williams para Fratura do Rádio Distal é um instrumento cirúrgico ortopédico manual indispensável, projetado especificamente para fornecer alavancagem óssea segura e antiderrapante e deslocamento de tecidos moles durante a colocação de placas volares em fraturas do rádio distal. Projetado para envolver o córtex radial através da abordagem de Henry ou flexor radial do carpo (FCR) modificada, este afastador mantém o músculo pronador quadrado e os tendões flexores afastados de forma limpa, sem comprimir o nervo mediano.

Construído para suportar ciclos de esterilização em autoclave de alta frequência sem degradação, esta configuração do Afastador Williams para Fratura do Rádio Distal apresenta um comprimento total da ferramenta de 4.5 inches (11.43 cm, \$189). Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), a configuração do perfil das pontas apresenta extremidades rombas anguladas à esquerda e à direita, especificamente contornadas para manter o contato ósseo seguro e antideslizante na borda volar do rádio. Os cirurgiões podem escolher entre dois perfis geométricos distintos: um layout de lâmina Curved Left ou um layout de lâmina Curved Right para corresponder à lateralidade anatômica. Seu cabo ergonômico oferece alavancagem manual sem fadiga.

Forjado com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Williams para Fratura do Rádio Distal para manter tolerâncias clínicas rigorosas, fornecendo aos centros de cirurgia da mão, unidades de trauma e suítes de reconstrução ortopédica em todo o mundo durabilidade excepcional, resistência à corrosão e durabilidade total em autoclave.



## OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

### CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

**[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Websites

**[retractormaker.com](http://retractormaker.com)**  
**[retractormanufacturer.com](http://retractormanufacturer.com)**

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)